

# LucRo SCHUHKOLLEKTION

SPEZIALSCHUHE FÜR MENSCHEN  
MIT DIABETES ODER RHEUMA

[www.lucro.de](http://www.lucro.de)

**LucRo**  
by **schein**

classic | kinetic | ergonomic

# SCHUHE FÜRS LEBEN

JETZT AUCH  
FÜR MENSCHEN  
MIT RHEUMA

Seite 20



*Mobilität ist ein wichtiges Stück Lebensqualität. Unbeschwerte Bewegung ist die Voraussetzung, um diese in vollen Zügen genießen zu können. Und das bei jedem Schritt und Tritt.*

**Mit LucRo.**

SPEZIALSCHUHE

# *LucRo* **SCHUHKOLLEKTION**

SPEZIALSCHUHE FÜR MENSCHEN  
MIT DIABETES ODER RHEUMA

[www.lucro.de](http://www.lucro.de)







# LucRo Schuhkollektion

→ Allgemeines zu den Krankheitsbildern und LucRo Qualitätsmerkmalen

Vorwort	8-9	<b>LucRo Qualität</b>	
<b>Diabetes</b>		LucRo Ausstattungsmerkmale	24-25
Krankheitsbild und Diabetisches Fußsyndrom	10-13	Umweltfreundliche Lederqualität	26-27
Das richtige Schuhwerk finden	14-15	Qualitätssiegel und Pflegetipps	28-29
Mobilität auf Rezept	16-17	<b>LucRo Ergänzungen</b>	
Drei Kollektionen für Menschen mit Diabetes oder Rheuma	18-19	Neu: LucRo Clogs	30
<b>Rheuma</b>		LucRo Spezialsocken	31
Krankheitsbild	20-22	<b>LucRo Produktsortiment</b>	
Der neue Spezialschuh für Menschen mit Rheuma oder Diabetes	23	LucRo Schuhkollektionen	32-119
		LucRo Zubehör	120-125

## LucRo classic

→ Damenschuhe



Sandalen	38-41
Halbschuhe mit Klettverschluss	42-45
Halbschuhe mit Schnürung	46
Stiefel	47
Hausschuhe	48-49

→ Herrenschuhe



Sandalen	52-55
Halbschuhe mit Klettverschluss	56-59
Halbschuhe mit Schnürung	60-63
Stiefel	64-65
Hausschuhe	66-67

## LucRo kinetic

→ Damenschuhe



Sandalen	74-75
Halbschuhe mit Klettverschluss	76-79
Halbschuhe mit Schnürung	80-81
Stiefel	82-83
Hausschuhe	83

→ Herrenschuhe



Sandalen	86-87
Halbschuhe mit Klettverschluss	88-89
Halbschuhe mit Schnürung	90-91
Stiefel	92-93
Hausschuhe	93

## LucRo ergonomic

→ Damenschuhe



Sandalen	100-101
Halbschuhe mit Klettverschluss	102-106
Halbschuhe mit Stretchleder	106
Halbschuhe mit Schnürung	107
Stiefel	108
Hausschuhe	109

→ Herrenschuhe



Sandalen	112
Halbschuhe mit Klettverschluss	113-116
Halbschuhe mit Stretchleder	116
Halbschuhe mit Schnürung	117-118
Stiefel	119
Hausschuhe	119

NEU!



# SCHUHE FÜRS LEBEN

## Unsere Füße sorgen für Mobilität und Bewegungsfreiheit, doch wer sorgt für unsere Füße?

Unsere Füße sind Basis unserer gesamten Fortbewegung. Sie machen uns mobil und lassen uns unseren natürlichen Bewegungsdrang ausleben. Wenn es gut läuft, ein Leben lang. Wenn es nicht gut läuft oder besser gesagt wenn wir nicht mehr gut laufen können, ist unsere Bewegungsfreiheit und damit auch unsere Lebensqualität eingeschränkt.

Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Füßen etwas Gutes tun! Wir können ihnen zum Beispiel Entlastung vom Druck und der täglich auf sie einwirkenden Belastungsenergie gönnen. Der Schutz vor Druckstellen ist insbesondere für Menschen mit Polyneuropathien enorm wichtig, weil jede noch so kleine Verletzung aufgrund der eingeschränkten Fußsensibilität eine ernstzunehmende Entzündungsgefahr darstellt.

Bei Rheuma ist es genau umgekehrt, hier ist die Sensibilität erhöht und durch chronische Gelenkschmerzen gekennzeichnet. Deshalb gilt es bei diesem Krankheitsbild in erster Linie, Stoßbelastungen zu dämpfen und Bewegungsschmerz zu reduzieren.

Mit unseren drei LucRo Schuhkollektionen, geben wir Menschen mit Diabetes oder Rheuma ein wichtiges Stück Mobilität zurück: Bewegungsqualität.

Füße schützen heißt Verantwortung übernehmen – wir übernehmen diese gerne und mit vollem Einsatz.



Arnd Schein  
**Schein Orthopädie Service KG**



Der stille  
**Wegbegleiter**

Diagnose  
**Diabetes**

Ca. **6** Mio.

Menschen leben in Deutschland  
mit diagnostiziertem Diabetes

Ca. **1** Mio.

Menschen mit Diabetes  
haben ein erhöhtes Risiko  
für offene Fußwunden

Jeder **4.**

Mensch mit Diabetes  
erleidet im Laufe seines Lebens  
ein Diabetisches Fußsyndrom

Ca. **250.000**

an Diabetes erkrankte  
Menschen haben bereits offene  
Fußverletzungen

(Quelle: Deutscher Gesundheitsbericht  
Diabetes 2014, Herausgeber:  
diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe)

### Die Gefahr des Nichtbemerken


Die schlechte Stoffwechsellage bei Menschen mit Diabetes kann langfristig zu Nervenirritationen und -schädigungen führen. Das Diabetische Fußsyndrom gehört zu einer der möglichen Begleiterkrankungen. Kribbeln, Taubheitsgefühle und Temperaturunempfindlichkeit an den Füßen können dazu führen, dass Druckstellen und Verletzungen nicht mehr wahrgenommen werden. Regelmäßige Kontrolle und ein schützendes Schuhwerk sind eine unverzichtbare Maßnahme, um der schleichenden Gefahr entgegenzuwirken.

# Vermeidung ist der beste Schutz

## Der Diabetische Fuß

Das Diabetische Fußsyndrom ist eine gefürchtete Folgekomplikation bei Diabetes mellitus. Das Tückische ist die schleichende Entstehungsform, die von den Betroffenen anfangs oft erst einmal nicht bemerkt wird.

Der Grund: Durch die Nervenschädigungen, „Polyneuropathien“ in der Fachsprache, die bei etwa einem Drittel aller Menschen mit Diabetes langfristig auftreten, werden Druckstellen und kleine Wunden am Fuß nicht registriert. Wenn sich diese Wunden entzünden und Geschwüre entstehen, spricht man vom **Diabetischen Fußsyndrom**. Da die Wundheilung wegen der Diabetischen Stoffwechsellaage und aufgrund von Durchblutungsstörungen in den Beinen zusätzlich beeinträchtigt ist, ist das Diabetische Fußsyndrom schwer zu kontrollieren. Das Risiko für erneute Wunden steigt, die Therapie wird zunehmend schwieriger und komplizierter. In den schlimmsten Fällen hilft nur noch die Amputation des betroffenen Fußareals.



Tägliche Fußkontrolle und das richtige Schuhwerk mindern das Risiko


Nicht jeder Mensch mit Diabetes erkrankt an Folgekomplikationen wie dem Diabetischen Fußsyndrom. Prävention spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Auch der Betroffene selbst kann etwas tun, um der unerwünschten Begleiterkrankung entgegenzuwirken: Tägliche Fußkontrolle, bei der auch die Angehörigen helfen können, und die Wahl des richtigen Schuhwerks sind zwei der wichtigsten Maßnahmen zur Risikominderung.

## Der klinische Beweis

Dass ein geeignetes „Diabetes-Schuhwerk“ einen entscheidenden Beitrag zur Prophylaxe von Fußgeschwüren (Fußulzationen) leistet bzw. wiederkehrende Entzündungen (Rezidiv) verhindern kann, zeigen auch die Ergebnisse einer klinischen Studie, die an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf durchgeführt wurde. In dieser wurde bei 92 Diabetischen Hochrisikopatienten mit abgeheiltem Fußgeschwür das Wiederauftreten von Fußulzationen in einem

Zeitraum von 42 Monaten beobachtet. Ein Teil der Patienten trug dabei normales Schuhwerk, die anderen trugen den Diabetes-Spezialschuh LucRo classic.

**Das Ergebnis: Die Rate an Geschwürrezidiven im ersten Jahr ließ sich bei den LucRo classic Trägern um 80 % verringern.**



Anteil der Patienten ohne Geschwürrezidiv (event-free-patients) mit zeitlichem Verlauf nach Kaplan-Meier

→ **Wenig neue Wunden**  
→ **Viele neue Wunden**



# Gemeinsam das richtige Schuhwerk finden

## Die Fußexperten

Bei der Wahl des richtigen Schuhwerks werden Menschen mit Diabetischem Fußsyndrom nicht allein gelassen. Im Gegenteil, sie werden von verschiedenen Fachexperten unterstützt, deren gemeinsames Ziel es ist, den Fuß bestmöglich zu versorgen. Dazu zählen:

1. **der Arzt** (Hausarzt oder Diabetologe), der die Diagnose stellt, die Gesundheit der Füße überprüft und gegebenenfalls einen Schuh mit diabetesgerechter Fußbettung verordnet,
2. **der Schuhhersteller**, der auf Basis aktueller Forschungs- und Studienergebnisse einen optimal schützenden Spezialschuh entwickelt,
3. **der Orthopädie(schuh)techniker**, der die Versorgung individuell und optimal anpasst.




Digitales Fuß-Scansystem DigiPED



Druck unter der Fußsohle

Messung der Druckverteilung des Fußes für die optimale Schuhanpassung



Druckmesssysteme ermöglichen die Analyse der dynamischen Druckverteilung beim Stehen, Gehen und Laufen

## Die Messungen

Neben der **Bestimmung der Fußsensibilität** gehört die **Messung der Druckverteilung des Fußes** zu jeder Schuhanpassung. Druckspitzen fördern vielfach die Entstehung von plantaren Fußwunden. Wir setzen alles daran, den Druck unter der Fußsohle gleichmäßig zu verteilen, um Druckspitzen zu reduzieren. Eine einfache Betrachtung der Fußsohlen im Stand erfolgt auf einem Podoskop oder einem digitalen Scansystem. Die elektronische Messung optimiert die Qualität der individuellen Versorgung: Die Beurteilung des Therapieverlaufs wird so einfach und nachhaltig dokumentiert.

Die gesetzliche Krankenkasse fordert bei der Anfertigung von diabetesadaptierten Fußbettungen eine Druckmessung im Schuh. Nur so lässt sich eine Verminderung des Drucks durch das Hilfsmittel nachweisen.

## Bestimmung der Fußsensibilität

Neben der täglichen Sichtkontrolle, die der Betroffene allein oder mit Hilfe seiner Angehörigen durchführen sollte, ist der regelmäßige Besuch einer medizinischen Fußambulanz angeraten. Hierbei bewähren sich folgende diagnostische Hilfsmittel zur Sensibilitätsprüfung.



### Die Stimmgabel

- überprüft das Vibrationsempfinden peripherer Nerven (gehört zu den Kriterien der Tiefensensibilität)
- quantifiziert einen Nerven ausfall aufgrund der Skalierung



### Das TipTherm

- kontrolliert das Temperaturempfinden des Fußes
- fällt der Temperatursinn aus, ist dies ein entscheidendes Frühsymptom für eine beginnende Polyneuropathie
- wird dieser Ausfall rechtzeitig entdeckt, kann wichtige Zeit für die Prävention und Therapie gewonnen werden
- empfiehlt sich als Standard für die zyklische Kontrolle



### Das Monofilament

- prüft die Oberflächen-sensibilität
- wird kein Druck empfunden, so ist die Berührungssensibilität bereits stark eingeschränkt und die natürliche Schutzfunktion erloschen

Spezialschuhe für Menschen mit Diabetes

# Mobilität auf Rezept – LucRo macht's möglich

## Therapeutisches Hilfsmittel

Fußschützendes Schuhwerk für Menschen mit erhöhtem Risiko für das Diabetische Fußsyndrom ist keine Frage des Geldes: Bis auf den gesetzlichen Eigenanteil übernimmt die gesetzliche Krankenkasse bei entsprechendem Krankheitsbild die Kosten für die Schuhversorgung. Hierfür ist zunächst die Konsultation eines Arztes erforderlich. Neben dem klassischen Hausarzt, der die Spezialschuhe verschreiben darf, berät fachspezifisch der Diabetologe. Besteht Notwendigkeit zum Handeln, erhält der Patient ein Rezept, mit dem er beim Orthopädietechniker den passenden Schuh aussucht.

Unsere Spezialschuhkollektionen für Menschen mit Diabetes, **LucRo classic** und **LucRo kinetic**, bieten einen ausgeprägten therapeutischen Rundumschutz und können mit den Hilfsmittelnnummern **31.03.08.0001** und **31.03.08.0008** auf Rezept verschrieben werden. Auch unsere

neueste Schuhkollektion, **LucRo ergonomic**, verfügt über die geforderten fußschützenden Eigenschaften und ergänzt das LucRo Spezialschuhangebot um eine weitere stadiengerechte Versorgungsmöglichkeit. **Die Hilfsmittelnnummer ist bereits beantragt!**

## Das gehört aufs Rezept

### Allgemeine medizinische Indikation:

*Diabetische Polyneuropathie mit ausgeprägter Neuropathie und/oder ausgeprägter Angiopathie, verbunden mit abgeheilten Ulcera und/oder sonstigen mechanischen Irritationen, die zu regionalen Druckspitzen führen; sowie bei Minoramputationen einzelner Zehen.*



Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt bei entsprechendem Krankheitsbild die Kosten der Schuhversorgung als therapeutisches Hilfsmittel (als 7 auf dem Rezept anzukreuzen) – bis auf den gesetzlichen Eigenanteil des Patienten



## Unser Ziel: Ihre Entlastung

- Amputationen reduzieren
- Versorgungsanspruch für Menschen mit Diabetes erfüllen
- Komfort ermöglichen
- Füße schützen und Mobilität erhalten
- Lebensfreude schenken
- finanzielle Entlastung schaffen





Spezialschuhe für Menschen mit Diabetes

# Große Auswahl, ein gemeinsames Ziel

## Maximaler Komfort und klinisch erwiesener Fußschutz

Ob klassischer Schnitt, schmalere Schuhform oder raumgreifendes Volumen im Zehenbereich – unabhängig von ihren speziellen Details haben alle drei LucRo Spezialschuhkollektionen dasselbe Ziel: Druck vom Fuß zu nehmen. Die Füße werden gezielt vor Wunden geschützt und das Risiko einer Amputation wird verringert. Das Beste am Schutz: Man sieht ihn gar nicht. Äußerlich ein moderner Straßenschuh, ist sein therapeutischer Nutzen in eine alltagsgerechte Schuhoptik verpackt.



### Der LucRo classic schützt mit nahezu 80%iger Sicherheit vor einem wiederkehrenden Fußgeschwür (Rezidiv).

Dies wurde von einer 42-monatigen Studie klinisch belegt (siehe Katalogseite 13). Doch Druckentlastung und Schutz vor Rezidiven sind längst nicht alles, was der **LucRo classic** zu bieten hat.

#### Perfekter Rundumschutz plus:

- anatomisch geformter Leisten in klassischer Form
- große und vielfältige Modellauswahl mit 81 Artikeln
- Kostenübernahme durch die Krankenkasse, bis auf den gesetzlichen Eigenanteil, mit der Hilfsmittelnummer **31.03.08.0001**



### Der LucRo kinetic bietet ebenfalls einen idealen Rezidivschutz, insbesondere für schmalere Füße.

Merkmal der **LucRo kinetic Linie** ist eine geänderte Passform. In der Ferse haben wir die Form des Leistens einem schmalen und schlankeren Rückfuß angepasst. Das verleiht dem Schuh eine andere Optik und sorgt vor allem bei einer schlankeren Ferse für eine optimierte Fersenführung.

#### Perfekter Rundumschutz plus:

- Leisten in schmaler Naturform
- große und vielfältige Modellauswahl mit 50 Artikeln
- Kostenübernahme durch die Krankenkasse, bis auf den gesetzlichen Eigenanteil, mit der Hilfsmittelnummer **31.03.08.0008**



### NEU IM PROGRAMM: der Spezialschuh für Menschen mit Rheuma oder Diabetes, ebenfalls mit einem idealen Rezidivschutz.

Die neue LucRo Kollektion, die aufgrund ihrer gelenkschonenden und schmerzreduzierenden Eigenschaften auch als Spezialschuhreihe für Rheuma-Patienten geführt wird, bietet genau wie die beiden anderen LucRo Kollektionen die geforderten Schutzkriterien für eine diabetesgerechte Fußversorgung.

#### Perfekter Rundumschutz plus:

- Leisten in Naturform
- **Versteifungssohle zur optimalen Druckverteilung (muss bei Diabetes fest eingeklebt werden!)**
- große und vielfältige Modellauswahl mit 42 Artikeln
- Hilfsmittelnummer beantragt





Wenn Schmerzen  
**Alltag sind**

Über **25** %

der Bevölkerung leiden an  
dauerhaften Erkrankungen des  
Bewegungssystems

Ca. **7** Mio.

Menschen in Deutschland  
haben chronische  
Rückenbeschwerden

Ca. **5** %

der Menschen haben  
Arthrose

Knapp **15** %

aller Beratungen sind  
gesundheitlich bedingte  
Frühberatungen aufgrund  
muskoskelettaler  
Erkrankungen

Ca. **440.000**

Menschen leiden an rheumatoider Arthritis,  
Frauen 3x so häufig wie Männer

(Quelle: Merkblatt 6.7 „Fakten über  
Rheuma“, Herausgeber: Deutsche  
Rheuma-Liga Bundesverband e.V.,  
3. Auflage 2012)

### **Alles andere als eine Seltenheit**

Unter „Rheuma“ werden viele, zum Teil ganz unterschiedliche Krankheitsbilder zusammengefasst. Der Begriff selbst kommt aus dem Griechischen und bedeutet „ziehender, reißender Schmerz“. Genau das ist es, was die verschiedenen Erkrankungsformen gemeinsam haben: Rheuma ist fast immer mit Schmerzen und Bewegungseinschränkungen verbunden. In Deutschland leidet etwa ein Viertel der Bevölkerung an dauerhaften Erkrankungen des Bewegungssystems, wozu auch Rheuma zählt.

Diagnose  
**Rheuma**

Spezialschuhe für Menschen mit Rheuma oder Diabetes

# Raus aus den Schmerzen, rein in den LucRo

## Rheuma – viele Gesichter, ein Behandlungsziel: Mobilität und Schmerzlinderung

Das häufigste rheumatische Krankheitsbild sind die degenerativen (durch Verschleiß bedingten) Erkrankungen, insbesondere die Arthrosen. Daneben gibt es die entzündlichen Gelenkerkrankungen, wie die rheumatoide Arthritis, die ebenfalls zu den rheumatischen Hauptkrankheitsformen zählen. Schmerzen und Bewegungseinschränkungen sind das, was die verschiedenen Rheumaformen gemeinsam haben. Genau wie ihren chronischen Verlauf: Wer einmal von einer chronisch-entzündlichen oder degenerativen Erkrankung des Bewegungsapparates betroffen ist, leidet meist sein ganzes Leben darunter.



Zu den typischen Rheuma-Anzeichen gehören fließende Schmerzen und zunehmende Steifigkeit in den Gelenken, die meistens beidseitig auftreten, zum Beispiel in beiden Fuß- oder Kniegelenken

Auch wenn keine vollständige Heilung möglich ist, heißt das noch lange nicht, dass Menschen mit Rheuma nicht dabei geholfen werden kann, ein möglichst symptomfreies Leben zu führen. Das geht sehr wohl: Neben medikamentöser Behandlung und operativen Eingriffen gibt es noch weitere Möglichkeiten, Schmerzen zu lindern, Bewegung zu fördern und Lebensqualität wiederherzustellen:

- durch gesunde Ernährung
- durch gelenkschonende Sportarten (Schwimmen, Radfahren, Tai-Chi)
- **durch die Wahl des richtigen Schuhwerks**

## Das richtige Schuhwerk

Die Reduktion von Druck und Belastungen der Füße fördert die schmerzfreie Mobilität und wirkt sich gelenkschonend auf den gesamten Bewegungsapparat aus.

Wichtige Kriterien für die Schuhbeschaffenheit sind:

- die Verwendung sehr weicher Materialien
- eine weiche, stoßdämpfende Einlage
- abgeflachte Absätze im Auftrittsbereich, um den Fuß zu schonen

**Anforderungen, die LucRo Schuhe mit Leichtigkeit erfüllen.**



## Neues Wohlbefinden für Menschen mit Rheuma

- weiche Materialien von höchster Qualität
- raumgreifendes Volumen
- guter Sitz und optimale Druckentlastung

## Der neue LucRo ergonomic passt sich Krankheitsbild und Schmerzform an

Rheuma oder Diabetes haben viele Gesichter und Ausprägungsformen. Um den neuen LucRo ergonomic optimal dem individuellen Krankheitsbild anzupassen, kann er mit verschiedenen Versteifungssohlen ausgestattet und/oder verklebt werden. Bei einem akuten Gichtanfall ist zum Beispiel eine zeitweise Versteifung notwendig. In der Zeit zwischen den akuten Gichtschüben steht der Erhalt der Gelenkmobilität im Vordergrund. Hier ist es eher sinnvoll, den Schuh ohne Versteifung zu tragen. Bei Vorliegen einer rheumatoiden Arthritis ist es wiederum anders, denn hier sollte(n) das betroffene Gelenk bzw. die betroffenen Gelenke ruhiggestellt werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Krankheitsbilder gibt es bei Rheuma keine allgemeine Versorgungsempfehlung. Die optimale Schuhversorgung ergibt sich aus der Indikation und der ärztlichen Verordnung.

**Wichtig: Sollte der LucRo ergonomic als Diabetes-Spezialschuh eingesetzt werden, muss die Versteifungssohle zwingend fest verklebt werden!**

## Dreifache Auswahl, einfache Anpassung

Welche der drei Versteifungssohlen am besten zum vorliegenden Krankheitsbild Rheuma oder Diabetes passt und ob sie fest verklebt oder lose eingelegt werden soll, entscheidet der Arzt oder der Orthopädietechniker. Zur Auswahl stehen:

Versteifungssohlen aus Supralen RCH 500, hautfarben, 1 mm


Versteifungssohlen aus Supralen RCH 500, blau, 2 mm

Versteifungssohlen aus Supralen RCH 500, rot, 3 mm





# Höchste Qualität – das, was in jedem LucRo steckt



## LucRo classic

Der allseits bewährte Spezialschuh für Menschen mit Diabetes

- **mit klinisch erwiesener Wirksamkeit:** 80 % niedrigere Rezidivrate bei Diabetischem Fußsyndrom
- **vielfältige Modellauswahl** für jeden Geschmack und jede Größe
- **auf Rezept verschreibbar** mit der Hilfsmittelnummer 31.03.08.0001



Große Vielfalt

## LucRo kinetic

Die schlankere Alternative für Menschen mit Diabetes

- **ideale Passform für schmalere Füße**
- **spezielle kineticBags in der Laufsohle**, die entstehende Belastungsenergie absorbieren und so die Gelenke zusätzlich entlasten
- **auf Rezept verschreibbar** mit der Hilfsmittelnummer 31.03.08.0008



kinetic-Bags

## LucRo ergonic

Der neue Spezialschuh für Menschen mit Rheuma oder Diabetes

- **größeres Volumen** für komfortablen Sitz
- **stretchfähiges Leder** bei ausgewählten Modellen
- **drei austauschbare Versteifungssohlen** für die optimale Anpassung an individuelles Krankheitsbild und Ausprägungsform
- **Hilfsmittelnummer** beantragt



Austauschbare Versteifungssohlen



Umweltfreundliche Lederqualität

## Nachhaltigkeit auf Schritt und Tritt

### Das LucRo Qualitätsversprechen

Qualität reduziert sich bei LucRo nicht nur auf das Schuhwerk, sondern ist Philosophie unseres ganzen Unternehmens. Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit. Das gilt für die eigene Produktion genauso wie für die Wahl der Materiallieferanten. So arbeiten wir ausschließlich mit Herstellern zusammen, die unserem hohen Anspruch an hochwertige Verarbeitung und nachhaltige Produktion gerecht werden.



### Umweltfreundliche Lederherstellung

Gerbstoffe sind unverzichtbar, um tierische Haut haltbar zu machen und daraus Leder herzustellen. Zur Bedienung des heutigen Bedarfs kommen in der Regel chemisch hergestellte Gerbstoffe zum Einsatz. Wichtig hierbei ist eine fachgerechte Ausführung unter Beachtung aller Umweltschutzaufgaben. Das gilt für den Gerbungsprozess genauso wie für die Entsorgung der chemischen Stoffe.

Damit Sie sich bei LucRo stets höchster Qualität sicher sein können, greifen wir selbstverständlich ausschließlich auf sachgemäß und nachhaltig produzierte Lederarten zurück.



LucRo Leder – hochwertig verarbeitet, nachhaltig produziert

### Die rein pflanzliche Alternative

Eine Alternative zur chemischen Gerbung ist die sogenannte vegetabile Gerbung. Hierbei kommen ausschließlich Gerbstoffe aus der Natur, wie Extrakte aus Hölzern oder aus Rhabarber, zum Einsatz. Auf künstliche, synthetische Zusätze wird gänzlich verzichtet. Dieses Verfahren zählt zu den gesündesten für Mensch und Umwelt. Zudem schon das pflanzlich gegerbte Leder die Hautflora. Den Gerber selbst kostet dieses Verfahren deutlich mehr Mühe und Zeit: Nicht selten dauert der gesamte Herstellungsprozess bis zum fertigen Leder bis zu zwei Jahre.

Auch die Entsorgung der pflanzlichen Gerbstoffe ist deutlich umweltfreundlicher: Die Rückstände sind leicht zu recyceln und werden als landwirtschaftliche Düngemittel genutzt – für eine saubere und sichere Umwelt.




# Qualität, die hält, was sie verspricht

## Sympatex – der Schutz gegen schlechtes Wetter



Regenwetter ist kein Grund, nicht spazieren zu gehen – zumindest in Bezug auf das, was die Schuhbeschaffenheit betrifft. Der Einsatz der atmungsaktiven Sympatex-Membran in unseren LucRo Stiefeln macht diese rundum wetterfest und sorgt zudem für zusätzlichen Tragekomfort. Durch die intelligente Materialkombination ist Bewegungsfreiheit bei jedem Wetter gewährleistet. Die Membran besteht aus recycelbarem, gesundheitlich unbedenklichem Polyetherester und ist damit absolut umwelt- und hautfreundlich.



1. Obermaterial
2. Sympatex-Membran
3. Futterstoff
4. Atmungsaktivität

## TÜV-zertifiziert



Als verantwortungsvolles Familienunternehmen ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, mustergültige Qualität zu produzieren. Dazu gehört auch eine unabhängige, externe Qualitätsprüfung, der wir uns jedes Jahr aus eigenem Antrieb unterziehen.

Seit 1997 zeichnet das Qualitätsmanagementzertifikat des TÜV Rheinland die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens aus. Darin wird bescheinigt, dass unsere Arbeitsabläufe systematisiert sind und die Herstellung von hochwertigen Produkten sichergestellt ist. Wir arbeiten ausschließlich mit ausgewählten und qualifizierten Lieferanten.

## Qualität, der Sie vertrauen können

- **handwerklich**  
Ausgezeichnete Qualität seit über 130 Jahren
- **medizinisch-wissenschaftlich**  
Klinische Studie belegt medizinische Wirksamkeit von LucRo classic
- **hohes Verantwortungsgefühl**  
Unabhängige und externe Qualitätsprüfung – klinische Studie wird aktuell für LucRo kinetic durchgeführt



## LucRo Pflegetipps für eine längere Lebensdauer

- **Gönnen Sie dem Schuh Ruhe.**  
Damit er sich von der Belastung beim Gehen erholen kann. Durch einen Schuhwechsel nach einmaligem Tragen und einer 24-stündigen Ruhepause erhöht sich die Lebensdauer Ihres LucRo Schuhs um ein Vielfaches.
- **Wechseln Sie Fußbettungen regelmäßig.**  
Denn durch hohe Beanspruchung können diese nach einiger Zeit ihren Halt verlieren.
- **Verwenden Sie einen Schuhanzieher.**  
Durch diesen schonen Sie die verlängerte Hinterkappe und erhalten die optimale Fersenführung.
- **Den Schuh niemals vor eine Heizung stellen.**  
Sondern langsam bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Für zusätzlichen Schutz vor dem Austrocknen sorgt die regelmäßige Lederpflege mit einer qualitativ hochwertigen Schuhcreme bzw. einem Nubukstift.
- **Imprägnieren schützt.**  
Sprühen Sie deshalb das Obermaterial Ihrer Schuhe vor dem ersten Tragen und in regelmäßigen Abständen mit einem Näscheschutzspray ein.
- **Bürsten Sie das Leder regelmäßig.**  
Die passende Bürste und die passende Creme gibt es auch von LucRo.



LucRo Ergänzungen

## Wohlfühlkomfort gibt's auch für zuhause

### Neu im Programm: LucRo Clogs aus Filz

Unser Zuhause ist unser wichtigster Zufluchtsort. Gemütlichkeit und Behaglichkeit kommen hier eine besondere Bedeutung zu. Deshalb gehört angenehmer Tragekomfort nicht nur auf die Straße, sondern auch nachhause.


Aufgrund der großen Nachfrage haben wir unsere LucRo Hausschuhreihe erweitert und haben ab sofort noch eine weitere Kollektion im Programm: die neuen LucRo Clogs aus Filz.

Geringes Gewicht, bequemer Einstieg und unvergleichlicher Tragekomfort laden zum Tragen und Rundumwohlfühlen ein.

Hoher  
Tragekomfort

Geringes Gewicht

Bequemer Einstieg



### Noch eine perfekte LucRo Ergänzung

Unsere speziellen LucRo Socken besitzen alle Eigenschaften für einen optimalen Fußschutz:

- Polsterung der gesamten Fußsohle
- Softbund ohne einschneidendes Gummi
- hautverträgliche Materialzusammensetzung
- elastische Fasern für einen faltenfreien Sitz
- bakterienhemmend dank Silberionen







Ob Diabetes oder Rheuma – das richtige Schuhwerk kann Sie bei der Therapie hilfreich unterstützen. Durch erwiesenen Schutz vor Druckstellen und daraus resultierenden Fußwunden. Durch Entlastung der Gelenke und Linderung des Bewegungsschmerzes. Durch zurückgewonnene Mobilität und Freude am Gehen.

*Und durch das gute Gefühl, einen Spezialschuh zu tragen, der nicht danach aussieht. Sehen Sie selbst ...*

# LucRo classic

Fortschritt,  
den man nicht nur spüren,  
**sondern auch sehen kann**

**Unser bewährter Spezialschuh  
für Menschen mit Diabetes**

Der LucRo classic ist für Menschen mit Diabetischem Fußsyndrom in jeder Hinsicht fortschrittlich. Therapeutisch, weil er nicht nur Rundumschutz verspricht, sondern diesen auch wissenschaftlich belegen kann. Optisch, weil er nicht als Spezialschuh, sondern als ganz normaler und vor allem

moderner Schuh wahrgenommen wird. Und stimmig, weil er aufgrund seiner enormen Design- und Modellvielfalt für jeden individuellen Ausstattungswunsch und Geschmack ein passendes Schuhmodell bietet.



Anatomisch  
**geformt**

Für eine perfekte Passform –  
schützend und komfortabel zugleich

Auf Rezept:  
**LucRo  
classic**  
Hilfsmittelnummer:  
**31.03.08.0001**

*Vier verschiedene  
Weiten*

*Anatomisch  
geformter Leisten  
in klassischer Form*

*Nahtfreies, gepolstertes  
Microfaserfutter*



*Versteifte Brandsohle*

LucRo  
**Einlege-  
sohle**

Entlastend für den Fuß,  
bequem zu tragen





# Damen

Kollektion

Die Auswahl ist vielfältig,  
das Ergebnis immer gleich:  
**glückliche Schuhträgerinnen**



AB SEITE

38

Sandalen



AB SEITE

42

Halbschuhe  
mit Klettverschluss



AB SEITE

46

Halbschuhe  
mit Schnürung



AB SEITE

48

Hausschuhe



AB SEITE

47

Stiefel





Anita  
MODELL

22403  
ARTIKEL-NR.



22400  
ARTIKEL-NR.



22401  
ARTIKEL-NR.



Anita

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22400	Kalbnappa	schwarz	36-43	M	S, W, Schaft
22401	Kalbnappa	perle	36-43	M	S, W, Schaft
22403	Kalbnappa gewischt	braun	36-43	M	S, W, Schaft



22325  
ARTIKEL-NR.

22328  
ARTIKEL-NR.

22321  
ARTIKEL-NR.

Monika  
MODELL



22320  
ARTIKEL-NR.

Monika

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22320	Kalbnappa / Lack	schwarz / bordeaux	34-45	S, M, W	Schaft
22321	Kalbnappa	weiß / beige	34-45	S, M, W	Schaft
22325	Nubuk	beige / cognac	34-45	S, M, W	Schaft
22328	Nubuk	ocean	34-45	S, M, W	Schaft





22350  
ARTIKEL-NR.

Beate  
MODELL



22351  
ARTIKEL-NR.



22359  
ARTIKEL-NR.

Beate

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22350	Kalbnappa	schwarz	36-43	S, M, W	Schaft
22351	Kalbnappa	porzellan	36-43	S, M, W	Schaft
22359	Kalbnappa gewischt	braun-rose	36-43	S, M, W	Schaft



22069  
ARTIKEL-NR.



Marisa  
MODELL



22065  
ARTIKEL-NR.



22068  
ARTIKEL-NR.



22060  
ARTIKEL-NR.

Marisa

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22060	Kalbnappa	schwarz	36-43	M	S, W, Schaft
22065	Nubuk	camel	36-43	M, W	S, Schaft
22068	Nubuk	ocean	36-43	M	S, W, Schaft
22069	Kalbnappa gewischt	braun-rose	36-43	M	S, W, Schaft



22049

ARTIKEL-NR.



22041

ARTIKEL-NR.



22040

ARTIKEL-NR.



Sylvia  
MODELL



22045

ARTIKEL-NR.

Sylvia

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22040	Hirsch / Nubuk	schwarz	●	34-45	S, M, W, +10, Schaft	/
22041	Kalbnappa	perle	●	36-43	M	S, W, +10, Schaft
22045	Nubuk	camel	●	34-45	M, +10	S, W, Schaft
22049	Kalbnappa gewischt	grau	●	36-43	M, W, +10	S, Schaft





22301  
ARTIKEL-NR.



22305  
ARTIKEL-NR.

*Yvonne*  
MODELL



22300  
ARTIKEL-NR.








22308  
ARTIKEL-NR.



22309  
ARTIKEL-NR.

### Yvonne

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22300	Kalbnappa / Nubuk / Lack	schwarz / bordeaux		36–43	M, W	S, +10, Schaft
22301	Kalbnappa	weiß / beige		36–43	M	S, W, +10, Schaft
22305	Kalbnappa / Nubuk	wüste		36–43	M, +10	S, W, Schaft
22308	Kalbnappa / Kalbnappa gewischt	blau		36–43	M	S, W, +10, Schaft
22309	Kalbnappa / Kalbnappa gewischt	taupe		36–43	M	S, W, +10, Schaft



22361  
ARTIKEL-NR.



22362  
ARTIKEL-NR.

  
SCHONENDES VEGETABILE  
LEDER GERBUNG

*Ilona*  
MODELL







22369  
ARTIKEL-NR.



22360  
ARTIKEL-NR.

### Ilona

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22360	Kalbnappa / Lack	schwarz / bordeaux		36–43	M, W, +10	S, Schaft
22361	Kalbnappa	perle		36–43	M	S, W, +10, Schaft
22362	Kalbnappa vegetabil	schwarz		34–45	M, W, +10	S, Schaft
22369	Kalbnappa gewischt	taupe / weiß		36–43	M	S, W, +10, Schaft



22191  
ARTIKEL-NR.



22199  
ARTIKEL-NR.

*Andrea*  
MODELL



22190  
ARTIKEL-NR.



*Doris*  
MODELL

SympaTex®

 **Hydro**  
Wasserabweisendes Leder



22150  
ARTIKEL-NR.

### Andrea

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22190	Kalbnappa / Lack	schwarz / bordeaux	36-43	M, W	S, Schaft
22191	Kalbnappa	porzellan	36-43	M	S, W, Schaft
22199	Kalbnappa gewischt	taupe	36-43	M	S, W, Schaft

### Doris

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22150	Kalbnappa Hydro	schwarz	36-43	M, W	S, Schaft



Fiona  
MODELL



22413  
ARTIKEL-NR.



22419  
ARTIKEL-NR.

Fiona

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22413	Filz / Kalbnappa gewischt	beige	36-43	M	S, W, Schaft
22419	Filz / Nubuk	grau / schwarz	36-43	M	S, W, Schaft

Hildegard  
MODELL



22394  
ARTIKEL-NR.



22399  
ARTIKEL-NR.

Hildegard

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22394	Filz	beige	36-43	S, M, W	Schaft
22399	Filz	grau	36-43	S, M, W	Schaft



Frieda  
MODELL



22384  
ARTIKEL-NR.



22389  
ARTIKEL-NR.

Frieda

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22384	Filz / Nubuk	beige	36-43	M, W	S, Schaft
22389	Filz / Nubuk	grau	36-43	M, W	S, Schaft



Sein Anspruch ist hoch.  
Genau richtig für unsere  
**LucRo classic Reihe**

# Herren

Kollektion

**LucRo**  
by **schein**  
classic | kinetic | ergonomic



AB SEITE

52

Sandalen



AB SEITE

56

**Halbschuhe**  
mit Klettverschluss



AB SEITE

60

**Halbschuhe**  
mit Schnürung



AB SEITE

64

**Stiefel**



AB SEITE

66

**Hausschuhe**





21270  
ARTIKEL-NR.



21277  
ARTIKEL-NR.

Eric  
MODELL



21276  
ARTIKEL-NR.



21273  
ARTIKEL-NR.

Achim  
MODELL



21197  
ARTIKEL-NR.



21190  
ARTIKEL-NR.



21192  
ARTIKEL-NR.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21270	Nubuk	schwarz	37-50	S, M, W	Schaft
21273	Nubuk	brasil	37-50	S, M, W	Schaft
21276	Kalbnappa gewischt	cognac	40-47	S, M, W	Schaft
21277	Nubuk	camel	40-47	S, M, W	Schaft

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21190	Kalbnappa	schwarz	40-47	M, W, Schaft	S
21192	Kalbnappa gewischt	cognac	40-47	M, W	S, Schaft
21197	Nubuk	camel	40-47	M	S, W, Schaft





21090

ARTIKEL-NR.



21095

ARTIKEL-NR.



21096

ARTIKEL-NR.

Oliver

MODELL



21097

ARTIKEL-NR.



Peter

MODELL



21200

ARTIKEL-NR.

Oliver

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21090	Kalbnappa	schwarz	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft
21095	Kalbnappa gewischt	cognac	●	40–47	M, W, +10	S, Schaft
21096	Nubuk	brasil	●	40–47	M, W, +10, Schaft	S
21097	Nubuk	camel	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft

Peter

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21200	Kalbnappa	schwarz	●	40–47	M, W, Schaft	S



Paul  
MODELL



21243  
ARTIKEL-NR.



21240  
ARTIKEL-NR.

Paul

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21240	Kalbnappa	schwarz	●	40–47	M, W, +10	S, Schaft
21243	Kalbnappa	dunkelbraun	●	40–47	M, W	S, +10, Schaft

Harald  
MODELL



21360  
ARTIKEL-NR.



21365  
ARTIKEL-NR.

Harald

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21360	Kalbnappa / Nubuk / Stoff	schwarz	●	40–47	M, W	S, Schaft
21365	Kalbnappa / Nubuk / Stoff	camel / wüste / braun meliert	● ● ●	40–47	M, W	S, Schaft



21333  
ARTIKEL-NR.

Volker  
MODELL



21335  
ARTIKEL-NR.



21330  
ARTIKEL-NR.

Volker

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21330	Hirsch	schwarz	●	37–50	M, W, +10	S, Schaft
21333	Nubuk	brasil	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft
21335	Nubuk	camel	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft





21370  
ARTIKEL-NR.



21373  
ARTIKEL-NR.



Walter  
MODELL

Walter

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21370	Kalbnappa vegetabil	schwarz	●	37-50	M, W, +10	S, Schaft
21373	Kalbnappa vegetabil	braun	●	40-47	M	S, W, +10, Schaft

21020  
ARTIKEL-NR.

Thorsten  
MODELL



21023  
ARTIKEL-NR.



Thorsten

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21020	Kalbnappa / Nubuk	schwarz	●	37-50	S, M, W, +10, Schaft	/
21023	Kalbnappa	dunkelbraun	●	40-47	M	S, W, +10, Schaft

Sven  
MODELL

21053  
ARTIKEL-NR.



21050  
ARTIKEL-NR.



Sven

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21050	Hirsch	schwarz	●	37-50	S, M, W, +10, Schaft	/
21053	Hirsch	marone	●	37-50	S, M, W, +10, Schaft	/



21184

ARTIKEL-NR.



Philip

MODELL

21180

ARTIKEL-NR.



Philip

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21180	Kalbnappa	schwarz	37-50	M, W	S, +10, Schaft
21184	Kalbnappa	dunkelbraun	37-50	M	S, W, +10, Schaft

Helmut

MODELL

21350

ARTIKEL-NR.



21353

ARTIKEL-NR.



Helmut

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21350	Kalbnappa	schwarz	40-47	M	S, W, Schaft
21353	Kalbnappa	dunkelbraun	40-47	M	S, W, Schaft



William

MODELL

21280

ARTIKEL-NR.



21283

ARTIKEL-NR.



21285

ARTIKEL-NR.



William

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21280	Kalbnappa	schwarz	37-50	M, W, +10, Schaft	S
21283	Kalbnappa	dunkelbraun	37-50	M, +10	S, W, Schaft
21285	Kalbnappa gewischt	cognac	40-47	M	S, W, +10, Schaft



21030  
ARTIKEL-NR.



*Björn*  
MODELL

**Björn**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21030	Kalbnappa	schwarz	●	37–50	M, W	S, Schaft

*Lars*  
MODELL

21040  
ARTIKEL-NR.



**Lars**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21040	Hirsch	schwarz	●	40–47	M, W, Schaft	S

*Dieter*  
MODELL

21345  
ARTIKEL-NR.



**Dieter**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21340	Hirsch	schwarz	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft
21345	Nubuk	camel	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft

*Christoph*  
MODELL

21300  
ARTIKEL-NR.



**Christoph**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21300	Kalbnappa	schwarz	●	40–47	M	S, W, Schaft

21340  
ARTIKEL-NR.





Jens  
MODELL

21260  
ARTIKEL-NR.



Jens

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21260	Kalbnappa Hydro	schwarz	●	37-50	M, W, +10 S, Schaft



Kurt  
MODELL

21310  
ARTIKEL-NR.



21313  
ARTIKEL-NR.

Kurt

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21310	Kalbnappa vegetabil	schwarz	●	40-47	M S, W +10, Schaft
21313	Nubuk Hydro	brasil	●	40-47	M S, W, +10, Schaft



Frank  
MODELL

21320  
ARTIKEL-NR.

Frank

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21320	Kalbnappa Hydro mit Warmfutter	schwarz	●	37-50	M, W, +10 S, Schaft





*Fritz*  
MODELL

21389

ARTIKEL-NR.

Fritz

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21389	Filz / Nubuk	grau	40-47	S, M, W	Schaft

*Heinrich*  
MODELL



21399

ARTIKEL-NR.

Heinrich

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21399	Filz	grau	40-47	S, M, W	Schaft



*Falko*  
MODELL



21409

ARTIKEL-NR.

Falko

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21409	Filz / Nubuk	grau / schwarz	40-47	M	S, W, Schaft



*Jeder Fuß ist anders, die Anforderung immer gleich:  
perfekt sitzender Fußschutz.*

# *LucRo* ***kinetic***



# Rundum gut gehen bedeutet auch rundum gut sitzen

## Der schlankere Spezialschuh für Frauen und Männer mit Diabetes

Der **LucRo kinetic** ist die schlankere Alternative für Menschen mit Diabetes. Auch er bietet die schützenden Ausstattungsmerkmale zur therapeutischen Unterstützung bei Diabetischem Fußsyndrom, passt sich in seinem Schnitt aber einer eher schlanken Fußform ideal an.

Für zusätzliche Gelenkentlastung sorgen die speziellen **kineticBags** in der versteiften Laufsohle: Sie absorbieren die entstehende Belastungsenergie unter der Fersenmitte und dem Großzehenballen.



Schlanker  
Rückfuß

Stabile Fersenführung

Anatomisch geformter  
Leisten in schmaler  
Naturform

Einlegesohle  
mit Stoßdämpfung

Auf Rezept:  
**LucRo  
kinetic**  
Hilfsmittelnummer:  
**31.03.08.0008**

Weiche  
Obermaterialien

Nahtfreies,  
gepolstertes  
Microfaserfutter

Versteifte Brandsohle

Vier verschiedene  
Weiten

Zusätzliche Gelenkentlastung  
durch kineticBags in der  
ansonsten steifen Laufsohle



kineticBags



Komfort, der  
Spaß macht –  
***schon beim  
ersten Hinsehen***

# Damen

Kollektion



AB SEITE  
74

Sandalen



AB SEITE  
76

Halbschuhe  
mit Klettverschluss



AB SEITE  
80

Halbschuhe  
mit Schnürung



AB SEITE  
82

Stiefel



AB SEITE  
83

Hausschuhe





*Ingrid*  
MODELL



25050  
ARTIKEL-NR.



25055  
ARTIKEL-NR.



25051  
ARTIKEL-NR.

**Ingrid**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25050	Kalbnappa	schwarz	●	34-45	S, M, W	Schaft
25051	Kalbnappa	perle	●	36-43	S, M, W	Schaft
25055	Nubuk	wüste	●	36-43	S, M, W	Schaft

Brigitte  
MODELL



25020  
ARTIKEL-NR.



25025  
ARTIKEL-NR.



25073  
ARTIKEL-NR.



25075  
ARTIKEL-NR.

Sabine  
MODELL



25070  
ARTIKEL-NR.

Brigitte

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25020	Kalbnappa	schwarz	36-43	M, W	S, Schaft
25025	Kalbnappa	porzellan	36-43	M, W	S, Schaft

Sabine

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25070	Kalbnappa / Lack	schwarz / bordeaux	34-45	S, M, W, +10	Schaft
25073	Nubuk / Lack, geprägt	braun / taupe	36-43	M	S, W, +10, Schaft
25075	Nubuk / Lack	wüste / beige	36-43	M	S, W, +10, Schaft





Elke  
MODELL



Elke

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25110	Kalbnappa / Nubuk	schwarz	●	36-43	M, +10	S, W, Schaft
25112	Kalbnappa gewischt	taupe / weiß	●○	36-43	M, W	S, +10, Schaft
25113	Kalbnappa gewischt / Nubuk	cognac	●	36-43	M	S, W, +10, Schaft
25115	Kalbnappa	porzellan	●	36-43	M	S, W, +10, Schaft
25117	Kalbnappa vegetabil	schwarz	●	36-43	M	S, W, +10, Schaft



25031  
ARTIKEL-NR.

*Gabriele*  
MODELL



25030  
ARTIKEL-NR.

Gabriele

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25030	Kalbnappa	schwarz	●	36-43	S, M, W, +10 Schaft
25031	Kalbnappa	perle	●	36-43	M S, W, +10, Schaft



25109  
ARTIKEL-NR.

*Eva*  
MODELL



25102  
ARTIKEL-NR.



25100  
ARTIKEL-NR.

Eva

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25100	Kalbnappa gewischt	schwarz	●	36-43	M S, W, +10, Schaft
25102	Kalbnappa gewischt	taupe / weiß	● ○	36-43	M, W S, +10, Schaft
25109	Kalbnappa gewischt	braun-rose	●	36-43	M S, W, +10, Schaft





Angelika

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25010	Kalbnappa Hydro / Lack	schwarz / bordeaux	36–43	M, W, +10	S, Schaft
25013	Nubuk Hydro / Lack, geprägt	brasil / taupe	36–43	M	S, W, +10, Schaft



Britta  
MODELL

25130  
ARTIKEL-NR.



25133  
ARTIKEL-NR.

Britta

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25130	Kalbnappa gewischt / Nubuk	schwarz	36–43	M	S, W, Schaft
25133	Kalbnappa gewischt / Nubuk	cognac	36–43	M	S, W, Schaft

Franziska  
MODELL



25143  
ARTIKEL-NR.



25149  
ARTIKEL-NR.

Franziska

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25143	Filz / Kalbnappa gewischt	beige	36–43	M	S, W, Schaft
25149	Filz / Nubuk	grau / schwarz	36–43	M	S, W, Schaft



# Herren

Kollektion

Passt einfach  
perfekt, auch was  
**das Design  
angeht**



AB SEITE

86

**Sandalen**



AB SEITE

88

**Halbschuhe  
mit Klettverschluss**



AB SEITE

90

**Halbschuhe  
mit Schnürung**



AB SEITE

92

**Stiefel**



AB SEITE

93

**Hausschuhe**





24020  
ARTIKEL-NR.

*Klaus*  
MODELL



24023  
ARTIKEL-NR.



24025  
ARTIKEL-NR.



24015  
ARTIKEL-NR.



24010  
ARTIKEL-NR.

*Hans*  
MODELL

## Klaus

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24020	Kalbnappa	schwarz	40-47	M, W	S, Schaft
24023	Kalbnappa	dunkelbraun	40-47	M, W	S, Schaft
24025	Nubuk	camel	40-47	M	S, W, Schaft

## Hans

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24010	Nubuk	schwarz / grau	37-50	S, M, W	Schaft
24015	Nubuk	camel	40-47	S, M, W	Schaft





24053  
ARTIKEL-NR.



24055  
ARTIKEL-NR.



24050  
ARTIKEL-NR.

*Rolf*  
MODELL



24052  
ARTIKEL-NR.



24095  
ARTIKEL-NR.



24093  
ARTIKEL-NR.



24099  
ARTIKEL-NR.



24090  
ARTIKEL-NR.

*Gerhard*  
MODELL

## Rolf

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24050	Kalbnappa	schwarz	●	37–50	S, M, W, +10	Schaft
24052	Kalbnappa vegetabil	schwarz	●	40–47	M, W, +10	S, Schaft
24053	Kalbnappa	dunkelbraun	●	40–47	M, W, +10	S, Schaft
24055	Nubuk	camel	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft

## Gerhard

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24090	Kalbnappa / Nubuk	schwarz	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft
24093	Kalbnappa gewischt / Nubuk	cognac	●	40–47	M, W	S, +10, Schaft
24095	Nubuk	camel	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft
24099	Kalbnappa gewischt	grau	●	40–47	M, W	S, +10, Schaft





Holger  
MODELL

Holger

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24030	Kalbnappa	schwarz	37-50	S, M, W, +10	Schaft
24033	Kalbnappa	dunkelbraun	40-47	M	S, W, +10, Schaft
24035	Nubuk	camel	40-47	M	S, W, +10, Schaft



Norbert  
MODELL

Norbert

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24040	Nubuk / Stoff	schwarz	40-47	M, W	S, Schaft
24043	Nubuk / Stoff	brasil / braun meliert	40-47	M, W	S, Schaft



Bernd  
MODELL

Bernd

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24080	Kalbnappa / Nubuk	schwarz	40-47	M, +10	S, W, Schaft
24089	Kalbnappa gewischt	grau / taupe	40-47	M	S, W, +10, Schaft



24109  
ARTIKEL-NR.



24103  
ARTIKEL-NR.




*Olaf*  
MODELL



24100  
ARTIKEL-NR.

**Olaf**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24100	Kalbnappa gewischt / Nubuk	schwarz	●	40–47	M	S, W, Schaft
24103	Kalbnappa	dunkelbraun	●	40–47	M	S, W, Schaft
24109	Kalbnappa gewischt / Nubuk	grau	●	40–47	M	S, W, Schaft



24063  
ARTIKEL-NR.



24060  
ARTIKEL-NR.



*Rüdiger*  
MODELL

**Rüdiger**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24060	Kalbnappa Hydro	schwarz	●	40–47	M, W, +10	S, Schaft
24063	Nubuk Hydro	brasil	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft

*Franz*  
MODELL



24119  
ARTIKEL-NR.

**Franz**

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen	
24119	Filz / Nubuk	grau / schwarz		40–47	M	S, W, Schaft





*Die gute Neuigkeit für Menschen mit Rheuma oder Diabetes:  
Jetzt wird alles leichter.*

# *LucRo* *ergonic*



# Die Gelenke schonen und trotzdem voll aktiv bleiben: mit **LucRo ergonomic**

## Der neue Spezia Schuh für Menschen mit Rheuma oder Diabetes

Der neue **LucRo ergonomic** hat das primäre Ziel, Menschen mit rheumatischen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen ein wichtiges Stück Mobilität zurückzugeben. Das geringe Materialgewicht entlastet die Gelenke, während das raumgreifende Volumen für ein Maximum an Tragekomfort sorgt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Schuh optimal dem individuellen Krankheitsbild anzupassen: Je nach

Indikation und Ausprägungsform stehen drei verschiedene Versteifungssohlen zur Auswahl. **Wird die Versteifungssohle fest verklebt, kann der LucRo ergonomic auch als Spezia Schuh für Menschen mit Diabetes eingesetzt werden.** Die druckreduzierenden Eigenschaften gehören zum Standard eines jeden LucRo Schuhs – genau wie das moderne und stilsichere Erscheinungsbild.



**3**  
austauschbare  
**Versteifungs-  
sohlen**

Passend zur Indikation und zum  
individuellen Krankheitsbild



*Stretchfähiges Leder  
bei ausgewählten Modellen –  
ideal bei Rheuma*

*Nahtfreies, gepolstertes  
Microfaserfutter*

*Anatomisch geformter  
Leisten in Naturform*

*Raumgreifendes  
Volumen*

*Vier verschiedene  
Weiten*

*Einlegesohle  
mit Stoßdämpfung*

*Geringes Gewicht*







Leichtigkeit, die  
man **sehen und  
spüren kann**

# Damen

Kollektion



AB SEITE  
100

**Sandalen**



AB SEITE  
102

**Halbschuhe  
mit Klettverschluss**



STRETCH  
LEDER  
IDEAL BEI RHEUMA

AB SEITE  
106

**Halbschuhe  
mit Stretchleder**



AB SEITE  
107

**Halbschuhe  
mit Schnürung**



AB SEITE  
109

**Hausschuhe**



AB SEITE  
108

**Stiefel**





27010  
ARTIKEL-NR.



27018  
ARTIKEL-NR.



27015  
ARTIKEL-NR.



27011  
ARTIKEL-NR.

Gisela  
MODELL

Gisela

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27010	Kalbnappa / Lack, geprägt	schwarz	●	36-43	M, W	S, Schaft
27011	Kalbnappa	perle	●	36-43	M, W	S, Schaft
27015	Kalbnappa / Nubuk	wüste	●	36-43	M	S, W, Schaft
27018	Kalbnappa / Nubuk	dunkelblau	●	36-43	M	S, W, Schaft



27045  
ARTIKEL-NR.



27041  
ARTIKEL-NR.



Bärbel  
MODELL

27042  
ARTIKEL-NR.



27049  
ARTIKEL-NR.

27043  
ARTIKEL-NR.



Bärbel

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27041	Kalbnappa	perle	●	36-43	M	S, W, +10, Schaft
27042	Kalbnappa vegetabil	schwarz	●	34-45	S, M, W, +10	Schaft
27043	Kalbnappa	dunkelbraun	●	34-45	M, W, +10	S, Schaft
27045	Nubuk	wüste	●	34-45	M, W	S, +10, Schaft
27049	Kalbnappa gewischt / Nubuk	grau	●	36-43	M	S, W, +10, Schaft



27021  
ARTIKEL-NR.



27028  
ARTIKEL-NR.

Helga  
MODELL



27022  
ARTIKEL-NR.



27024  
ARTIKEL-NR.

Helga

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27021	Kalbnappa	perle	●	36-43	M	S, W, Schaft
27022	Kalbnappa vegetabil	schwarz	●	36-43	M, W	S, Schaft
27024	Kalbnappa gewischt / Nubuk	cognac	●	36-43	M, W	S, Schaft
27028	Kalbnappa / Nubuk	dunkelblau	●	36-43	M	S, W, Schaft



Marlies  
MODELL



27060  
ARTIKEL-NR.



27061  
ARTIKEL-NR.



IDEAL BEI RHEUMA

Marlies

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27060	Kalbnappa / Stretch-Nappa	schwarz	●	36–43	M	S, W
27061	Kalbnappa / Stretch-Nappa	ice	○	36–43	M	S, W

Hannelore  
MODELL



27030  
ARTIKEL-NR.



27033  
ARTIKEL-NR.

Marianne  
MODELL



27070  
ARTIKEL-NR.



IDEAL BEI RHEUMA

Marianne

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27070	Kalbnappa / Stretch-Nubuk	schwarz	●	36–43	M	S, W, +10



27031  
ARTIKEL-NR.

Hannelore

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27030	Kalbnappa / Nubuk	schwarz	●	36–43	M	S, W, +10, Schaft
27031	Kalbnappa / Kalbnappa gewischt	perle / weiß	● ○	36–43	M	S, W, +10, Schaft
27033	Kalbnappa	dunkelbraun	●	36–43	M	S, W, +10, Schaft





Carola  
MODELL

27053  
ARTIKEL-NR.

27050  
ARTIKEL-NR.



Carola						
Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27050	Kalbnappa Hydro	schwarz	●	36–43	M, W, +10	S, Schaft
27053	Kalbnappa	dunkelbraun	●	36–43	M	S, W, +10, Schaft



27089  
ARTIKEL-NR.

Flora  
MODELL



27084  
ARTIKEL-NR.

Flora						
Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27084	Filz / Kalbnappe gewischt	beige	●	36–43	M	S, W, Schaft
27089	Filz / Nubuk	grau / schwarz	● ●	36–43	M	S, W, Schaft





Damit Bewegung  
**wieder**  
**Freude bringt**

# Herren

Kollektion



AB SEITE  
112

**Sandalen**



AB SEITE  
116

**Halbschuhe**  
mit Stretchleder



AB SEITE  
113

**Halbschuhe**  
mit Klettverschluss



AB SEITE  
117

**Halbschuhe**  
mit Schnürung



AB SEITE  
119

**Hausschuhe**



AB SEITE  
119

**Stiefel**





Lothar

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26010	Kalbnappa	schwarz	●	40–47	M, W	S, Schaft
26014	Kalbnappa gewischt / Nubuk	cognac	●	40–47	M, W	S, Schaft
26019	Kalbnappa gewischt / Nubuk	grau	●	40–47	M	S, W, Schaft

Jürgen

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26020	Hirsch	schwarz	●	37–50	S, M, W, +10	Schaft
26023	Hirsch	marone	●	37–50	M, W, +10	S, Schaft
26024	Kalbnappa gewischt / Nubuk	cognac	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft





26040  
ARTIKEL-NR.

*Karl*  
MODELL



26045  
ARTIKEL-NR.



26042  
ARTIKEL-NR.



SCHONENDES VEGETABILE  
LEDER GERBUNG



26043  
ARTIKEL-NR.



SCHONENDES VEGETABILE  
LEDER GERBUNG

**Karl**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26040	Kalbnappa	schwarz	●	37–50	S, M, W, +10	Schaft
26042	Kalbnappa vegetabil	schwarz	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft
26043	Kalbnappa vegetabil	braun	●	40–47	M, W	S, +10, Schaft
26045	Nubuk	camel	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft





26070  
ARTIKEL-NR.

*Reiner*  
MODELL

### Reiner

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26070	Kalbnappa / Stretch-Nappa	schwarz	●	37-50	M	S, W, +10



26080  
ARTIKEL-NR.

*Uwe*  
MODELL



### Uwe

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26080	Kalbnappa / Stretch-Nubuk	schwarz	●	40-47	M	S, W, +10



*Heinz*  
MODELL

26050  
ARTIKEL-NR.



26053  
ARTIKEL-NR.

### Heinz

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26050	Kalbnappa	schwarz	●	37-50	M	S, W, +10, Schaft
26053	Kalbnappa	dunkelbraun	●	40-47	M	S, W, +10, Schaft





26032  
ARTIKEL-NR.

*Manfred*  
MODELL



26033  
ARTIKEL-NR.

**Manfred**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26032	Kalbnappa vegetabil	schwarz	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft
26033	Kalbnappa vegetabil	braun	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft



26060  
ARTIKEL-NR.



26063  
ARTIKEL-NR.

*Detlef*  
MODELL

**Detlef**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26060	Kalbnappa Hydro / Stoff	schwarz	●	40–47	M, W, +10	S, Schaft
26063	Kalbnappa	dunkelbraun	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft

*Ferdinand*  
MODELL



26099  
ARTIKEL-NR.

**Ferdinand**

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen	
26099	Filz / Nubuk	grau / schwarz		40–47	M	S, W, Schaft



*Perfekter Schutz geht bei LucRo noch  
über den Schuh hinaus.*

# *LucRo* **Zubehör**



## Optimalen Schutz gibt's auch für Schuhe: **von und für LucRo**



### LucRo Zubehör und Kollektionsergänzungen

Das umfassende LucRo Schuhangebot wird durch ein stimmiges Pflege- und Zubehörprogramm perfekt ergänzt. So bieten wir Ihnen sämtliche Pflegeartikel, um das hochwertige LucRo Leder optimal vor Feuchte oder Nässe

zu schützen und dauerhaft in Form zu halten. Auch was perfekt sitzende Spezialsocken angeht, müssen Sie bei LucRo auf nichts verzichten.



LucRo Fußmessgerät

Ledertasche

Schuhpflegecremes



Bürsten

Schuhbeutel

Einfach rundum  
gut versorgt mit LucRo



Artikel-Nr.	Farbe		Geschlecht	Größe
202100	hellgrau meliert	●	Unisex	35–36 bis 47–48
202200	schwarz	●	Unisex	35–36 bis 47–48
202300	weiß	○	Unisex	35–36 bis 47–48
202400	dunkelbraun	●	Unisex	35–36 bis 47–48

LucRo Komfort-Diabetikersocken

Produkteigenschaften:

- Komfortsocke, halbpflüsch, handgekettelt, besondere Polsterung im gesamten Sohlenbereich
- locker gestrickter Bund, um Einschnürungen am Bein zu vermeiden



Eine Besonderheit der LucRo Socken ist das silberfaserhaltige Baumwollgewebe mit antibakterieller Wirkung

Thekenaufsteller

Produkteigenschaften:

- für LucRo Diabetikersocken inklusive 28 Paar Socken (je Farbe und Größe ein Paar)
- drehbar zur komfortablen Produktansicht



Artikel-Nr.	
202020-999	Thekenaufsteller


Fußmessgerät

Produkteigenschaften:

- bis Größe 50, für LucRo classic und LucRo kinetic, nicht für Fremdfabrikate geeignet



Artikel-Nr.	
210009-001	Fußmessgerät LucRo



Artikel-Nr.	Schuhlinie	Geschlecht	Stärke	Größe
229900	LucRo classic	Damen	9 mm	34–45
219900	LucRo classic	Herren	9 mm	37–50
259900	LucRo kinetic	Damen	6 mm	34–45
249900	LucRo kinetic	Herren	6 mm	37–50
279900	LucRo ergonomic	Damen	6 mm	34–45
269900	LucRo ergonomic	Herren	6 mm	37–50

Einlegesohle

Produkteigenschaften:

- Spezialweichschaum mit besonders glatter Oberfläche für bequemes Eingleiten in den Schuh. Besonders geeignet bei Polyneuropathie



LucRo Pflegeset

Produkteigenschaften:

- exklusive Ledertasche mit Inhalt. Alles auch einzeln lieferbar

Inhalt:

2 LucRo Lederpflegecremes, 1 Poliertuch, 1 Cremebürste, 1 Glanzbürste

Artikel-Nr.	
230999-000	LucRo Pflegeset mit Inhalt

Schuhanzieher

Produkteigenschaften:

- Metall, verchromt



Artikel-Nr.	Länge	
Q86441-016	150 mm	mit Haken
230575-000	500 mm	mit Haken
230575-010	700 mm	mit Haken
230575-002	420 mm	mit Haken
230575-015	150 mm	ohne Haken

Senkel

Produkteigenschaften:

- elastisch und in verschiedenen Längen (45, 60, 70 und 90 cm)



Artikel-Nr.	Farbe	
239477-0	schwarz	●
239477-1	weiß	○
239477-2	dunkelbraun	●
239477-3	beige	●





## **Schein Orthopädie Service KG**

Hildegardstraße 5  
42897 Remscheid  
Deutschland

Telefon +49 2191 910-201  
Telefax +49 2191 910-102

lucro@schein.de  
**www.lucro.de**



**Ihr LucRo Fachhändler:**



099990-012