

LucRo SCHUHKOLLEKTION

Spezialschuhe für Menschen
mit Diabetes oder Rheuma

LucRo
by schein

www.lucro.de



NEU!

LucRo sportic

schein

orthopädie
service

— Germany since 1879 —






Bewegung verbessert das Wohlbefinden,
beugt Krankheiten vor und
schenkt uns ein Gefühl von Freiheit.

Unsere Füße sind die Basis, um
diesem Freiheitsdrang
unbeschwert nachzugehen.



— Germany since 1879 —



The logo for LucRo by Schein, featuring the brand name in a stylized, outlined font.

by schein

www.lucro.de

LucRo
SCHUHKOLLEKTION

www.lucro.de

LucRo
classic

LucRo
kinetic

LucRo
sportic

LucRo
ergonic

*Spezialschuhe für
Menschen mit Diabetes
oder Rheuma*

Weil Ihre Füße im Leben eine tragende Rolle spielen: Geben Sie ihnen den Schutz und die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.



Bewegung ist ein Grundbedürfnis und stellt eine elementare Voraussetzung für unsere Gesundheit dar. Sie steigert das Wohlbefinden, beugt Krankheiten vor und lässt uns aktiv das Leben genießen. Unsere Füße wiederum spielen eine tragende Rolle für unseren gesamten Bewegungsapparat.

Wie wichtig unsere Füße für unsere Mobilität und somit für unser Wohlbefinden sind, wird uns meist erst bewusst, wenn Probleme auftreten – wie Druckstellen oder kleinere Wunden, die insbesondere bei Menschen mit Diabetes zum ernsthaften Gesundheitsrisiko werden können. Rheumatische entzündliche Erkrankungen im Fuß- bzw. Zehenbereich gehen häufig mit Schwielenbildung, Fehlstellungen bis hin zu Zehendeformationen einher. Auch diese Symptome verlangen besondere Aufmerksamkeit.

Ziel unserer LucRo Produkte ist es, Füßen den Schutz und die Behandlung zu geben, die sie verdienen. Mit nunmehr vier unterschiedlichen Schuhkollektionen und insgesamt 204 Artikeln bieten wir Menschen mit Diabetes oder Rheuma vielfältige Möglichkeiten, den rundum perfekten Schuh zu finden – für ihre individuelle Fußform, für ihr individuelles Krankheitsbild und für ihren individuellen Geschmack.

Ob auf der Straße, in Wald und Wiese oder daheim, LucRo Spezialschuhe geben ein wichtiges Stück Lebensqualität zurück: Bewegungsfreude auf Schritt und Tritt.

Für Ihre Füße nur das Beste. LucRo.

Arnd Schein
Schein Orthopädie Service KG

LucRo SCHUHKOLLEKTION



→ Indikationen

Fußbeschwerden	10–11
Diagnose Diabetes	12–13
Der Diabetische Fuß	14–15
Wirksamer Fußschutz	16–17
Diagnose Rheuma	18–19
Der rheumatische Fuß	20–21

→ LucRo Spezialschuhe

Die Fußexperten	22–23
Neu: LucRo sportic	24–27
Alle Kollektionen im Überblick	28–29
LucRo Eigenschaften	30–33
Unser Qualitätsversprechen	34–35
Ergänzungen und Pflegetipps	36–37
LucRo Zubehör	174–179

→ Damenschuhe

Sandalen	42–46
Halbschuhe <i>mit Klettverschluss</i>	47–50
Halbschuhe <i>mit Schnürung</i>	51
Stiefel	52–53
Hausschuhe	54–55

→ Herrenschuhe

Sandalen	60–63
Halbschuhe <i>mit Klettverschluss</i>	64–69
Halbschuhe <i>mit Schnürung</i>	70–72
Stiefel	73–75
Hausschuhe	76–77

LucRo classic

→ Damenschuhe

Sandalen	82–84
Halbschuhe <i>mit Klettverschluss</i>	85–88
Halbschuhe <i>mit Schnürung</i>	89
Stiefel	90–91
Hausschuhe	92–93

→ Herrenschuhe

Sandalen	98–100
Halbschuhe <i>mit Klettverschluss</i>	101–103
Halbschuhe <i>mit Schnürung</i>	104–105
Stiefel	106–107
Hausschuhe	108–109

LucRo kinetic

→ Damenschuhe

Halbschuhe <i>mit Schnürung/Klettverschluss</i>	114–123
Stiefel	124–125

→ Herrenschuhe

Halbschuhe <i>mit Schnürung/Klettverschluss</i>	130–139
Stiefel	140–141

LucRo sportic

→ Damenschuhe

Sandalen	146–148
Halbschuhe <i>mit Klettverschluss</i>	149–153
Halbschuhe <i>mit Stretchleder</i>	152, 153
Halbschuhe <i>mit Schnürung</i>	153
Stiefel	154–155
Hausschuhe	156–157

→ Herrenschuhe

Sandalen	162–163
Halbschuhe <i>mit Klettverschluss</i>	164–167
Halbschuhe <i>mit Stretchleder</i>	167
Halbschuhe <i>mit Schnürung</i>	168–169
Stiefel	170–171
Hausschuhe	172–173

LucRo ergonomic

Fußbeschwerden BEI DIABETES ODER RHEUMA KEINE SELTENHEIT

Millionen von Menschen sind betroffen

Fußbeschwerden sind ein Thema, dem allgemein nicht besonders viel Beachtung geschenkt wird. Bei Erkrankungen wie Diabetes oder Rheuma sind sie aber alles andere als eine Seltenheit – Millionen von Menschen in Deutschland sind von diabetischen oder rheumatischen Fußbeschwerden betroffen. Diese reichen von leichten Schwellen über Zehenfehlstellungen bis hin zum gefürchteten Diabetischen Fußsyndrom.



**MEHR ALS
6 MILLIONEN
MENSCHEN**

leben in Deutschland
mit diagnostiziertem
Diabetes.¹



**1,5 MILLIONEN
MENSCHEN**

in Deutschland leiden unter
entzündlich-rheumatischen
Erkrankungen.²



**FRAUEN
SIND 3 X
HÄUFIGER**

betroffen als Männer.²



CA. 250.000 AN DIABETES ERKRANKTE MENSCHEN

haben bereits offene Fußverletzungen.¹



CA. 1 MILLION MENSCHEN

mit Diabetes haben ein erhöhtes Risiko für offene Fußwunden.¹



JEDER 4. MENSCH MIT DIABETES

erleidet im Laufe seines Lebens ein Diabetisches Fußsyndrom.¹



SCHÄTZUNGSWEISE 8–10 MILLIONEN MENSCHEN

in Deutschland leiden unter einem Hallux valgus (schmerzhafte Fehlstellung der Großzehe).⁴



BEI 90% DER MENSCHEN

mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen treten im Krankheitsverlauf Fuß- und Fußgelenksbeschwerden auf.³

DIABETES

SEITE 12–17

RHEUMA

SEITE 18–21

¹⁻⁴ Quellen: siehe Seite 182

Diagnose Diabetes **WACHSAM DURCHS LEBEN GEHEN**



Füße brauchen besondere Aufmerksamkeit

Bei Menschen mit Diabetes können Druckstellen oder Blasen durch zu enge oder schlecht passende Schuhe schnell zu einem ernsthaften Gesundheitsrisiko werden. Insbesondere dann, wenn Wunden nicht oder viel zu spät bemerkt werden.

Unbehandelter Diabetes macht Füße verletzlicher. Das liegt zum einen an der beeinträchtigten Stoffwechsellage, die die Haut an den Füßen anfälliger für kleinere Risse und Läsionen macht. Zum anderen geht Diabetes langfristig mit Nervenirritationen und -schädigungen einher, die die Empfindlichkeit der Nerven herabsetzen. Verletzungen werden, wenn überhaupt, schlechter wahrgenommen. Die regelmäßige, aufmerksame Fußkontrolle ist deshalb unverzichtbar.

Ein schützendes Schuhwerk kann helfen, Druckstellen erst gar nicht entstehen zu lassen und somit entzündlichen Folgekomplikationen bis hin zu Amputationen frühzeitig entgegenzuwirken.

DIABETES

*Erneute Wunden
vermeiden*

*Druck vom Fuß
fernhalten*

*Fußläsionen
frühzeitig erkennen*

**DAS RICHTIGE
SCHUHWERK KANN HELFEN**

*Infektionen und
Amputationen vermeiden*

*Bewegungsfreude
erhalten*

Der Diabetische Fuß **RISIKEN (ER)KENNEN UND VERHINDERN**



Was genau ist das Diabetische Fußsyndrom?

Das Diabetische Fußsyndrom stellt eine der am meisten gefürchteten Folgeerkrankungen des Diabetes dar. Hierbei liegt entweder eine Schädigung der Nerven im Fuß vor, die zu schmerzlosen Druckgeschwüren führt, oder eine Schädigung der Blutgefäße im Fuß, die Durchblutungsstörungen verursacht. In vielen Fällen sind beide Formen miteinander kombiniert.

Das Erkrankungsrisiko steigt mit zunehmendem Alter. Im Laufe seines Lebens erleidet jeder vierte Mensch mit Diabetes ein Diabetisches Fußsyndrom.

Wie kommt es zu den entzündeten Fußwunden und Geschwüren?

Durch die langfristige Erhöhung des Blutzuckerspiegels können Nerven und Blutgefäße geschädigt werden. Mögliche Folgen sind Durchblutungs- und Sensibilitätsstörungen.

Auslöser für Infektionen am Fuß sind meist kleinere Fußverletzungen oder Druckstellen, die aufgrund der Nervenstörungen zunächst nicht bemerkt werden. Krankheitserreger dringen in die Wunde ein, und aus einer kleinen Verletzung wird eine großflächige Wunde, die sich entzündet. Aufgrund der Durchblutungsstörungen beim Diabetischen Fußes ist die Wundheilung zusätzlich beeinträchtigt. Dauerhafte oder wiederkehrende Wunden können die Folge sein. Die Behandlung wird zunehmend schwieriger, im schlimmsten Fall ist eine Amputation erforderlich.

WAS KANN ICH ALS BETROFFENER TUN, UM DIE GEFÜRCHTETEN FOLGEN ZU VERHINDERN?

Vermeidung ist der beste Schutz! Menschen mit Diabetes können entscheidend dazu beitragen, Veränderungen an den Füßen frühstmöglich wahrzunehmen und zu behandeln:

→ **Tägliche Fußkontrolle:**

Um keine Verletzungen oder Druckstellen zu übersehen, sollte jeder Mensch mit Diabetes am besten täglich seine Füße auf Veränderungen kontrollieren. Hierbei können natürlich auch die Angehörigen helfen.

→ **Medizinische Fußambulanz:**

Neben der Sichtkontrolle ist der regelmäßige Besuch in einer medizinischen Fußambulanz dringend angeraten. Je stärker die Nervenschädigungen (Polyneuropathien) oder die Anzeichen eines Diabetischen Fußsyndroms ausgeprägt sind, desto geringer sollten die Untersuchungsabstände sein.

→ **Das richtige Schuhwerk tragen:**

Gut sitzende und vor allem nicht einengende Schuhe sind als vorbeugende Maßnahme mehr als wichtig. Orthopädische Spezialschuhe für Menschen mit Diabetes schützen die Füße durch ihre speziellen Eigenschaften (siehe auch Seite 30–33). Klinische Studien bestätigen, dass sich das Risiko für wiederkehrende Fußgeschwüre durch ein „diabetesgeeignetes Schuhwerk“ sogar um 80 % verringern lässt. Auch zu Hause ist es ratsam, ein geeignetes Schuhwerk mit Socken zu tragen und möglichst nicht barfuß zu laufen.



Wirksamer Fußschutz DER KLINISCHE BEWEIS

Die LucRo classic Studie

Dass ein geeignetes „Diabetes-Schuhwerk“ einen entscheidenden Beitrag zur Prophylaxe von Fußgeschwüren (Fußulzerationen) leistet bzw. wiederkehrende Entzündungen (Rezidive) verhindern kann, zeigen auch die Ergebnisse unserer klinischen Studie, die an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf durchgeführt wurde. In dieser wurde bei 92 diabetischen Hochrisikopatienten mit abgeheiltem Fußgeschwür das Wiederauftreten von Fußulzerationen in einem Zeitraum von 42 Monaten beobachtet. Ein Teil der Patienten trug dabei normales Schuhwerk, die anderen trugen den Diabetes-Spezienschuh LucRo classic.

Neueste Studienergebnisse über den LucRo ergonomic

Eine aktuell durchgeführte Studie unter der Leitung von Dr. med. Dirk Theodor Schraeder, Klinik für Technische Orthopädie, Physikalische Medizin und Rehabilitation, Hospital zum Heiligen Geist, Geseke, bestätigt, dass auch der LucRo ergonomic die Anforderungen erfüllt, die ihn als konfektionierten Schutzschuh für Menschen mit Diabetes und somit als therapeutisches Hilfsmittel auszeichnen.



Als Therapeutisches Hilfsmittel verschreibbar

Bei erhöhtem Risiko für das Diabetische Fußsyndrom und Vorliegen einer entsprechenden Indikation übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten für die Schuhversorgung. Nur der gesetzliche Eigenanteil muss selbst aufgebracht werden. Neben dem klassischen Hausarzt, der auch die Spezialschuhe verschreiben darf, berät fachspezifisch der Diabetologe. Besteht die Notwendigkeit zum Handeln, erhält der Patient ein Rezept, mit dem er beim Orthopädieschuhtechniker den passenden Schuh aussucht.

Unsere Spezialschuhkollektionen **LucRo classic** und **LucRo kinetic** können mit den Hilfsmittelnummern **31.03.08.0001** und **31.03.08.0008** auf Rezept verschrieben werden. Auch unsere beiden anderen Kollektionen **LucRo ergonomic** und **LucRo sportic** bieten eine stadiengerechte Versorgungsmöglichkeit und dieselben fußschützenden Eigenschaften. **Der Antrag auf Hilfsmittelnummern ist in Vorbereitung.**



FUSSGESUNDHEIT AUF REZEPT

Das muss der Arzt bei der
Rezepterstellung beachten:

7 ankreuzen:
Schuhversorgung als
Therapeutisches Hilfsmittel

**Hilfsmittelnummer
angeben:**



**Allgemeine medizinische
Indikationen sind:**

Diabetische Polyneuropathie mit ausgeprägter Neuropathie und/oder ausgeprägter Angiopathie, verbunden mit abgeheilten Ulzera und/oder sonstigen mechanischen Irritationen, die zu regionalen Druckspitzen führen, sowie bei Minoramputationen einzelner Zehen.

Diagnose Rheuma **NICHT AUSBREMSEN LASSEN**



Den Teufelskreis durchbrechen

Bewegung steigert die Lebensqualität und das Wohlbefinden. Wer aber unter Rheuma leidet, empfindet oftmals das genaue Gegenteil: ziehende, reißende Schmerzen mit jeder Bewegung. Verformungen und Steifigkeit in den Gelenken kommen zusätzlich erschwerend hinzu.

Ein Grund für viele Betroffene, ihre körperliche Aktivität auf das Nötigste zu reduzieren. Genau das aber verstärkt wiederum die beschwerlichen Symptome. Ein Teufelskreis, den es zu durchbrechen gilt – durch Schmerzlinderung und Förderung einer schmerzfreien Bewegung.

Auch die Wahl des richtigen Schuhwerks kann hier einen wichtigen Beitrag leisten.

RHEUMA

*Fußgelenke
entlasten*

*Bewegungsschmerz
lindern*

**DAS RICHTIGE
SCHUHWERK KANN HELFEN**

*Bewegungsfreude
zurückbringen*

*Fußdeformationen
optimal versorgen*

Der rheumatische Fuß

SCHMERZEN LINDERN, GELENKE ENTLASTEN


Was genau ist Rheuma?

Rheuma ist ein Sammelbegriff, mit dem etwa 100 verschiedene Krankheiten zusammengefasst werden, die durch Entzündungen hervorgerufen werden. Medizinisch korrekt spricht man von den „Krankheiten des rheumatischen Formenkreises“. Der Begriff „Rheuma“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „ziehender, reißender Schmerz“. Genau das ist es auch, was die verschiedenen Krankheitsformen gemeinsam haben: Schmerzen und Bewegungseinschränkungen.

Das häufigste rheumatische Krankheitsbild sind durch Verschleiß bedingte, degenerative Gelenkerkrankungen – in erster Linie Arthrosen. Daneben gibt es die entzündlichen Gelenkerkrankungen. Die rheumatoide Arthritis tritt hierbei am häufigsten auf. Bei dieser Erkrankungsform ist die körpereigene Abwehr fehlgesteuert: Das Immunsystem bekämpft die eigenen Gelenke und verschiedene Gewebe. Frauen sind zwei- bis dreimal so häufig betroffen wie Männer.

Was passiert, wenn die Füße betroffen sind?

Bei einer rheumatischen Erkrankung können auch die Füße bzw. Sprung- und Zehengelenke betroffen sein. Die häufigsten Symptome der rheumatoiden Arthritis am Fuß sind Schmerzen, Schwellung und Steifigkeit, die meist beidseitig auftreten, also an beiden Fußgelenken. Das Gangbild kann dadurch beeinträchtigt sein und die Entstehung von Hühneraugen, Schwielen und Zehendeformationen begünstigen. Hallux valgus (Schiefstand der Großzehe), Hammer- und Krallenzehen zählen zu den häufigsten Fehlstellungen.





WAS KANN ICH ALS BETROFFENER TUN, UM SCHMERZEN ZU LINDERN UND DIE GELENKE ZU ENTLASTEN?

Rheuma ist nicht heilbar, dennoch lässt sich einiges dafür tun, dass Menschen mit Rheuma ein möglichst symptomfreies Leben führen. Neben medikamentöser Behandlung und operativen Eingriffen können auch die Betroffenen selbst dazu beitragen, Schmerzen zu lindern und die Bewegungsqualität zu fördern.

→ **Die richtige Ernährung:**

Eine gesunde, mit dem Arzt abgestimmte Ernährung ist eine wichtige Ergänzung zu Rheumamedikamenten und kann helfen, Beschwerden zu lindern. Zudem kann sie Übergewicht, das die Gelenke zusätzlich belastet, entgegenwirken.

→ **Gelenkschonende Sportarten:**

Körperliche Aktivität wirkt sich günstig auf die Gelenke von Menschen mit Rheuma aus. Sie kräftigt die Muskulatur, stabilisiert das Gangbild und mildert Schmerzen. Günstig sind gelenkschonende Ausdauersportarten wie Schwimmen, Radfahren, Tai-Chi oder Wassergymnastik.

→ **Das richtige Schuhwerk:**

Auch Schuhe haben einen wichtigen Einfluss bei der Rheumabehandlung. Bei orthopädischen Spezialschuhen für Menschen mit Rheuma, wie dem LucRo Schuh, werden besonders weiche Materialien verwendet. In Kombination mit ihrem raumgreifenden Volumen geben sie den Zehen genügend Bewegungsfreiheit. Stoßdämpfende Sohlen, stützende Einlagen und abgeflachte Absätze sorgen für optimale Druckentlastung und tragen zu einer Verbesserung des Gangbildes bei.



Die Fußexperten FÜR MENSCHEN MIT DIABETES ODER RHEUMA

Gemeinsam das richtige Schuhwerk finden

Ob Diabetisches Fußsyndrom oder rheumatische Beschwerden, die Wahl des richtigen Schuhwerks muss nicht allein getroffen werden. Verschiedene Fachexperten stehen Menschen mit Diabetes oder Rheuma unterstützend zur Seite:

→ Der Arzt,

der die Diagnose stellt, die Gesundheit der Füße überprüft und bei Vorliegen einer entsprechenden Indikation einen geeigneten orthopädischen Spezialschuh verordnet.

→ Der Orthopädie(schuh)techniker,

der mithilfe verschiedener Messungen und fundiertem Fachwissen die Spezialschuhe individuell und optimal auswählt und gegebenenfalls weitere notwendige Anpassungen vornimmt.

→ Der Schuhhersteller,

der in enger Abstimmung mit Medizinern und Orthopädienschuhtechnikern sowie basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen orthopädische Spezialschuhe fertigt und weiterentwickelt.



Digitales
Fuß-Scansystem
DigiPED

DAS TIP THERM

kontrolliert das
Temperaturempfinden
des Fußes.



Bestimmung der Fußsensibilität

DIE STIMMGABEL

überprüft
die Tiefensensibilität.



DAS MONO- FILAMENT


prüft die
Oberflächensensibilität.



Druckmessungen

Neben der Bestimmung der Fußsensibilität gehört die Messung der Druckverteilung des Fußes zu jeder Schuhanpassung. Druckspitzen fördern vielfach die Entstehung von Wunden unter dem Fuß. Eine gleichmäßige Druckverteilung unter der Fußsohle ist deshalb umso wichtiger.

Die einfache Betrachtung der Fußsohlen im Stand erfolgt auf einem Podoskop oder einem digitalen Scansystem. Die elektronische Messung optimiert die Qualität der individuellen Versorgung: Die Beurteilung des Therapieverlaufs wird so einfach und nachhaltig dokumentiert. Bei der Anfertigung diabetesadaptierter Fußbettungen ist die Druckmessung im Schuh von der gesetzlichen Krankenkasse vorgeschrieben.



Druck
unter der
Fußsohle

Messung der Druckverteilung des Fußes für die optimale Schuhanpassung



Raus in die Natur,
**REIN INS
VOLLE LEBEN**

Die neue LucRo Kollektion

**PERFEKT
GERÜSTET**

für Wald- und Spaziergänge
sowie andere
Freizeitaktivitäten



*Stabiler Halt auf
rutschigen
Untergründen*

*Diabetesgerechter
Fußschutz*

LucRo
sportic

*Fester Funktions-
und Freizeitschuh*

Sportlicher Schnitt

Trendige Farben

NEU!

LucRo sportic

LucRo sportic **AKTIV DURCH DEN ALLTAG**



Bewegung ist die beste Medizin

Bewegung ist nicht nur gesund, sie ist sogar heilsam. Menschen mit Diabetes kann sie helfen, den Blutzuckerspiegel zu senken. Menschen mit Rheuma können durch regelmäßige Bewegung den fortschreitenden Gelenkverschleiß aufhalten bzw. verlangsamen.

Was aber mindestens genauso wichtig ist: Körperliche Aktivität fördert auch das seelische Wohlbefinden und somit die allgemeine Lebensqualität. Körperlich aktiv sein geht natürlich nicht nur im Sportverein oder Fitness-Studio. Es kann auch ein ausgedehnter Spaziergang, ein gemeinsamer Ausflug ins Grüne oder eine Waldwanderung sein. Und genau hierfür ist man mit dem neuen LucRo sportic optimal gerüstet.



LUCRO SPORTIC: FUNKTIONS- UND SPEZIALSCHUH IN EINEM

Genau wie die anderen drei LucRo Schuhreihen classic, kinetic und ergonic sorgt auch die neueste Kollektion für einen perfekten Rundumschutz, der Druck vom Fuß nimmt und das Risiko eines wiederkehrenden Diabetischen Fußsyndroms reduziert.

→ **Rutsch- und wetterfest:**

Mit seiner robusten Sohle, seiner wetterfesten Materialausstattung und seinem sportlichen Schnitt ist der neue LucRo sportic die optimale Outdoor-Schuhalternative zum soliden Alltagsschuh. Auf Schotterwegen, Walkingstrecke oder querfeldein in Wald und Wiese – er gibt dem Fuß sicheren Halt, ohne Druck auszuüben.

→ **Innovativer „Rebound-Effekt“**

Ein spezielles Material in der Zwischensohle – ein innovativer Partikelschaumstoff, der bei den neuesten Laufschuhmodellen namhafter Sportartikelhersteller für den sogenannten Rebound-Effekt sorgt, kommt auch beim neuen LucRo sportic zum Einsatz. Das Besondere am neuartigen Sohlenmaterial: Wird beim Auftreten ein hoher Druck erzeugt, federt die Sohle im Anschluss sofort wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Bei geringem Druck bettet das Material den Fuß und nimmt die Energie auf. Dadurch benötigt der Schuhträger beim Laufen deutlich weniger Kraft, und die Gelenke werden entlastet.

Kollektion Seite 110-141

LucRo FÜR JEDEN FUSS DAS BESTE



Der Klassiker

Der LucRo classic schützt mit nahezu 80%iger Sicherheit vor einem wiederkehrenden Geschwür (Rezidiv) beim Diabetischen Fußsyndrom.

Dies wurde von einer 42-monatigen Studie klinisch belegt (siehe auch Seite 16). Doch Druckentlastung und Schutz vor Rezidiven sind längst nicht alles, was der LucRo classic zu bieten hat.

Perfekter Rundumschutz plus:

- anatomisch geformter Leisten in klassischer Form
- große und vielfältige Modellauswahl mit 72 Artikeln
- Kostenübernahme durch die Krankenkasse bis auf den gesetzlichen Eigenanteil mit der Hilfsmittelnummer **31.03.08.0001**

Seite 38–77



Der schlankere Typ

Der LucRo kinetic ist die schlanker geschnittene Alternative, die ebenfalls für idealen Rezidivschutz sorgt.

Merkmal der LucRo kinetic Linie ist eine geänderte Passform. In der Ferse haben wir die Form des Leistens einem schmaleren und schlankeren Rückfuß angepasst. Das verleiht dem Schuh eine andere Optik und sorgt vor allem bei einer schlankeren Ferse für eine optimierte Fersenführung.

Perfekter Rundumschutz plus:

- Leisten in schmaler Naturform
- spezielle kineticBags in der Laufsohle, die die Gelenke entlasten
- große und vielfältige Modellauswahl mit 46 Artikeln
- Kostenübernahme durch die Krankenkasse bis auf den gesetzlichen Eigenanteil mit der Hilfsmittelnummer **31.03.08.0008**

Seite 78–109





Der Sportliche

Neu im Programm: Der Spezialschuh für Menschen mit Diabetes, die ihre Freizeit aktiver gestalten wollen.

Auch die neueste LucRo Kollektion verfügt über die schützenden Eigenschaften für die diabetesgerechte Fußversorgung. Aufgrund ihrer rutschhemmenden Sohle und robusten Ausstattung sorgt sie insbesondere bei unwegsamem Gelände für stabilen Halt.

Perfekter Rundumschutz plus:

- Leisten in schmaler Naturform
- rutschhemmende, robuste TPU-Laufsohle
- innovative, gelenkschonende Zwischensohle
- große und vielfältige Modellauswahl mit 48 Artikeln
- Antrag auf Hilfsmittelnummer ist in Vorbereitung

Seite 110–141



Der Anpassungskünstler

Neben einem erwiesenen Rezidivschutz bietet der LucRo ergonic auch optimale Eigenschaften für die Rheuma-Versorgung.

Eine aktuelle Diabetes-Studie belegt, dass der LucRo ergonic wirksam vor einem wiederkehrenden Fußgeschwür schützt. Seine gelenkschonenden Eigenschaften lindern aber auch die Beschwerden von Rheumapatienten. Deshalb wird er als LucRo Spezialschuh für beide Indikationen geführt.

Perfekter Rundumschutz plus:

- Leisten in Naturform
- Versteifungssohle zur optimalen Druckverteilung (muss bei Diabetes fest eingeklebt werden!)
- große und vielfältige Modellauswahl mit 38 Artikeln
- Antrag auf Hilfsmittelnummer ist in Vorbereitung

Seite 142–173



LucRo Eigenschaften

AUSSEN GUT GERÜSTET, INNEN GUT GESCHÜTZT



Angesagte Designs wie bei einem modernen Alltagsschuh

Ob klassischer oder sportlicher Schnitt, schmalere Fußform oder raumgreifendes Volumen – neben optimalem Rundumschutz haben alle LucRo Kollektionen noch eine Gemeinsamkeit: ihr ansprechendes Design. Der therapeutische Nutzen bei jedem LucRo Schuh ist in eine moderne, alltagsrechte Schuhoptik verpackt.

Austauschbare Versteifungssohlen bei LucRo ergonomic


Je nach Indikation und individueller Ausprägungsform der Beschwerden kann zwischen drei unterschiedlichen Versteifungssohlen ausgewählt werden. Hinweis: Bei Diabetes muss die Versteifungssohle fest verklebt werden!



Drei austauschbare
Versteifungssohlen

Atmungsaktive Sympatexmembran für wetterfeste LucRo Stiefel

Der Einsatz einer atmungsaktiven Sympatexmembran in LucRo Stiefeln macht diese 100% wasserdicht. Die intelligente Materialkombination gewährleistet Bewegungsfreiheit bei jedem Wetter. Sie besteht aus recycelbarem, gesundheitlich unbedenklichem Polyetherester und ist somit absolut umwelt- und hautfreundlich.



100%
wasserdicht





Gelenkschonende kineticBags bei LucRo kinetic

Die speziell in die Laufsohle eingearbeiteten kineticBags absorbieren die entstehende Belastungsenergie und sorgen für zusätzliche Gelenkentlastung.

Zwischensohle mit „Rebound-Effekt“ beim LucRo sportic

Ein spezielles Zwischensohlenmaterial aus expandiertem thermoplastischem Polyurethan (TPU) sorgt für Tragekomfort und hervorragende Laufeigenschaften. Die Sohle federt sofort nach dem Auftreten in ihre ursprüngliche Form zurück. Das Laufen erfordert dadurch weniger Kraft, und die Gelenke werden entlastet, der sogenannte Rebound-Effekt.



Weiche und hochwertige Obermaterialien

Wir verwenden erlesene und hochwertige Materialien aus nachhaltiger Produktion (siehe auch Seite 34–35). Ausgewählte LucRo ergonomic Modelle gibt es zudem mit stretchfähigem Leder, das insbesondere Menschen mit Rheuma zusätzlichen Tragekomfort bietet.




Weite Schaftöffnung für einfaches Anziehen

Bereits beim Anziehen des Schuhs sollte kein Druck auf den Fuß ausgeübt werden. Dank seiner weiten Schaftöffnung steigt man einfach, bequem und sicher in den LucRo Schuh.




LucRo Eigenschaften

PERFEKTION BIS INS DETAIL




Vier verschiedene Weiten


Die vier Weiten, S, M, W und +10 (10 mm zusätzliche Schafterhöhung), bieten eine große Auswahl an Versorgungsmöglichkeiten bei jeder LucRo Schuhkollektion.



Dreiteilige, stoßdämpfende Einlegesohle aus speziellem Weichschaum




Unterschiedliche Festigkeit im Vor- und Rückfuß




Versteifte Brandsohle bei LucRo classic, kinetic und sportic

Versteifungselement



Entlastende Sohle mit Absatz- und Vorfußrolle für kontrolliertes Abrollen



LucRo Laufsohle für gleichmäßige Druckverteilung unter dem Fuß

Unterschiedliche Laufsohlen je nach LucRo Kollektion

Unser Qualitätsversprechen

NACHHALTIG BEI JEDEM SCHRITT

Höchste Ansprüche an Material und Produktion

Als verantwortungsvolles Familienunternehmen ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, mustergültige Qualität zu produzieren. Unser hoher Qualitätsanspruch bezieht sich dabei nicht nur auf unsere Produkte, sondern auf die gesamte Unternehmensausrichtung. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine entscheidende Rolle. Das gilt für die eigenen Herstellungsprozesse genauso wie für die Wahl unserer Materiallieferanten. Wir arbeiten ausschließlich mit qualifizierten Herstellern zusammen, die unserem hohen Anspruch an hochwertige Verarbeitung und nachhaltige Produktion gerecht werden.

TÜV-zertifiziertes Qualitätsmanagement

Auf eigenen Wunsch unterziehen wir uns jährlich einer unabhängigen, externen Qualitätsprüfung. Seit 1997 zeichnet das Qualitätsmanagementzertifikat des TÜV Rheinland die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens aus. Darin wird bescheinigt, dass unsere Arbeitsabläufe systematisiert sind und die Herstellung von hochwertigen Produkten sichergestellt ist.

QUALITÄT, DER SIE VERTRAUEN KÖNNEN

- **handwerklich**
Ausgezeichnete Qualität seit über 130 Jahren
- **nachhaltig**
Nachhaltigkeit als wichtiges Qualitätsmerkmal bei eigenen Prozessen und Lieferantenauswahl
- **medizinisch-wissenschaftlich**
Medizinische Wirksamkeit von LucRo classic und ergonic durch klinische Studien belegt
- **unabhängig geprüft**
Unabhängige und externe Qualitätsprüfung sowie vom TÜV Rheinland zertifiziertes Qualitätsmanagement





UMWELT- FREUNDLICH

LucRo Leder – hochwertig
verarbeitet,
nachhaltig produziert

Umweltfreundliche Lederherstellung

Gerbstoffe sind unverzichtbar, um tierische Haut haltbar zu machen und daraus Leder herzustellen. Zur Bedienung des heutigen Bedarfs kommen in der Regel chemisch hergestellte Gerbstoffe zum Einsatz. Wichtig hierbei ist eine fachgerechte Ausführung unter Beachtung aller Umweltschutzauflagen. Das gilt für den Gerbungsprozess genauso wie für die Entsorgung der chemischen Stoffe.

Damit Sie sich bei LucRo stets höchster Qualität sicher sein können, verwenden wir ausschließlich sachgemäß und nachhaltig produzierte Lederarten.

An diesem Symbol erkennen Sie LucRo Schuhe, die aus rein pflanzlich gegerbtem Leder hergestellt werden.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG

Die Alternative: rein pflanzliche Gerbung

Eine Alternative zur chemischen Gerbung ist die sogenannte vegetabile Gerbung. Hierbei kommen ausschließlich Gerbstoffe aus der Natur, wie Extrakte aus Hölzern oder aus Rhabarber, zum Einsatz. Auf künstliche, synthetische Zusätze wird gänzlich verzichtet. Dieses Verfahren zählt zu den gesündesten für Mensch und Umwelt. Zudem schon das pflanzlich gegerbte Leder die Hautflora. Den Gerber selbst kostet dieses Verfahren deutlich mehr Mühe und Zeit: Nicht selten dauert der gesamte Herstellungsprozess bis zum fertigen Leder bis zu zwei Jahre. Die Rückstände pflanzlicher Gerbstoffe sind leicht zu recyceln und werden als landwirtschaftliche Düngemittel genutzt.

Fußschutz zu Hause

KOMFORT, DER WEITER GEHT

LucRo Hausschuhmodelle

Gerade zu Hause ist man ständig in Bewegung. Menschen mit Diabetes sollten auch hier möglichst nicht barfuß laufen und für geeigneten Fußschutz sorgen. Mit unseren verschiedenen Hausschuhmodellen bringen wir den gewohnten LucRo Tragekomfort mit ins Haus.

Der bequeme Einstieg, die weichen Materialien und das leichte Schuhgewicht laden zum Tragen und Rundumwohlfühlen ein.

LucRo Socken für noch mehr Schutz

Die speziellen LucRo Socken besitzen alle Eigenschaften, die sie zum optimalen Schutz des Fußes benötigen. Im Gegensatz zu normalen Socken sind sie im gesamten Sohlenbereich gepolstert. Da sie handgekettelt sind, entstehen im Zehenbereich keine Druckstellen, und der gummilose Softbund übt ebenfalls keinen Druck aus. Die Materialzusammensetzung ist besonders hautverträglich. Silberfasern in der Baumwolle haben zudem eine antibakterielle Wirkung.

LucRo Komfort Diabetikersocken

mit allen Eigenschaften
für einen optimalen
Fußschutz



WICHTIGE LUCRO PFLEGETIPPS

Nur ein voll funktionsfähiger Schuh bietet optimalen Schutz. Mit ein wenig Pflege und behutsamem Umgang können Sie die besondere LucRo Qualität langfristig erhalten.

→ **Gönnen Sie dem Schuh Ruhe.**

Durch einen Schuhwechsel nach einmaligem Tragen und einer 24-stündigen Ruhepause erhöht sich die Lebensdauer Ihres LucRo Schuhs um ein Vielfaches.

→ **Wechseln Sie Fußbettungen regelmäßig.**

Durch hohe Beanspruchung können diese nach einiger Zeit ihre Funktion verlieren.

→ **Verwenden Sie einen Schuhanzieher.**

Durch diesen schonen Sie die verlängerte Hinterkappe und erhalten die optimale Fersenführung.

→ **Lassen Sie die Schuhe bei Zimmertemperatur trocknen.**

Durch das langsame Trocknen (niemals vor eine Heizung stellen!) und die regelmäßige Pflege mit einer qualitativ hochwertigen Schuhcreme bzw. einem Nubukstift schützen Sie das Leder vor Austrocknung.

→ **Imprägnieren Sie die Schuhe vor dem ersten Tragen.**

Durch das Einsprühen des Obermaterials mit einem Nässeschutzspray (am besten regelmäßig) sind die Schuhe besser vor Nässe geschützt.

→ **Bürsten Sie das Leder regelmäßig.**

Durch regelmäßige Pflege mit Lederbürsten und Pflegecremes (LucRo Pflegezubehör siehe Seite 176) erhalten Sie die hochwertige Lederqualität.



**Anatomisch
geformter Leisten**

in klassischer Form

**Nahtfreies,
gepolstertes**

Microfaserfutter

**Vier
verschiedene
Weiten**

**Hilfsmittelnummer
31.03.08.0001**

Auf Rezept verschreibbar

→ LucRo classic Damen

classic DAMEN



LucRo
classic

**FÜR
SIE**



Monika

Seite 43 – 44



Anita

Seite 45



Marisa

Seite 46



Sylvia

Seite 48



Yvonne

Seite 49



Ilona

Seite 50



Andrea

Seite 51



Doris

Seite 53



Fiona

Seite 55



Hildegard

Seite 55



Frieda

Seite 55

LucRo classic **DAMENKOLLEKTION**



Sandalen

Ab Seite 42

Halbschuhe *mit Klettverschluss/Schnürung*

Ab Seite 47

Stiefel

Ab Seite 52

Hausschuhe

Ab Seite 54



LucRo classic
SANDALEN



LucRo classic MONIKA

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22320	Kalbnappa/Lack	schwarz/bordeaux	● ●	34 – 45	S, M, W	Schaft
22321	Kalbnappa	weiß/beige	● ●	34 – 45	S, M, W	Schaft
22325	Nubuk	beige/cognac	● ●	34 – 45	S, M, W	Schaft



22425
Artikel-Nr.



22328
Artikel-Nr.



22423
Artikel-Nr.

LucRo classic **MONIKA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22328	Nubuk	ocean	●	34-45	S, M, W	Schaft
22423	Ziegennappa metallic	bronze/sand	● ●	36-43	S, M, W	Schaft
22425	Ziegennappa metallic	sand/bronze	● ●	36-43	S, M, W	Schaft



Anita
Modell

22409
Artikel-Nr.



22403
Artikel-Nr.



22401
Artikel-Nr.



22400
Artikel-Nr.

LucRo classic ANITA

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22400	Kalbnappa	schwarz	●	36 – 43	M, W	S, Schaft
22401	Kalbnappa	perle	●	36 – 43	M	S, W, Schaft
22403	Kalbnappa gewischt	braun	●	36 – 43	M	S, W, Schaft
22409	Ziegennappa metallic	anthrazit	●	36 – 43	M	S, W, Schaft



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



22063
Artikel-Nr.



22066
Artikel-Nr.



22065
Artikel-Nr.

LucRo classic **MARISA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22063	Ziegennappa metallic	bronze		36-43	M	S, W, +10, Schaft
22065	Nubuk	camel		36-43	M, W	S, +10, Schaft
22066	Nappa vegetabil	rot		36-43	M	S, W, +10, Schaft



LucRo classic
HALBSCHUHE



→ LucRo classic Damen Halbschuhe mit Klettverschluss



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG

LucRo classic SYLVIA

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22040	Hirsch/Nubuk	schwarz	●	34-45	S, M, W, +10, Schaft	/
22046	Nappa vegetabil	rot	●	36-43	M	S, W, +10, Schaft
22049	Kalbnappa gewischt	grau	●	36-43	M, W, +10	S, Schaft
22445	Ziegennappa metallic	sand	●	36-43	M	S, W, +10, Schaft



22301
Artikel-Nr.



Yvonne
Modell



22300
Artikel-Nr.

LucRo classic **YVONNE**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22300	Kalbnappa/Nubuk/Lack	schwarz/bordeaux	● ●	36 – 43	M, W	S, +10, Schaft
22301	Kalbnappa	weiß/beige	○ ●	36 – 43	M	S, W, +10, Schaft

→ LucRo classic Damen Halbschuhe mit Klettverschluss



22362
Artikel-Nr.



22363
Artikel-Nr.



22360
Artikel-Nr.



LucRo classic ILONA

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22360	Kalbnappa/Lack	schwarz/bordeaux	● ●	36-43	M, W, +10	S, Schaft
22362	Nappa vegetabil	schwarz	●	34-45	M, W, +10	S, Schaft
22363	Ziegennappa metallic	bronze/sand	● ●	36-43	M	S, W, +10, Schaft

→ LucRo classic Damen Halbschuhe mit Schnürung

22190

Artikel-Nr.



22495

Artikel-Nr.




Andrea
Modell

LucRo classic **ANDREA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22190	Kalbnappa/Lack	schwarz/bordeaux	● ●	36 – 43	M, W	S, +10, Schaft
22495	Ziegennappa metallic	sand	●	36 – 43	M	S, W, +10, Schaft



LucRo classic
STIEFEL



LucRo classic DORIS

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22150	Kalbnappa Hydro	schwarz	●	36 – 43	M, W	S, +10, Schaft
22159	Ziegennappa metallic/Fell	anthrazit/grau	● ●	36 – 43	M	S, +10, Schaft



LucRo classic
HAUSSCHUHE



→ LucRo classic Damen Hausschuhe



Hildegard
Modell

22399
Artikel-Nr.



22394
Artikel-Nr.

LucRo classic **HILDEGARD**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22394	Filz	beige	●	36-43	S, M, W	Schaft
22399	Filz	grau	●	36-43	S, M, W	Schaft



22413
Artikel-Nr.



Fiona
Modell

22419
Artikel-Nr.

LucRo classic **FIONA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22413	Filz/Kalbnappa gewischt	beige	●	36-43	M, W	S, W, Schaft
22419	Filz/Nubuk	grau/schwarz	● ●	36-43	M, W	S, W, Schaft

22389
Artikel-Nr.



Frieda
Modell

22384
Artikel-Nr.



LucRo classic **FRIEDA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
22384	Filz/Nubuk	beige	●	36-43	M, W	S, Schaft
22389	Filz/Nubuk	grau	●	36-43	M, W	S, Schaft



**Anatomisch
geformter Leisten**

in klassischer Form

**Nahtfreies,
gepolstertes**

Microfaserfutter

**Vier
verschiedene
Weiten**

Hilfsmittelnummer

31.03.08.0001

Auf Rezept verschreibbar

Lucho

→ LucRo classic Herren



classic HERREN

LucRo
classic

**FÜR
IHN**



Eric

Seite 61



Achim

Seite 62



Peter

Seite 62



Oliver

Seite 63



Paul

Seite 63



Harald

Seite 65



Wolfgang

Seite 66



Volker

Seite 66



Thorsten

Seite 67



Walter

Seite 68



Sven

Seite 69



Philip

Seite 70



William

Seite 71



Björn

Seite 72



Lars

Seite 72



Jens

Seite 74



Frank

Seite 75



Kurt

Seite 75



Heinrich

Seite 77



Fritz

Seite 77



Falco

Seite 77

LucRo classic **HERRENKOLLEKTION**



Sandalen

Ab Seite 60

Halbschuhe *mit Klettverschluss/Schnürung*

Ab Seite 64

Stiefel

Ab Seite 73

Hausschuhe

Ab Seite 76



LucRo classic
SANDALEN

→ LucRo classic Herren Sandalen



21273

Artikel-Nr.



21270

Artikel-Nr.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



21278

Artikel-Nr.



Eric

Modell



21276

Artikel-Nr.

LucRo classic **ERIC**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21270	Nubuk	schwarz	●	37 – 50	S, M, W	Schaft
21273	Nubuk	brasil	●	37 – 50	S, M, W	Schaft
21276	Kalbnappa	cognac	●	40 – 47	S, M, W	Schaft
21278	Nappa vegetabil	grau	●	40 – 47	S, M, W	Schaft



LucRo classic ACHIM

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21190	Kalbnappa	schwarz	●	40-47	M, W, Schaft	S
21192	Kalbnappa	cognac	●	40-47	M, W	S, Schaft



LucRo classic PETER

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21200	Kalbnappa	schwarz	●	40-47	M, W, Schaft	S, +10



Paul
Modell

21240

Artikel-Nr.

LucRo classic **PAUL**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21240	Kalbnappa	schwarz	●	40 – 47	M, W, +10	S, Schaft



21090

Artikel-Nr.



21097

Artikel-Nr.

Oliver
Modell



21096

Artikel-Nr.



21095

Artikel-Nr.

LucRo classic **OLIVER**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21090	Kalbnappa	schwarz	●	40 – 47	M, W +10	S, Schaft
21095	Kalbnappa	cognac	●	40 – 47	M, W, +10	S, Schaft
21096	Nubuk	brasil	●	40 – 47	M, W, Schaft	S, +10
21097	Nubuk	camel	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft



LucRo classic
HALBSCHUHE

→ LucRo classic Herren Halbschuhe mit Klettverschluss

classic HERREN



21360
Artikel-Nr.



21365
Artikel-Nr.

LucRo classic HARALD

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21360	Kalbnappa/Nubuk/Stoff	schwarz	●	40 – 47	M, W	S, Schaft
21365	Kalbnappa/Nubuk/Stoff	camel/wüste/ braun meliert	● ● ●	40 – 47	M, W	S, Schaft

→ LucRo classic Herren Halbschuhe mit Klettverschluss



Wolfgang
Modell

21440
Artikel-Nr.

21443
Artikel-Nr.

LucRo classic WOLFGANG

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21440	Kalbnappa	schwarz	●	40-47	M	S, W, Schaft
21443	Kalbnappa	cognac	●	40-47	M	S, W, Schaft



21330
Artikel-Nr.

21333
Artikel-Nr.

Volker
Modell

LucRo classic VOLKER

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21330	Hirsch	schwarz	●	37-50	M, W, +10	S, Schaft
21333	Nubuk	brasil	●	40-47	M, W	S, +10, Schaft

Thorsten
Modell

21020
Artikel-Nr.



21029
Artikel-Nr.



21025
Artikel-Nr.



LucRo classic THORSTEN

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21020	Kalbnappa/Nubuk	schwarz	●	37 – 50	S, M, W, +10, Schaft	/
21025	Kalbnappa	cognac	●	40 – 47	M, W	S, +10, Schaft
21029	Kalbnappa gewischt	grau	●	40 – 47	M, W	S, +10, Schaft

→ LucRo classic Herren Halbschuhe mit Klettverschluss

21370

Artikel-Nr.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



21373

Artikel-Nr.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



21379

Artikel-Nr.

LucRo classic **WALTER**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21370	Nappa vegetabil	schwarz	●	37 – 50	M, W, +10	S, Schaft
21373	Nappa vegetabil	braun	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft
21379	Nappa vegetabil	grau	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft



21050

Artikel-Nr.

Sven

Modell



21053

Artikel-Nr.



LucRo classic SVEN

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21050	Hirsch	schwarz	●	37 – 50	S, M, W, +10, Schaft	/
21053	Hirsch	marone	●	37 – 50	S, M, W, +10, Schaft	/



LucRo classic **PHILIP**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21180	Kalbnappa	schwarz	●	37 – 50	M, W	S, +10, Schaft
21185	Kalbnappa	cognac	●	40 – 47	M	S, W +10, Schaft



21280
Artikel-Nr.

William
Modell

21285
Artikel-Nr.



LucRo classic **WILLIAM**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21280	Kalbnappa	schwarz	●	37 – 50	M, W, +10, Schaft	S
21285	Kalbnappa	cognac	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft

→ LucRo classic Herren Halbschuhe mit Schnürung

21030

Artikel-Nr.



Björn
Modell

LucRo classic **BJÖRN**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21030	Kalbnappa	schwarz	●	37-50	M, W	S, +10, Schaft

21040

Artikel-Nr.



Lars
Modell

LucRo classic **LARS**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21040	Hirsch	schwarz	●	40-47	M, W, Schaft	S, +10



LucRo classic
STIEFEL





LucRo classic JENS

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21260	Kalbnappa Hydro	schwarz	●	37-50	M, W, +10	S, Schaft
21263	Nubuk Hydro	brasil	●	40-47	M	S, W, +10, Schaft



21320
Artikel-Nr.



Frank
Modell

LucRo classic **FRANK**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21320	Kalbnappa Hydro mit Warmfutter	schwarz	●	37 – 50	M, W, +10	S, Schaft

→ LucRo classic Herren Stiefel mit Schnürung



21310
Artikel-Nr.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



Kurt
Modell

21313
Artikel-Nr.



LucRo classic **KURT**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21310	Nappa vegetabil	schwarz	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft
21313	Nubuk Hydro	brasil	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft



LucRo classic
HAUSSCHUHE

21399
Artikel-Nr.



Heinrich
Modell

LucRo classic HEINRICH

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21399	Filz	grau	40 – 47	S, M, W	Schaft

Fritz
Modell

21389
Artikel-Nr.



LucRo classic FRITZ

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21389	Filz/Nubuk	grau	40 – 47	S, M, W	Schaft

Falko
Modell

21409
Artikel-Nr.



LucRo classic FALKO

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
21409	Filz/Nubuk	grau/schwarz	40 – 47	M, W	S, Schaft



**Anatomisch
geformter Leisten**

in schmaler Naturform

**Nahtfreies,
gepolstertes**

Microfaserfutter

**Spezielle
kineticBags
zur zusätzlichen
Gelenk-
entlastung**

**Hilfsmittelnummer
31.03.08.0008**

Auf Rezept verschreibbar

→ LucRo kinetic Damen

LucRo
by schein

www.lucro.de

LucRo
kinetic

**FÜR
SIE**

kinetic DAMEN



Ingrid

Seite 83



Kerstin

Seite 84



Brigitte

Seite 86



Sabine

Seite 87



Elke

Seite 88



Gabriele

Seite 89



Eva

Seite 89



Angelika

Seite 91



Franziska

Seite 93

LucRo kinetic
DAMENKOLLEKTION



Sandalen

Ab Seite 82

Halbschuhe
mit Klettverschluss/Schnürung

Ab Seite 85

Stiefel

Ab Seite 90

Hausschuhe

Ab Seite 92



LucRo kinetic
SANDALEN

→ LucRo kinetic Damen Sandalen



25055
Artikel-Nr.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



25056
Artikel-Nr.



25059
Artikel-Nr.



25050
Artikel-Nr.



Ingrid
Modell

LucRo kinetic **INGRID**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25050	Kalbnappa	schwarz	●	34 – 45	S, M, W	Schaft
25055	Nubuk	wüste	●	36 – 43	S, M, W	Schaft
25056	Nappa vegetabil	rot	●	36 – 43	S, M, W	Schaft
25059	Ziegenappa metallic/ Schlange geprägt	anthrazit/grau	● ●	36 – 43	S, M, W	Schaft



25351
Artikel-Nr.



25350
Artikel-Nr.



25353
Artikel-Nr.


LucRo kinetic **KERSTIN**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25350	Kalbnappa	schwarz/anthrazit	● ●	36-43	S, M, W	Schaft
25351	Kalbnappa/Lack	perle/bordeaux	● ●	36-43	S, M, W	Schaft
25353	Ziegennappa metallic	bronze/sand	● ●	36-43	S, M, W	Schaft



LucRo kinetic
HALBSCHUHE

→ LucRo kinetic Damen Halbschuhe mit Klettverschluss



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



25026
Artikel-Nr.



25020
Artikel-Nr.



25023
Artikel-Nr.



25029
Artikel-Nr.

LucRo kinetic **BRIGITTE**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25020	Kalbnappa	schwarz	●	36-43	M, W	S, Schaft
25023	Ziegennappa metallic	bronze	●	36-43	M	S, W, Schaft
25026	Nappa vegetabil	rot	●	36-43	M	S, W, Schaft
25029	Ziegennappa metallic	anthrazit	●	36-43	M	S, W, Schaft

25070

Artikel-Nr.



25379

Artikel-Nr.



Sabine

Modell

25375

Artikel-Nr.



LucRo kinetic **SABINE**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25070	Kalbnappa/Lack	schwarz/bordeaux	● ●	34 – 45	S, M, W, +10	Schaft
25375	Ziegennappa metallic	sand/bronze	● ●	36 – 43	M	S, W, +10, Schaft
25379	Ziegennappa metallic/Schlange geprägt	anthrazit/grau	● ●	36 – 43	M	S, W, +10, Schaft



25112
Artikel-Nr.



25110
Artikel-Nr.



25117
Artikel-Nr.



25313
Artikel-Nr.

LucRo kinetic ELKE

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25110	Kalbnappa/Nubuk	schwarz	●	36-43	M, +10	S, W, Schaft
25112	Kalbnappa gewischt	taupe/weiß	● ○	36-43	M, W	S, +10, Schaft
25117	Nappa vegetabil	schwarz	●	36-43	M, W	S, +10, Schaft
25313	Ziegennappa metallic	bronze	●	36-43	M	S, W, +10, Schaft

→ LucRo kinetic Damen Halbschuhe mit Schnürung

25030
Artikel-Nr.



Gabriele
Modell

LucRo kinetic **GABRIELE**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25030	Kalbnappa	schwarz	●	36–43	S, M, W	+10, Schaft

Eva
Modell

25309
Artikel-Nr.



25100
Artikel-Nr.



25102
Artikel-Nr.



LucRo kinetic **EVA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25100	Kalbnappa gewischt	schwarz	●	36–43	M	S, W, +10, Schaft
25102	Kalbnappa gewischt	taupe/weiß	● ○	36–43	M, W	S, +10, Schaft
25309	Ziegennappa metallic	anthrazit	●	36–43	M	S, W, +10, Schaft



LucRo kinetic
STIEFEL

→ LucRo kinetic Damen Stiefel mit Klettverschluss



25413
Artikel-Nr.

Angelika
Modell



kinetic DAMEN



25010
Artikel-Nr.

 **Hydro**
Wasserabweisendes Leder

LucRo kinetic **ANGELIKA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25010	Kalbnappa Hydro/Lack	schwarz/bordeaux		36 – 43	M, W, +10	S, Schaft
25413	Ziegennappa metallic/Fell	bronze/braun		36 – 43	M	S, W, +10, Schaft



LucRo kinetic
HAUSSCHUHE



**LucRo Komfort
Diabetikersocken**

für noch mehr
Wohlfühlkomfort
daheim



25143
Artikel-Nr.

Franziska
Modell

25149
Artikel-Nr.



LucRo kinetic FRANZISKA

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
25143	Filz/Kalbnappa gewischt	beige	●	36 – 43	M, W	S, Schaft
25149	Filz/Nubuk	grau/schwarz	● ●	36 – 43	M, W	S, Schaft

**Anatomisch
geformter Leisten**

in schmaler Naturform

**Nahtfreies,
gepolstertes**

Microfaserfutter

**Spezielle
kineticBags
zur zusätzlichen
Gelenk-
entlastung**

**Hilfsmittelnummer
31.03.08.0008**

Auf Rezept verschreibbar

→ LucRo kinetic Herren

LucRo
by schein

www.lucro.de

LucRo
kinetic

**FÜR
IHN**

Sympatex®

kinetic HERREN



Klaus

Seite 99



Hans

Seite 100



Rolf

Seite 102



Gerhard

Seite 103



Norbert

Seite 104



Holger

Seite 105



Rüdiger

Seite 107



Franz

Seite 109

LucRo kinetic
HERRENKOLLEKTION



Sandalen

Ab Seite 98

Halbschuhe
mit Klettverschluss/Schnürung

Ab Seite 101

Stiefel

Ab Seite 106

Hausschuhe

Ab Seite 108

Hans

Modell

24013

Artikel-Nr.



LucRo kinetic
SANDALEN



LucRo kinetic **KLAUS**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24020	Kalbnappa	schwarz	●	40 – 47	M, W	S, +10, Schaft
24025	Nubuk	camel	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft
24323	Kalbnappa	cognac	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft



LucRo kinetic HANS

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24010	Nubuk	schwarz/grau	● ●	37-50	S, M, W	Schaft
24013	Kalbnappa	cognac	●	40-47	S, M, W	Schaft
24019	Kalbnappa gewischt/ Nubuk	grau	●	40-47	S, M, W	Schaft



kinetic HERREN

LucRo kinetic
HALBSCHUHE



→ LucRo kinetic Herren Halbschuhe mit Klettverschluss



24052
Artikel-Nr.



24053
Artikel-Nr.



24453
Artikel-Nr.



24050
Artikel-Nr.



LucRo kinetic **ROLF**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24050	Kalbnappa	schwarz	●	37-50	S, M, W, +10	Schaft
24052	Nappa vegetabil	schwarz	●	37-50	M, W, +10	S, Schaft
24053	Kalbnappa	dunkelbraun	●	40-47	M, W, +10	S, Schaft
24453	Kalbnappa	cognac	●	40-47	M	S, W, +10, Schaft

Gerhard
Modell



24099
Artikel-Nr.



24093
Artikel-Nr.



LucRo kinetic GERHARD

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24093	Kalbnappa/Nubuk	cognac	●	40 – 47	M, +10	S, W, Schaft
24099	Kalbnappa gewischt	grau	●	40 – 47	M, W	S, +10, Schaft

→ LucRo kinetic Herren Halbschuhe mit Schnürung



Norbert
Modell



24043
Artikel-Nr.



24040
Artikel-Nr.



24042
Artikel-Nr.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG

LucRo kinetic **NORBERT**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24040	Nubuk/Stoff	schwarz	●	40-47	M, W	S, +10, Schaft
24042	Nappa vegetabil/ Netzgewebe	schwarz/grau	● ●	40-47	M	S, W, +10, Schaft
24043	Nubuk/Stoff	brasil/braun meliert	● ●	40-47	M, W	S, +10, Schaft



24030

Artikel-Nr.



24034

Artikel-Nr.



Holger
Modell

24033

Artikel-Nr.

LucRo kinetic **HOLGER**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24030	Kalbnappa	schwarz	●	37 – 50	S, M, W, +10	Schaft
24033	Kalbnappa	dunkelbraun	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft
24034	Kalbnappa	cognac	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft



LucRo kinetic
STIEFEL



Rüdiger
Modell

24063

Artikel-Nr.



24060

Artikel-Nr.



LucRo kinetic RÜDIGER

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24060	Kalbnappa Hydro	schwarz	●	40 – 47	M, W, +10	S, Schaft
24063	Nubuk Hydro	brasil	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft



LucRo kinetic
HAUSSCHUHE

**LucRo Komfort
Diabetikersocken**

für noch mehr
Wohlfühlkomfort
daheim



24119
Artikel-Nr.

Franz
Modell



LucRo kinetic **FRANZ**

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
24119	Filz/Nubuk	grau/schwarz	40 – 47	M, W	S, Schaft



**Innovative
Zwischensohle**

mit gelenkschonendem
„Rebound-Effect“

**Rutsch-
hemmende**

TPU-Laufsohle

**Vier
verschiedene
Weiten**

**Sportliches
Design**

in trendigen Farben



LucRo
sportic

**FÜR
SIE**



Maren

Seite 115 – 117



Nina

Seite 118 – 119



Bettina

Seite 120



Anke

Seite 121 – 123



Bianka

Seite 125



LucRo sportic
DAMENKOLLEKTION



Halbschuhe
mit Schnürung/Klettverschluss

Ab Seite 114

Stiefel

Ab Seite 124



LucRo sportic
HALBSCHUHE

→ LucRo sportic Damen Halbschuhe mit Schnürung



30020
Artikel-Nr.



30021
Artikel-Nr.



Zweites Schnürsenkel-paar
liegt bei: LucRo Flachsenkel
in Weiß, 110 cm



Maren
Modell

30024
Artikel-Nr.



Zweites Schnürsenkel-paar
liegt bei: LucRo Flachsenkel
in Weiß, 110 cm

LucRo sportic **MAREN**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
30020	Kalbnappa/Stoff glänzend	schwarz	●	36-43	M, W	S, +10, Schaft
30021	Kalbnappa	weiß	○	36-43	M, W	S, +10, Schaft
30024	Microfaser/ Canvas glänzend	dunkelbraun/braun	● ●	36-43	M, W	S, +10, Schaft



30023
Artikel-Nr.



30022
Artikel-Nr.



30025
Artikel-Nr.



LucRo sportic MAREN

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
30022	Kalbnappa/ Canvas glänzend	beige	●	36-43	M, W	S, +10, Schaft
30023	Microfaser/ Nubuk geprägt Leopard	schwarz/weiß	● ○	36-43	M, W	S, +10, Schaft
30025	Ziegennappa metallic/ Stoff glänzend	sand/silber	● ●	36-43	M	S, W, +10, Schaft

30026

Artikel-Nr.



30027

Artikel-Nr.



30028

Artikel-Nr.



**Zweites Schnürsenkel
liegt bei:** LucRo Flachs-
senkel in Dunkelblau, 110 cm



LucRo sportic MAREN

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
30026	Microfaser/ 3D-Netzgewebe	rot/weiß	● ○	36–43	M	S, W, +10, Schaft
30027	Nubuk/Kalbnappa/ 3D-Netzgewebe	grau/weiß	● ○	36–43	S, M, W, +10	Schaft
30028	Microfaser/ Nubuk glänzend	dunkelblau	●	36–43	S, M, W, +10	Schaft

→ LucRo sportic Damen Halbschuhe mit Schnürung



Nina
Modell

30037
Artikel-Nr.



30038
Artikel-Nr.



Zweites Schnürsenkel
paar liegt bei: LucRo Flachsenkel
in Blau, 130 cm



LucRo sportic **NINA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
30037	Microfaser/ 3D-Netzgewebe	blau/hellblau	● ●	36-43	M, W	S, +10, Schaft
30038	Nubuk glänzend/Canvas glänzend/Microfaser	dunkelblau	●	36-43	M, W	S, +10, Schaft



30030
Artikel-Nr.



30039
Artikel-Nr.



30032
Artikel-Nr.



✓
Zweites Schnürsenkel-paar liegt bei: LucRo Flachsenkel in Weiß, 130 cm

LucRo sportic **NINA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
30030	Microfaser/ 3D-Netzgewebe	schwarz	●	36-43	S, M, W, +10	Schaft
30032	Nubuk glänzend	bordeaux	●	36-43	M, W, +10	S, Schaft
30039	Lack geprägt/Microfaser	taupe/grau	● ●	36-43	M	S, W, +10, Schaft



30052
Artikel-Nr.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



30050
Artikel-Nr.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



LucRo sportic **BETTINA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
30050	Nappa vegetabil/ Microfaser	schwarz	●	36–43	M, W	S, +10, Schaft
30051	Kalbnappa/ 3D-Netzgewebe	weiß/blau	○ ●	36–43	M	S, W, +10, Schaft
30052	Nappa vegetabil/ Microfaser	grau/dunkelgrau	● ●	36–43	S, M, W, +10	Schaft

Anke
Modell

30010
Artikel-Nr.

30011
Artikel-Nr.



30012
Artikel-Nr.



LucRo sportic ANKE

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
30010	Lack geprägt/Kalbnappa/Microfaser	schwarz	●	36 – 43	S, M, W, +10	Schaft
30011	Kalbnappa/Microfaser	weiß/pink	○ ●	36 – 43	M	S, W, +10, Schaft
30012	Kalbnappa/Nubuk geprägt Leopard	porcellan	●	36 – 43	M, W	S, +10, Schaft



LucRo sportic **ANKE**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
30015	Ziegennappa metallic/ Stoff glänzend	sand/silber		36-43	M, W	S, +10, Schaft
30017	Kalbnappa/3D-Netz- gewebe/Microfaser	weiß/grau/petrol		36-43	S, M, W, +10	Schaft



30018
Artikel-Nr.

LucRo sportic ANKE

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
30018	Microfaser/ Nubuk glänzend	dunkelblau	●	36 – 43	M, W	S, +10, Schaft



LucRo sportic
STIEFEL



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



30062
Artikel-Nr.



30068
Artikel-Nr.

LucRo sportic **BIANKA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
30062	Nappa vegetabil/ Microfaser	grau/dunkelgrau	● ●	36-43	M, W, +10	S, Schaft
30068	Nubuk glänzend/ Microfaser	dunkelblau	●	36-43	M, W	S, +10, Schaft



**Innovative
Zwischensohle**

mit gelenkschonendem
„Rebound-Effect“

**Rutsch-
hemmende**

TPU-Laufsohle

**Vier
verschiedene
Weiten**

**Sportliches
Design**

in trendigen Farben



LucRo
sportic

**FÜR
IHN**



Peco

Seite 131 – 133



Manuel

Seite 134 – 135



Mario

Seite 136 – 137



Steffen

Seite 138 – 139



Jochen

Seite 141



LucRo sportic
HERRENKOLLEKTION



Halbschuhe
mit Schnürung/Klettverschluss

Ab Seite 130

Stiefel

Ab Seite 140



LucRo sportic
HALBSCHUHE





LucRo sportic PECO

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
28010	Kalbnappa	schwarz	●	40 – 50	S, M, W, +10	Schaft
28011	Kalbnappa/Microfaser/ 3D-Netzgewebe	weiß/grau	○ ●	40 – 47	M, W	S, +10, Schaft



28014
Artikel-Nr.



Zweites Schnürsenkelpaar liegt bei: LucRo Flachsenkel in Dunkelbraun, 140 cm



28012
Artikel-Nr.

LucRo sportic **PECO**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
28012	Nubuk/Carbonoptik	schwarz	●	40–47	M	S, W, +10, Schaft
28014	Microfaser/ 3D-Netzgewebe	braun/grau	● ●	40–47	M, W	S, +10, Schaft



28019
Artikel-Nr.



Zweites Schnürsenkel
liegt bei: LucRo Flachs
in Grau, 140 cm



28018
Artikel-Nr.



Zweites Schnürsenkel
liegt bei: LucRo Flachs
in Dunkelblau, 140 cm



LucRo sportic **PECO**

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
28018	Microfaser/Carbonoptik	dunkelblau	●	M, W	S, +10, Schaft
28019	Microfaser/Carbonoptik	grau	●	M, W	S, +10, Schaft



LucRo sportic **MANUEL**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
28020	Nappa vegetabil/ Microfaser	schwarz	●	40–47	M, W	S, +10, Schaft
28029	Kalbnappa/Nubuk	grau/dunkelblau	● ●	40–47	M, W	S, +10, Schaft



28028

Artikel-Nr.



28024

Artikel-Nr.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



28022

Artikel-Nr.



LucRo sportic MANUEL

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
28022	Kalbnappa/Nubuk	dunkelblau/grau		40 – 50	M, W, +10	S, Schaft
28024	Nappa vegetabil/ Microfaser	braun		40 – 50	S, M, W, +10	Schaft
28028	Microfaser	dunkelblau/blau		40 – 47	M	S, W, +10, Schaft



LucRo sportic **MARIO**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
28003	Kalbnappa/ 3D-Netzgewebe	weiß/blau	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	40–47	M	S, W, +10, Schaft
28008	Microfaser/Carbonoptik	dunkelblau	<input checked="" type="radio"/>	40–47	M, W	S, +10, Schaft



28000

Artikel-Nr.



28001

Artikel-Nr.



Mario

Modell



28009

Artikel-Nr.

LucRo sportic MARIO

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
28000	Kalbnappa/ 3D-Netzgewebe	schwarz	●	40 – 50	S, M, W, +10	Schaft
28001	Kalbnappa/ 3D-Netzgewebe	weiß/grau	○ ●	40 – 50	M, W, +10	S, Schaft
28009	Kalbnappa/Wabenoptik	grau	●	40 – 50	M, W, +10	S, Schaft






LucRo sportic **STEFFEN**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
28030	Kalbnappa/Carbonoptik	schwarz	●	40–50	S, M, W, +10	Schaft
28032	Kalbnappa/ Canvas glänzend	dunkelblau	●	40–50	M, W, +10	S, Schaft



LucRo sportic **STEFFEN**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
28033	Kalbnappa/ 3D-Netzgewebe	weiß/grau		40 – 47	M, W	S, +10, Schaft
28034	Microfaser/ Canvas glänzend	dunkelbraun/braun		40 – 50	M, W, +10	S, Schaft
28039	Microfaser/Carbonoptik	grau		40 – 47	M, W	S, +10, Schaft



LucRo sportic
STIEFEL

28042

Artikel-Nr.

Jochen
Modell



28048

Artikel-Nr.



LucRo sportic **JOCHEN**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
28042	Microfaser/Canvas glänzend/Nubuk	dunkelbraun/taupe		40 – 50	M, W, +10	S, Schaft
28048	Microfaser/Canvas glänzend/Carbonoptik	dunkelgrau/dunkelblau		40 – 47	M, W	S, +10, Schaft



**Anatomisch
geformter Leisten**

in Naturform

**Drei
austauschbare
Versteifungs-
sohlen**

**Vier
verschiedene
Weiten**

**Stretchfähiges
Leder**

(bei ausgewählten
Modellen)

→ LucRo ergonomic Damen



LucRo
ergonomic

**FÜR
SIE**



Cornelia

Seite 147



Gisela

Seite 148



Bärbel

Seite 150



Helga

Seite 151



Marlies

Seite 152



Marianne

Seite 153



Hannelore

Seite 153



Carola

Seite 155



Flora

Seite 157



LucRo ergonomic **DAMENKOLLEKTION**



Sandalen

Ab Seite 146

Halbschuhe *mit Klettverschluss/Schnürung*

Ab Seite 149

Stiefel

Ab Seite 154

Hausschuhe

Ab Seite 156



LucRo ergonomic
SANDALEN



27420

Artikel-Nr.



27429

Artikel-Nr.



27425

Artikel-Nr.

LucRo ergonomic CORNELIA

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27420	Kalbnappa/ Ziegennappa metallic	schwarz/anthrazit	● ●	36 – 43	S, M, W	Schaft
27425	Ziegennappa metallic	sand	●	36 – 43	S, M, W	Schaft
27429	Ziegennappa metallic	anthrazit/schwarz	● ●	36 – 43	S, M, W	Schaft



LucRo ergonomic GISELA

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27010	Kalbnappa/Lack geprägt	schwarz	●	36–43	M, W	S, Schaft
27011	Kalbnappa	ice	●	36–43	M, W	S, Schaft
27015	Kalbnappa/Nubuk	wüste	●	36–43	M	S, W, Schaft
27018	Kalbnappa/Nubuk	dunkelblau	●	36–43	M	S, W, Schaft



LucRo ergonomic
HALBSCHUHE



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG

LucRo ergonomic **BÄRBEL**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27042	Nappa vegetabil	schwarz	●	34–45	S, M, W, +10	Schaft
27049	Kalbnappa gewischt/ Nubuk	grau	●	36–43	M	S, W, +10, Schaft

27024

Artikel-Nr.



27028

Artikel-Nr.



Helga
Modell

27022

Artikel-Nr.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



LucRo ergonomic **HELGA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27022	Nappa vegetabil	schwarz	●	36 – 43	M, W	S, Schaft
27024	Kalbnappa/Nubuk	cognac	●	36 – 43	M	S, W, Schaft
27028	Kalbnappa/Nubuk	dunkelblau	●	36 – 43	M	S, W, Schaft



27061
Artikel-Nr.

27060
Artikel-Nr.



IDEAL BEI RHEUMA

27063
Artikel-Nr.



LucRo ergonomic MARLIES

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27060	Kalbnappa/ Stretchnappa	schwarz	●	36-43	M	S, W
27061	Kalbnappa/ Stretchnappa	ice	○	36-43	M	S, W
27063	Lack geprägt/ Stretchnubuk	taupe	●	36-43	M	S, W



IDEAL BEI RHEUMA

LucRo ergonomic **MARIANNE**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27070	Kalbnappa/ Stretchnubuk	schwarz	●	36–43	M	S, W, +10

→ LucRo ergonomic Damen Halbschuhe mit Schnürung



LucRo ergonomic **HANNELORE**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27030	Kalbnappa/Nubuk	schwarz	●	36–43	M	S, W, +10, Schaft
27031	Kalbnappa/ Kalbnappa gewischt	perle/weiß	● ○	36–43	M	S, W, +10, Schaft

Carola
Modell

27050

Artikel-Nr.



LucRo ergonomic
STIEFEL

→ LucRo ergonomic Damen Stiefel mit Klettverschluss



LucRo ergonomic **CAROLA**

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27050	Kalbnappa Hydro	schwarz	● 36-43	M, W, +10	S, Schaft



LucRo ergonomic
HAUSSCHUHE



LucRo Komfort Diabetikersocken

für noch mehr Wohlfühlkomfort daheim

27084

Artikel-Nr.



27089

Artikel-Nr.

LucRo ergonomic FLORA

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
27084	Filz/Kalbnappa gewischt	beige	●	36 – 43	M	S, W, Schaft
27089	Filz/Nubuk	grau/schwarz	● ●	36 – 43	M, W	S, Schaft



**Anatomisch
geformter Leisten**

in Naturform

**Drei
austauschbare
Versteifungs-
sohlen**

**Vier
verschiedene
Weiten**

**Stretchfähiges
Leder**

(bei ausgewählten
Modellen)

→ LucRo ergonomic Herren



LucRo
ergonomic

**FÜR
IHN**





Lothar

Seite 163



Jürgen

Seite 165



Karl

Seite 166



Reiner

Seite 167



Heinz

Seite 168



Manfred

Seite 169



Detlef

Seite 171



Ferdinand

Seite 173



LucRo ergonomic **HERRENKOLLEKTION**



Sandalen

Ab Seite 162

Halbschuhe *mit Klettverschluss/Schnürung*

Ab Seite 164

Stiefel

Ab Seite 170

Hausschuhe

Ab Seite 172



LucRo ergonomic
SANDALEN



LucRo ergonomic **LOTHAR**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26010	Kalbnappa	schwarz	●	40 – 47	M, W	S, Schaft
26014	Kalbnappa/Nubuk	cognac	●	40 – 47	M	S, W, Schaft
26019	Kalbnappa gewischt/ Nubuk	grau	●	40 – 47	M, W	S, Schaft



LucRo ergonomic
HALBSCHUHE

→ LucRo ergonomic Herren Halbschuhe mit Klettverschluss



26020

Artikel-Nr.



26024

Artikel-Nr.



26023

Artikel-Nr.

Jürgen

Modell

LucRo ergonomic JÜRGEN

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26020	Hirsch	schwarz	●	37 – 50	M, W, +10	S, Schaft
26023	Hirsch	marone	●	37 – 50	M, W, +10	S, Schaft
26024	Kalbnappa/Nubuk	cognac	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft

→ LucRo ergonomic Herren Halbschuhe mit Klettverschluss



26042
Artikel-Nr.

Karl
Modell



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



26040
Artikel-Nr.



26043
Artikel-Nr.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG

LucRo ergonomic **KARL**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26040	Kalbnappa	schwarz	●	37 – 50	S, M, W, +10	Schaft
26042	Nappa vegetabil	schwarz	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft
26043	Nappa vegetabil	braun	●	40 – 47	M, W	S, +10, Schaft



IDEAL BEI RHEUMA



LucRo ergonomic **REINER**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26070	Kalbnappa/Stretchnappa	schwarz	●	37 – 50	M, W	S, +10
26073	Kalbnappa/Stretchnappa	dunkelbraun	●	40 – 47	M	S, W, +10



26053
Artikel-Nr.



26050
Artikel-Nr.

LucRo ergonomic **HEINZ**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26050	Kalbnappa	schwarz	●	37-50	M	S, W, +10, Schaft
26053	Kalbnappa	dunkelbraun	●	40-47	M	S, W, +10, Schaft



26032

Artikel-Nr.



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG



26033

Artikel-Nr.

Manfred

Modell



SCHONENDES VEGETABILE
LEDER GERBUNG

LucRo ergonomic **MANFRED**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26032	Nappa vegetabil	schwarz	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft
26033	Nappa vegetabil	braun	●	40 – 47	M	S, W, +10, Schaft

26060
Artikel-Nr.

Detlef
Modell

LucRo ergonomic
STIEFEL

→ LucRo ergonomic Herren Stiefel mit Klettverschluss



LucRo ergonomic **DETLEF**

Artikel-Nr.	Material	Farbe		Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26060	Kalbnappa Hydro/Stoff	schwarz	●	40 – 47	M, W, +10	S, Schaft



LucRo ergonomic
HAUSSCHUHE



**LucRo Komfort
Diabetikersocken**

für noch mehr
Wohlfühlkomfort
daheim

26099
Artikel-Nr.

Ferdinand
Modell



LucRo ergonomic **FERDINAND**

Artikel-Nr.	Material	Farbe	Größe	Weite ab Lager	Lieferzeit vier Wochen
26099	Filz/Nubuk	grau/schwarz	40 – 47	M, W	S, Schaft



LucRo
ZUBEHÖR



*Schuhpflege, Messhilfe,
Schuhanzieher, Auswahlhilfe*

Ab Seite 176

*Socken, Schnürsenkel,
Einlegesohlen, Aufsteller*

Ab Seite 178

Mit LucRo RUNDUM BESTENS VERSORGT

LucRo Zubehör und Kollektionsergänzungen

Das umfassende LucRo Schuhangebot wird durch ein stimmiges Zubehörprogramm optimal ergänzt. Angefangen bei hochwertigen Pflegeartikeln zum idealen Lederschutz vor Feuchte und Nässe über Anzieh- und Fußmesshilfen bis hin zu perfekt sitzenden Spezialsocken – bei LucRo müssen Sie auf nichts verzichten.



LucRo PFLEGESET

Artikel-Nr.

230999-000

LucRo Pflegeset mit Inhalt

Produkteigenschaften:

- exklusive Ledertasche mit Inhalt, alles auch einzeln lieferbar

Inhalt:

2 LucRo Lederpflegecremes, 1 Poliertuch, 1 Cremebürste, 1 Glanzbürste



LucRo **FUSSMESSGERÄT**

Artikel-Nr.

210009-001	Fußmessgerät LucRo
------------	--------------------

Produkteigenschaften:

- bis Größe 50, für LucRo classic und LucRo kinetic, nicht für Fremdfabrikate geeignet



LucRo **SCHUHANZIEHER**

Artikel-Nr.

Länge

Artikel-Nr.	Länge	
230575-015	150 mm	ohne Haken
Q86441-016	150 mm	mit Haken
230575-002	420 mm	mit Haken
230575-000	500 mm	mit Haken
230575-010	700 mm	mit Haken

Produkteigenschaften:

- Metall, verchromt



LucRo **DREHSCHEIBE**

Artikel-Nr.

099952-077	Drehscheibe LucRo
------------	-------------------

Produkteigenschaften:

- praktische Drehscheibe zur Bestimmung der richtigen Weite



Die App **Schein Orthopädie Service KG** bietet die Möglichkeit, in nur wenigen Schritten den passenden LucRo Schuh zu finden. App downloaden unter:





LucRo KOMFORT DIABETIKERSOCKEN

Artikel-Nr.	Farbe		Größe	Weite ab Lager
202100	hellgrau meliert	●	Unisex	35 – 36 bis 47 – 48
202200	schwarz	●	Unisex	35 – 36 bis 47 – 48
202300	weiß	○	Unisex	35 – 36 bis 47 – 48
202400	dunkelbraun	●	Unisex	35 – 36 bis 47 – 48

Produkteigenschaften:

- Komfortsocke, halb Plüsch, handgekettelt
- besondere Polsterung im gesamten Sohlenbereich
- locker gestrickter Bund, um Einschnürungen am Bein zu vermeiden



LucRo EINLEGESOHLN

Artikel-Nr.	Schuhlinie	Geschlecht	Stärke	Größe
229900	LucRo classic	Damen	9 mm	34 – 45
219900	LucRo classic	Herren	9 mm	37 – 50
259900	LucRo kinetic	Damen	6 mm	34 – 45
249900	LucRo kinetic	Herren	6 mm	37 – 50
279900	LucRo ergonomic	Damen	6 mm	34 – 45
269900	LucRo ergonomic	Herren	6 mm	37 – 50
309900	LucRo sportic	Damen	6 mm	36 – 43
289900	LucRo sportic	Herren	6 mm	40 – 50

Produkteigenschaften:

- Spezialweichschaum mit besonders glatter Oberfläche für bequemes Eingleiten in den Schuh
- besonders geeignet bei Polyneuropathie



Alternativ gibt es von Schein auch NovaPED Einlagen-Rohlinge für spezielle Indikationen. Mehr dazu auf www.schein.de



LucRo **SCHNÜRSENKEL**

Artikel-Nr.	Farbe	
239477-0	schwarz	●
239477-1	weiß	○
239477-2	dunkelbraun	●
239477-3	beige	●

Produkteigenschaften:

- elastisch und in verschiedenen Längen (45, 60, 70 und 90 cm) erhältlich




LucRo **THEKENAUFSTELLER**

Artikel-Nr.	
202020-999	Thekenaufsteller

Produkteigenschaften:

- für LucRo Komfort Diabetikersocken inklusive 28 Paar Socken (je Farbe und Größe ein Paar)
- zur komfortableren Produktansicht drehbar





Quellen „Fußbeschwerden“, Seiten 10 – 11:

¹Deutscher Gesundheitsbericht 2018,
Die Bestandsaufnahme, Herausgeber: diabetesDE – Deutsche
Diabetes Hilfe

²„Rheuma in Zahlen – Betroffene Menschen in Deutschland“,
Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie e. V.,
Stand November 2015

³American Academy of Orthopaedic Surgeons: „Rheumatoid
Arthritis of the Foot and Ankle“, unter [http://orthoinfo.aaos.
org/topic.cfm?topic=a00163](http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00163) (abgerufen am 14.2.2017)

⁴ORTHOpress 3/2008, Diagnose & Therapie „Hallux valgus: die
richtige OP für jeden Fuß“, S. 70 – 71



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern, Recycling
und kontrollierten Quellen

www.pefc.de



Schein Orthopädie Service KG

Hildegardstraße 5
42897 Remscheid
Deutschland

Telefon +49 2191 910-201
Telefax +49 2191 910-102

lucro@schein.de
www.lucro.de



Ihr LucRo Fachhändler:



099990-027