

***Baumustergeprüfte Einlagentechnologie
für Sicherheitsschuhe***



Sicherheit nach Maß

Orthopädische Einlagen für Träger von Sicherheitsschuhen unterliegen den berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. NovaPED ESD Einlagen sind speziell für diese hohen Anforderungen im Verbund mit Sicherheitsschuhen von einem offiziellen Prüfinstitut zertifiziert worden und haben dazu eine EG-Baumusterprüfbescheinigung erhalten.

Folgende Prüfkriterien wurden dabei erfüllt:

- **Antistatik**
- **Energieaufnahme**
- **Widerstand gegen Druck- und Stoßeinwirkung**

Die Einlagensysteme NovaPED ESD by schein sind in Verbindung mit ausgewählten Sicherheitsschuhen folgender Firmen nach DIN EN ISO 20344/20345:2007 geprüft:

Weitere Informationen erhalten Sie auch direkt bei unseren Kooperationspartnern. Dort stehen auch Fertigungsanweisungen zum Download bereit.



ELTEN GmbH
Ostwall 7-9
47589 Uedem
Tel. + 49 (0) 2825 - 8068



Stabilus Safety GmbH
Gewerbestraße 1
86720 Nördlingen
Tel. +49 (0) 9081 - 290 16 - 0



Klaus Ludwig GmbH & Co. KG
Feldstr. 50
95152 Selbitz
Tel. +49 (0) 9280 - 96 70



Ejendals Jalas GmbH
Rudaolph-Diesel-Straße 22
66919 Weselberg
Tel. +49 (0) 6333 - 60 20 340

Einlagen-Modelle

Weichpolster-Rohling aus Thermofix

Code-Nr. 972778-799

Material: Thermofix, ca. 45° Shore A
Unterbau: Thermofix Antistatisch 10 mm
Decke: Thermofix Antistatisch 6 mm
Ausführung: langsohlig, mit Vorfußperforation
Größen: 35 - 48



Thermoplastisch verformbar, ohne Bezug

Baumustergeprüft für ausgewählte Modelle von:

Stabilus FIT-line, ACTIVE-line
Elten Classic-line, Biomex Protection, Safety Grip
Leopard Sicherheitsschuhe

Gefräster Rohling aus Multiform ESD

Code-Nr. 785

(Bitte Schuhmodell bei Bestellung mit angeben)

in unterschiedliche Ausführungen:
ohne Decke, mit loser Decke aus
leitfähigem Cambrelle oder als Set:

- mit flacher Ferse, Fersenstärke ca. 5 mm
- mit hoher Ferse (+ 5mm), Fersenstärke ca. 10 mm

Material: Multiform ESD, ca. 36° Shore A
Ausführung: langsohlig, gefräst, im Vorfuß perforiert
Größen: 35 - 50



Baumustergeprüft für ausgewählte Modelle von:

Stabilus FIT-line, POWER-line, ACTIVE-line
Elten Classic-line, Biomex Protection, Ergo-Active,
Nova Feminin, Men At Work
Leopard Sicherheitsschuhe
Jalas Ejendals Sicherheitsschuhe

Einen Überblick über die mit NovaPED ESD Einlagen baumustergeprüften
Schuhmodelle aller Hersteller finden Sie unter www.schein.de, Produkte Einlagen



Materialkomponenten für Schuhzurichtungen

Verschiedene Modelle der Elten-Sicherheitsschuhe wurden mit folgenden Materialkomponenten baumustergeprüft:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Starpur schwarz ESD, Stärken 3, 6, 9, 18 mm, als Tafel | Code-Nr. 010693-003/ -006/ -009/ -018 |
| • Star HD Absatzplatte dunkelbraun, Stärke 5,5 mm, als Tafel | Code-Nr. 010696-055 |
| • Klebstoff Körplast 182 antistatisch, 0,660 kg Gebinde | Code-Nr. R10625-010 |
| • KÖ Verstärker TR 280, transparent, 0,100 kg Gebinde | Code-Nr. R10628-001 |

Wer übernimmt die Kosten?

Ergibt die Gefährdungsanalyse des Arbeitsplatzes die Notwendigkeit für eine Persönliche Schutzausrüstung (PSA), so ist der Arbeitgeber grundsätzlich für die Bereitstellung der PSA verantwortlich.

Für die Kosten des orthopädisch angepassten Fußschutzes sind jedoch nicht die Arbeitgeber zuständig. Kostenträger hierfür sind die Träger der beruflichen Rehabilitation und Teilhabe am Berufsleben. Dazu gehören:

- gesetzliche Unfallversicherungsträger
- Träger der Kriegsopferversorgung und -fürsorge
- Gesetzliche Rentenversicherung
- Bundesagentur für Arbeit
- Träger der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben
- Träger der Sozialhilfe

Die Voraussetzungen für die Kostenübernahme werden in der BGR 191 näher erläutert. Es sollte in jedem Fall eine Beantragung der Kostenübernahme vor der Leistungserbringung erfolgen.

Fertigungsanweisungen

Fertigungsanweisungen definieren die einzelnen Arbeitsschritte und Materialkomponenten, die zur Herstellung des orthopädisch angepassten Fußschutzes eingehalten werden müssen. Sie sind Bestandteil der Baumusterprüfung und beim Hersteller der Sicherheitsschuhe immer aktuell erhältlich.

Jede Änderung der Einlagen, die nicht der Fertigungsanweisung entspricht, führt zum Verlust des Baumusterzertifikats.



— Germany since 1879 —

SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE KG

Postfach 11 06 09 D-42866 Remscheid
Hildegardstr. 5 D-42897 Remscheid
Tel. +49(0) 21 91/910-0 Fax +49(0) 21 91/910-100

info@schein.de

www.schein.de

099997-128