

schein flex
by schein




Spezialschuhe zur Prophylaxe

schein
shoe service

Spezialschuhe zur Prophylaxe mit den besonderen Ausstattungsmerkmalen für einen sicheren RUNDUM-SCHUTZ





Spezialschuhe zur Prophylaxe

Damen



Marion

1

047548 / Marion
36 - 43
L/12
Nappa beige/
Stretchleder beige



2

047508 / Marion
36 - 43
L/12
Nappa schwarz/
Krokolack schwarz/
Stretchleder schwarz



Claudia

3

047543 / Claudia
36 - 43
L/12
Nappa beige/
Stretchleder beige




4

047503 / Claudia
36 - 43
L/12
Nappa schwarz/
Stretchleder schwarz



Spezialschuhe für Rheumatiker

Damen



5
047546 / Heike
35 - 43
L / 12
Nappa beige /
Lykra beige



6
047566 / Heike
34 - 43
L / 12
Nubuk taupe /
Lykra taupe

Heike



7
047526 / Heike
35 - 43
L / 12
Nubuk blau /
Lykra blau




8
047506 / Heike
34 - 43
L / 12
Nappa schwarz /
Lykra schwarz



flexible Laufsohle



9
047507 / Heike
35 - 43
L / 12
Nappa schwarz /
Stretchleder schwarz



Spezialschuhe für Rheumatiker

Damen



10
047541 / Helena
35 - 43
L/12
Nappa beige /
Lykra beige



11
047561 / Helena
34 - 43
L/12
Nubuk taupe/
Lykra taupe



12
047521 / Helena
35 - 43
L/12
Nubuk blau /
Lykra blau

Helena



13
047501 / Helena
34 - 43
L/12
Nappa schwarz /
Lykra schwarz




14
047502 / Helena
35 - 43
L/12
Nappa schwarz /
Stretchleder schwarz



flexible Laufsohle

Spezialschuhe zur Prophylaxe

Herren



Eddy

15
048403 / Eddy
40 - 47
L / 12
Nappa schwarz /
Stretchleder schwarz



Michael

16
048408 / Michael
40 - 47
L / 12
Nappa schwarz /
Stretchleder schwarz



starre Laufsohle

Spezialschuhe für Rheumatiker



Christian


17
048411 / Christian
40 - 47
L / 12
Nappa braun /
Stretchnubuk braun




18
048401 / Christian
39 - 47
L / 12
Nappa schwarz /
Lycra schwarz



19
048402 / Christian
39 - 47
L / 12
Nappa schwarz /
Stretchleder schwarz




flexible Laufsohle



Die LucRo Kollektion bietet Ihnen eine weitere Auswahl an Spezialschuhen für Diabetiker und Rheumatiker.



schein flex -Tafeln (Stärke: 7mm)



schein flex schwarz Code-Nr. 013087 Tafelgröße: 0,7m ² oder 1,4m ²	schein flex braun Code-Nr. 013084 Tafelgröße: 0,7m ² oder 1,4m ²	schein flex blau Code-Nr. 013089 Tafelgröße: 0,7m ² oder 1,4m ²	schein flex beige Code-Nr. 013088 Tafelgröße: 0,7m ² oder 1,4m ²	schein flex taupe Code-Nr. 013086 Tafelgröße: 0,7m ² oder 1,4m ²
---	---	--	---	---

Stretchleder (Stärke: 0,6-0,8 mm / Hautgröße ca. 0,6m²)



Stretchleder schwarz Nappa
Code-Nr. 011427-020



Stretchleder beige Nappa
Code-Nr. 011427-010



Stretchleder schwarz Nubuk
Code-Nr. 011426-010

Zubehör / Schuhpflege

Anprobierstrümpfe "de Luxe"

hautfarben, mit Gummiband und Naht,
144 Stück in Box

Code-Nr. 230001-000



Schuhanzieher

Metall, verchromt

Code-Nr. 230575-010, Länge 700 mm
Code-Nr. 230575-000, Länge 500 mm
Code-Nr. Q86441-016, Länge 150 mm



Nässeschutzspray

400 ml

Code-Nr. 011680-400



Pflegeschaum

250 ml

Code-Nr. 011683-250



Spezielle Einlagen für **schein flex**-Schuhe

Die Einlagenversorgung beim diabetischen Fußsyndrom und auch beim rheumatischen Fuß erfordert eine eingehende Diagnostik zur sorgfältigen Materialauswahl hinsichtlich Verträglichkeit und physikalischer Eigenschaften.

Weichpolster-Einlagen im Sandwich-Verfahren

Einlagen-Rohlinge für Diabetiker und Rheumatiker werden in Sandwichtechnik gefertigt, um den unterschiedlichen Belastbarkeitszonen besser entsprechen zu können. Das Grundprinzip ist ein tragender Unterbau, der die neuro- und/oder osteopathisch gestörte Fußstatik stützen und vor weiterer Deformierung bewahren soll. Die obere Schicht bestimmt mit geringerem Härtegrad die Dämpfung des Auftritts und die Qualität der Fußbettung. Die gute Hautverträglichkeit der Materialien ist dabei selbstverständlich.



schein flex -Spezialeinlagen-Rohlinge

aus thermoplastischen EVA-Schichten von 18° und 25° Shore A mit tragendem Spezialkern, ohne Pelotte, **ohne** Bezug
Damenschuhe Code-Nr. **97 2204-000**, Größen 35-45
Herrenschuhe Code-Nr. **97 2105-000**, Größen 40-48

schein flex -Spezialeinlagen-Rohlinge

mit Bezug aus Scheinova, verklebt
Damenschuhe Code-Nr. **97 2204-367**, Größen 35-45
Herrenschuhe Code-Nr. **97 2105-367**, Größen 40-48

Karbonfaser-Sohlen für Einlagenversteifung, vorgeformt
Code-Nr. **047950** ca. 1,4 mm, Größen 36-47
Code-Nr. **047955** ca. 1,9 mm, Größen 36-47
Auch in flacher Ausführung lieferbar.



Ihr Fachhändler

schein
shoe service

Schein Shoe Service
Postfach 11 06 09
D-42866 Remscheid
Germany

Tel. +49(0) 21 91 / 910-201
Fax +49(0) 21 91 / 910-102
E-Mail: info@schein.de
www.schein.de



03.0605.18.04.08

