

my  generation

by **schein**

für Erwachsene
for Adults

ORTHESEN
SCHUHE

ORTHOTIC SHOES



ORTHESENSCHUHE 4-5
ORTHOTIC SHOES

„MY DESIGN“-KONFIGURATOR 6-7
„MY DESIGN“ CONFIGURATOR

ARTIKELFINDER 8-9
ITEM FINDER

SANDALEN 10-13
SANDALS


HALBSCHUHE 14-24
LOW SHOES

STIEFEL 25-40
BOOTS

GRÖSSEN- UND
WEITENBESTIMMUNG 41-42
SIZE AND WIDTH SELECTION



ORTHESENSCHUHE ORTHOTIC SHOES



RAUM FÜR THERAPIE

Viele Menschen empfinden das Tragen einer Beinorthese oftmals als Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Unsere Orthesenschuhe sind daher so konzipiert, dass sie eine optimale Passform von Fuß, Orthese und Therapieschuh gewährleisten. Die stabile Fersenkappe sorgt in Kombination mit dem erhöhten und flexiblen Schafttrand für einen guten Sitz und eine hohe Standsicherheit. Aber nicht nur die optimale Passform unserer Schuhe ist wichtig. Auch das leichte An- und Ausziehen unserer Orthesenschuhe ist gerade im Alltag essenziell. Viele unserer Modelle haben daher eine Einstiegschleufe, die das An- und Ausziehen erleichtert. Damit nicht genug: Durch den in vielen Modellen vorgezogenen Derbypunkt ist eine sehr weite Öffnung des gesamten Schuhs möglich.

Sollten weitere Anpassungen für die Orthese benötigt werden, kann der Orthopädie(schuh)techniker diese individuell vornehmen. An allen Orthesenschuhen lassen sich orthopädische Maßnahmen und Zurichtungen spezifisch umsetzen, damit die Füße optimal versorgt sind.

SPACE FOR THERAPY

Many people often find wearing a leg orthosis restricts their freedom of movement. Our orthotic shoes are therefore designed to ensure an optimal fit for the foot, orthosis and therapeutic shoe. The sturdy heel cap in combination with the raised and flexible shaft edge ensures a good fit and high stability. But an ideal fit is not all that matters. In everyday life in particular, it is extremely important that our orthotic shoes are easy to put on and take off. With that in mind, many of our models have a tab to simplify putting on and removing them. But that's not all: the extended tongue opening in many models makes it possible to open the entire shoe very wide.

If further adjustments are required for the orthosis, they can be made individually by an orthopaedic technician. Specific orthopaedic measures and additions to ensure the feet are optimally cared for can be implemented on all orthotic shoes.

ORTHESEN

Hilfsmittelverzeichnis
Produktgruppe 31

Positions-Nr.

31.03.03.7001

31.03.03.7034
(Drehverschluss)

„Schuhe
über Beinorthese“

Erhältlich in den Weiten: TN5 / TN8 / TN9 / TN12

Bei einseitiger Versorgung können die Schuhe in Weite und Größe kombiniert werden.

Available in the widths: TN5 / TN8 / TN9 / TN12

The widths and sizes of shoes can be combined in cases of one-sided treatment.

FLEXIBLE LAUFSOHLE

Immer dünnere und flexiblere Materialien finden im orthopädischen Handwerk bei der Versorgung ihre Verwendung. Daher haben wir für den Orthesenschuhbereich eine noch flexiblere Machart unserer Sohle eingeführt.

Alle Schuhe, die in den Tabellen mit „Flexibel“ gekennzeichnet sind, sind extrem biegsam.

Trotz allem wird die therapeutische Wirkung der Orthese nicht negativ beeinflusst.

ORTHESENSCHUHWEITE TN12

Um die Versorgung von großvolumigen Orthesen zu ermöglichen, haben wir zusammen mit dem Handwerk die Weite TN12 für unsere Orthesenschuhe entwickelt.

Alle Schuhe in der Weite TN12 liefern wir mit zwei Einlegesohlen in ca. 40°/50° Shore A aus. So kann das Volumen durch das Herausnehmen von einer oder beiden Einlegesohlen verändert werden.

Auf diese Weise wird das äußere Erscheinungsbild nicht beeinflusst. Bei einer einseitigen Versorgung kann der andere Fuß mit einer anderen Weite und Schuhgröße ausgestattet werden. So wie es bereits von allen anderen TN-Weiten im Orthesenschuhbereich bekannt ist.

FLEXIBLE SOLE

Ever thinner and more flexible materials are being used for treatment in the orthopaedics trade. With that in mind, we have introduced an even more flexible sole design for orthotic shoes.

All the shoes labelled 'Flexible' in the tables are particularly bendable. However, this has no negative effect on the therapeutic effectiveness of the orthotics.

ORTHOTIC SHOE WIDTH TN12

To provide for large-sized orthotics, together with craftspeople we have developed the width TN12 for our orthotic shoes.

All TN12-width shoes are supplied with two insoles with approx. 40°/50° Shore A hardness. This allows the volume to be adjusted through the removal of one or both of the insoles.

In this way, the external appearance is not affected. For one-sided treatment, the unaffected foot can be fitted with a different width and shoe size. This is also the case for all other TN widths in the orthotic shoes sector.

Mein individueller Schuh

My own individual shoe

Das Design unserer Therapieschuhe ist stark an alltägliche Straßenschuhe angelehnt, sodass die modische Komponente, die gerade im Jugendalter eine wichtige Rolle spielt, berücksichtigt wird. Durch die vielen Materialien, Lederarten und unterschiedlichen Stoffe haben wir eine vielfältige Kollektion entwickelt, die Trends mit therapeutischem Nutzen verbindet – damit die Füße optimal versorgt sind.

Doch nicht immer treffen wir genau den persönlichen Geschmack. Daher haben wir den „my design“ Konfigurator entwickelt, mit dem Sie Ihr eigenes einzigartiges Schuhpaar ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen zusammenstellen können.

Von der Sohle bis zum Schnürsenkel gibt es zahlreiche Gestaltungsvariationen mit einer großen Auswahl an Farben. Mit der ausgedruckten Vorlage gehen Sie zum Fachhändler und bestellen dort Ihr selbst konfiguriertes Modell. Farbabweichungen und Änderungen sind vorbehalten.

The design of our therapeutic shoes is heavily inspired by everyday regular shoes, so that the fashion aspect, which plays a particularly important role in adolescence, is taken into account. With a wide variety of materials, types of leather and different fabrics, we have developed a diverse collection that combines trends with therapeutic benefits – so that the feet are optimally cared for.

However, we may not always satisfy personal taste. With that in mind, we have developed the my design configurator, which allows you to create your own unique pair of shoes according to your own individual preferences.

From the sole to the laces, there are numerous design variations with a wide range of colours. Just print out your chosen template, take it to your retailer and order your self-configured model. Deviations in colour are possible and we reserve the right to make changes.



Verwirklichen Sie Ihr Design
Make your design a reality



mydesign-schein.de



13



		Artikelnummer/Item no.				
		Paar	Rechts	Links		Größe
		Pair	Right	Left		Size
OT	TN8	37930	0	1	2	00000 36-45



15

		Artikelnummer/Item no.				
		Paar	Rechts	Links		Größe
		Pair	Right	Left		Size
OT	TN5	36650	0	1	2	00000 36-47
OT	TN8	37650	0	1	2	00000 36-47



23



		Artikelnummer/Item no.				
		Paar	Rechts	Links		Größe
		Pair	Right	Left		Size
OT	TN5	36500	0	1	2	00000 36-50
OT	TN8	37500	0	1	2	00000 36-50
OT	TN9	37500	5	6	7	00000 36-50
OT	TN12	37505	5	6	7	00000 36-50



26

		Artikelnummer/Item no.				
		Paar	Rechts	Links		Größe
		Pair	Right	Left		Size
OT	TN5	36839	0	1	2	00000 36-45
OT	TN8	37839	0	1	2	00000 36-45



27

		Artikelnummer/Item no.				
		Paar	Rechts	Links		Größe
		Pair	Right	Left		Size
OT	TN5	36800	0	1	2	00000 36-47
OT	TN8	37800	0	1	2	00000 36-47



33/34



		Artikelnummer/Item no.				
		Paar	Rechts	Links		Größe
		Pair	Right	Left		Size
OT	TN5	36680	0	1	2	00000 36-42
OT	TN8	37680	0	1	2	00000 36-42



35/39



		Artikelnummer/Item no.				
		Paar	Rechts	Links		Größe
		Pair	Right	Left		Size
OT	TN5	36220	0	1	2	00000 36-47
OT	TN8	37220	0	1	2	00000 36-47
OT	TN12	37220	5	6	7	00000 36-47

Die ausgewählten Modelle, die Sie konfigurieren und nach Ihren Wünschen zusammenstellen können, erkennen Sie an folgendem Symbol:

The following symbol denotes the models that you can configure according to your taste:

my
design

Dieses Modell kann auch selbst gestaltet werden

You can also design this model yourself

www.mydesign-schein.de

ARTIKELFINDER ORTHESSEN



JONTE 11



my design



CEDRIK 11



my design



BOBO 12



my design



CHEN 12



my design



DOMINO 13



my design



HERO 13



GYM 15



BLACKY 15



INDIGO 15



THEO 16



JUVENTAS 17



TELLUS 17



METIS 17



KRONOS 18



PAX 18



JUPITER 18



POSEIDON 19



ADONIS 20



HYPNOS 20



ARTEMIS 20



ZACK 21



NAVARO 22



BAILEY 22



VAN 23



FOX 23



my design



PACO 23



my design



BLUE 24



BUDDY 24



my design

ITEM FINDER ORTHOTIC



my design

HERMES 26



my design

NANAIMO 26



my design

TRIVOR 26



my design

LEON 27



TUVATO 27



XANDER 28



MILAN 28



GRANT 29



SILAS 29



BASILIO 30



BALDUR 30



MORPHEUS 31



ÄTHER 31



HEMERA 32



GERAS 32



APOLLO 32



MARLEY 33



DORI 34



JULIAN 35



RIVER 35



ALVIN 36



MATTERHORN 36



PHOENIX 37



REMY 37



MICKI 38



ROBIN 38



NEVIS 39



OTIS 40

SANDALEN
SANDALS

HALBSCHUHE
LOW SHOES

STIEFEL
BOOTS



Sandalen sandals



JONTE

Nubuk / Netzgewebe schwarz
Nubuck / Mesh fabric black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36700	0	1	2	00600	36-45	Ja/Yes OnDry
	TN8	37700	0	1	2	00600	36-45	Ja/Yes OnDry



CEDRIK

Nappa / Canvas grau
Nappa / Canvas grey

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36700	0	1	2	00300	36-45	Ja/Yes OnDry
	TN8	37700	0	1	2	00300	36-45	Ja/Yes OnDry

SANDALEN
SANDALS



BOBO

Nubuk / Nappa schwarz
Nubuck / Nappa black

		Artikelnummer/Item no.							
		Paar	Rechts	Links		Größe	Flexibel	Futter	
		Pair	Right	Left		Size	Flexible	Inner lining	
OT	TN5	36160	0	1	2	00000	36-47	Ja/Yes	OnDry
OT	TN8	37160	0	1	2	00000	36-47	Ja/Yes	OnDry



CHEN

Nubuk dunkelblau / schwarz
Nubuck dark blue / black

		Artikelnummer/Item no.							
		Paar	Rechts	Links		Größe	Flexibel	Futter	
		Pair	Right	Left		Size	Flexible	Inner lining	
OT	TN5	36700	0	1	2	00000	36-45	Ja/Yes	Textil/Textile
OT	TN8	37700	0	1	2	00000	36-45	Ja/Yes	Textil/Textile
OT	TN12	37700	5	6	7	00000	36-45	Ja/Yes	Textil/Textile

my
design

Dieses Modell kann auch selbst gestaltet werden

You can also design this model yourself

www.mydesign-schein.de



DOMINO

Nappa / Nubuk grau
Nappa / Nubuck grey

		Artikelnummer/Item no.						
		Paar	Rechts	Links	Größe	Futter		
		Pair	Right	Left	Size	Inner lining		
OT	TN8	37105	0	1	2	00000	36-42	Leder/Leather



HERO

Nubuk / Netzgewebe dunkelblau
Nubuck / Mesh fabric dark blue

		Artikelnummer/Item no.						
		Paar	Rechts	Links	Größe	Futter		
		Pair	Right	Left	Size	Inner lining		
OT	TN5	36108	0	1	2	00000	36-45	Leder/Leather
OT	TN8	37108	0	1	2	00000	36-45	Leder/Leather



Halbschuhe low shoes

my
design

Dieses Modell kann auch selbst gestaltet werden

You can also design this model yourself

www.mydesign-schein.de



GYM

Nappa / Netzgewebe weiß
Nappa / Mesh fabric white

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining	
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36301	0	1	2	00000	36-47	Leder/Leather
	TN8	37301	0	1	2	00000	36-47	Leder/Leather

HALBSCHUHE
LOW SHOES



INDIGO

Nubuk dunkelblau
Nubuck dark blue

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining	
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36664	0	1	2	00000	36-47	Textil/Textile
	TN8	37664	0	1	2	00000	36-47	Textil/Textile



BLACKY

Nappa / Nubuk / Netzgewebe schwarz
Nappa / Nubuck / Mesh fabric black



		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining	
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36303	0	1	2	00000	36-47	Leder/Leather
	TN8	37303	0	1	2	00000	30-47	Leder/Leather

HALBSCHUHE
LOW SHOES



THEO

Nubuk schwarz
Nubuck black

		Artikelnummer/Item no.					
		Paar	Rechts	Links	Größe	Flexibel	Futter
		Pair	Right	Left	Size	Flexible	Inner lining
 TN5	36960	0	1	2	00000	36-45	Ja/Yes Textil/Textile
 TN8	37960	0	1	2	00000	36-45	Ja/Yes Textil/Textile



HALBSCHUHE MIT DREHVERSCHLUSS

LOW SHOES WITH FASTENING SYSTEM



TELLUS

Nubuk / Netzgewebe braun / beige / weiß
Nubuck / Mesh fabric brown / beige / white

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36230	0	1	2	01000	36-45	Ja/Yes OnDry
	TN8	37230	0	1	2	01000	36-45	Ja/Yes OnDry

HALBSCHUHE
LOW SHOES



JUVENTAS

Nubuk / Netzgewebe dunkelblau
Nubuck / Mesh fabric dark blue

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36230	0	1	2	01100	36-47	Ja/Yes OnDry
	TN8	37230	0	1	2	01100	36-47	Ja/Yes OnDry

METIS

Nubuk / Nappa / Netzgewebe dunkelblau / hellblau / weiß
Nubuck / Nappa / Mesh fabric dark blue / light blue / white

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36230	0	1	2	01200	36-45	Ja/Yes OnDry
	TN8	37230	0	1	2	01200	36-45	Ja/Yes OnDry

HALBSCHUHE MIT DREHVERSCHLUSS

LOW SHOES WITH FASTENING SYSTEM



PAX

Nubuk jeans / blau
Nubuck denim / blue

		Artikelnummer/Item no.						
		Paar	Rechts	Links	Größe	Futter		
		Pair	Right	Left	Size	Inner lining		
	TN5	36230	0	1	2	00600	36-42	OnDry
	TN8	37230	0	1	2	00600	36-42	OnDry



KRONOS

Nubuk / Netzgewebe braun / schwarz
Nubuck / Mesh fabric brown / black

		Artikelnummer/Item no.						
		Paar	Rechts	Links	Größe	Futter		
		Pair	Right	Left	Size	Inner lining		
	TN5	36230	0	1	2	00700	36-42	OnDry
	TN8	37230	0	1	2	00700	36-42	OnDry



JUPITER

Nubuk / Nappa / Netzgewebe schwarz
Nubuck / Nappa / Mesh fabric black

		Artikelnummer/Item no.						
		Paar	Rechts	Links	Größe	Futter		
		Pair	Right	Left	Size	Inner lining		
	TN5	36628	0	1	2	00001	36-47	OnDry
	TN8	37628	0	1	2	00001	36-47	OnDry



POSEIDON

Nubuk / Netzgewebe grau / blau
Nubuck / Mesh fabric grey / blue

		Artikelnummer/Item no.					
		Paar	Rechts	Links	Größe	Futter	
		Pair	Right	Left	Size	Inner lining	
TN5	36237	0	1	2	00001	36-45	Textil/Textile
TN8	37237	0	1	2	00001	36-45	Textil/Textile

HALBSCHUHE
LOW SHOES



HALBSCHUHE MIT DREHVERSCHLUSS

LOW SHOES WITH FASTENING SYSTEM



ADONIS

Nubuk beige
Nubuck beige

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36230	0	1	2	00100	36-42	Ja/Yes OnDry
	TN8	37230	0	1	2	00100	36-42	Ja/Yes OnDry



ARTEMIS

Nubuk blau
Nubuck blue

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36295	0	1	2	00001	36-42	Ja/Yes OnDry
	TN8	37295	0	1	2	00001	36-42	Ja/Yes OnDry



HYPNOS

Nubuk schwarz
Nubuck black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36230	0	1	2	00400	36-47	Ja/Yes OnDry
	TN8	37230	0	1	2	00400	36-47	Ja/Yes OnDry

HALBSCHUHE
LOW SHOES



ZACK

Nappa / Nubuk schwarz / grau
Nappa / Nubuck black / grey

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
Paar Pair	Rechts Right	Links Left						
OT TN5	36420	0	1	2	00200	36-42	Ja/Yes	OnDry
OT TN8	37420	0	1	2	00200	36-42	Ja/Yes	OnDry

HALBSCHUHE
LOW SHOES



HALBSCHUHE
LOW SHOES



BAILEY

Nappa weiß
Nappa white

		Artikelnummer/Item no.					
		Paar	Rechts	Links	Größe	Flexibel	Futter
		Pair	Right	Left	Size	Flexible	Inner lining
TN5	36426	0	1	2	00000	36-42	Ja/Yes Textil/Textile
TN8	37426	0	1	2	00000	36-42	Ja/Yes Textil/Textile



NAVARO

Nappa schwarz
Nappa black

		Artikelnummer/Item no.					
		Paar	Rechts	Links	Größe	Flexibel	Futter
		Pair	Right	Left	Size	Flexible	Inner lining
TN5	36420	0	1	2	00000	36-47	Ja/Yes Textil/Textile
TN8	37420	0	1	2	00000	36-47	Ja/Yes Textil/Textile



VAN

Nappa / Netzgewebe schwarz
Nappa / Mesh fabric black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left			
OT	TN5	36870	0	1	2	00000	36-50 Textil/Textile
OT	TN8	37870	0	1	2	00000	36-50 Textil/Textile

HALBSCHUHE
LOW SHOES



FOX

Nubuk grau
Nubuck grey

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left			
OT	TN5	36678	0	1	2	00000	36-47 Textil/Textile
OT	TN8	37678	0	1	2	00000	36-47 Textil/Textile



PACO

Nubuk / Netzgewebe grau / dunkelblau
Nubuck / Mesh fabric grey / dark blue

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left			
OT	TN5	36672	0	1	2	00000	36-47 Textil/Textile
OT	TN8	37672	0	1	2	00000	36-47 Textil/Textile
OT	TN9	37672	5	6	7	00000	36-47 Textil/Textile
OT	TN12	37872	5	6	7	00000	36-47 Textil/Textile

HALBSCHUHE
LOW SHOES



BLUE

Nubuk / Netzgewebe dunkelblau
Nubuck / Mesh fabric dark blue

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining	
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
OT	TN5	36332	0	1	2	00000	36-42	Leder/Leather
OT	TN8	37332	0	1	2	00000	36-42	Leder/Leather



BUDDY

Nubuk / Netzgewebe dunkelblau / grau
Nubuck / Mesh fabric dark blue / grey

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining	
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
OT	TN5	36375	0	1	2	00000	36-42	Textil/Textile
OT	TN8	37375	0	1	2	00000	36-42	Textil/Textile



Stiefel boots

STIEFEL
BOOTS

my
design

Dieses Modell kann auch selbst gestaltet werden

You can also design this model yourself

www.mydesign-schein.de



HERMES

Nubuk beige / weiß
Nubuck beige / white

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
OT	TN5	36440	0	1	2	01100	36-42	Ja/Yes OnDry
OT	TN8	37440	0	1	2	01100	36-42	Ja/Yes OnDry



NANAIMO

Jeansstoff im Used-Look blau
Faded denim look blue

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
OT	TN5	36822	0	1	2	00000	36-42	Ja/Yes Textil/Textile
OT	TN8	37822	0	1	2	00000	36-42	Ja/Yes Textil/Textile



TRIVOR

Nappa schwarz
Nappa black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
OT	TN5	36820	0	1	2	00000	36-45	Ja/Yes Textil/Textile
OT	TN8	37820	0	1	2	00000	36-45	Ja/Yes Textil/Textile



my
design

Dieses Modell kann auch selbst gestaltet werden

You can also design this model yourself

www.mydesign-schein.de



LEON

Nubuk schwarz
Nubuck black

		Artikelnummer/Item no.						
		Paar	Rechts	Links		Größe	Flexibel	Futter
		Pair	Right	Left		Size	Flexible	Inner lining
TN5	36431	0	1	2	00000	36-47	Ja/Yes	OnDry
TN8	37431	0	1	2	00000	36-47	Ja/Yes	OnDry



TUVATO

Nubuk / Nappa schwarz
Nubuck / Nappa black

		Artikelnummer/Item no.						
		Paar	Rechts	Links		Größe	Flexibel	Futter
		Pair	Right	Left		Size	Flexible	Inner lining
TN5	36710	0	1	2	00000	36-42	Ja/Yes	OnDry
TN8	37710	0	1	2	00000	36-42	Ja/Yes	OnDry

STIEFEL
BOOTS



XANDER

Nappa / Netzgewebe braun / schwarz
Nappa / Mesh fabric brown / black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
	Paar Pair	Rechts Right	Links Left					
OT	TN5	36440	0	1	2	00900	36-45	Ja/Yes OnDry
OT	TN8	37440	0	1	2	00900	36-45	Ja/Yes OnDry



MILAN

Nubuk / Nappa / Netzgewebe schwarz
Nubuck / Nappa / Mesh fabric black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
	Paar Pair	Rechts Right	Links Left					
OT	TN5	36440	0	1	2	00800	36-47	Ja/Yes OnDry
OT	TN8	37440	0	1	2	00800	36-47	Ja/Yes OnDry



GRANT

Nubuk / Nappa beige / weiß
Nubuck / Nappa beige / white

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
	Paar Pair	Rechts Right	Links Left					
TN5	36440	0	1	2	00600	36-42	Ja/Yes	OnDry
TN8	37440	0	1	2	00600	36-42	Ja/Yes	OnDry



SILAS

Nubuk / Nappa braun / schwarz
Nubuck / Nappa brown / black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
	Paar Pair	Rechts Right	Links Left					
TN5	36440	0	1	2	00700	36-47	Ja/Yes	OnDry
TN8	37440	0	1	2	00700	36-47	Ja/Yes	OnDry

STIEFEL
BOOTS



BASILIO

Mikrofaser braun
Microfibre brown

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining	
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36440	0	1	2	00100	36-47	OnDry
	TN8	37440	0	1	2	00100	36-47	OnDry



BALDUR

Mikrofaser dunkelblau
Microfibre dark blue

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining	
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36440	0	1	2	00200	36-47	OnDry
	TN8	37440	0	1	2	00200	36-47	OnDry

STIEFEL MIT DREHVERSCHLUSS
BOOTS WITH FASTENING SYSTEM



ÄTHER

Nubuk / Nappa hellgrau
Nubuck / Nappa light grey

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
	Paar Pair	Rechts Right	Links Left					
OT TN5	36297	0	1	2	00001	36-47	Ja/Yes	OnDry
OT TN8	37297	0	1	2	00001	36-47	Ja/Yes	OnDry



MORPHEUS

Nubuk dunkelblau
Nubuck dark blue

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
	Paar Pair	Rechts Right	Links Left					
OT TN5	36290	0	1	2	00300	36-47	Ja/Yes	OnDry
OT TN8	37290	0	1	2	00300	36-47	Ja/Yes	OnDry

STIEFEL MIT DREHVERSCHLUSS

BOOTS WITH FASTENING SYSTEM



HEMERA



Nubuk braun
Nubuck brown

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining	
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36290	0	1	2	00100	36-47	OnDry
	TN8	37290	0	1	2	00100	36-47	OnDry



GERAS



Nubuk beige
Nubuck beige

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining	
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36290	0	1	2	00200	36-42	OnDry
	TN8	37290	0	1	2	00200	36-42	OnDry



APOLLO



Nubuk schwarz
Nubuck black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining	
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
	TN5	36004	0	1	2	00001	36-47	OnDry
	TN8	37004	0	1	2	00001	36-47	OnDry



MARLEY

Nubuk / Netzgewebe schwarz
Nubuck / Mesh fabric black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
Paar Pair	Rechts Right	Links Left						
TN5	36400	0	1	2	00400	36-45	Ja/Yes	OnDry
TN8	37400	0	1	2	00400	36-45	Ja/Yes	OnDry







DORI

Nappa / Nubuk / Netzgewebe schwarz
Nubuck / Nappa / Mesh fabric black

		Artikelnummer/Item no.			Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining		
Paar Pair	Rechts Right	Links Left							
OT	TN5	36470	0	1	2	00000	36-42	Ja/Yes	OnDry
OT	TN8	37470	0	1	2	00000	36-42	Ja/Yes	OnDry



A.



B.

**ZWEI INNOVATIVE VERSCHLUSSVARIANTEN
FÜR EINEN OPTIMALEN HALT**

Die Modelle auf dieser Seite bieten wir Ihnen zwei
Möglichkeiten zur Anbringung der Klettverschlüsse an.

**TWO INNOVATIVE FASTENER VERSIONS
FOR IDEAL HOLD**

For the following models, we offer you two
options for attaching the Hook-and Loop fasteners.

KURZANLEITUNG

A. Feststellung des Klettverschlusses mit
Umlenkrollenfunktion

B. Feststellung des Klettverschlusses bei
Nutzung seiner kompletten Länge

QUICK GUIDE

A. Fastening of the Hook-and Loop
fasteners with pulley function

B. Fastening of the Hook-and Loop
fasteners using its full length

my
design

Dieses Modell kann auch
selbst gestaltet werden

You can also design
this model yourself

www.mydesign-schein.de



JULIAN

Nappa dunkelblau
Nappa dark blue

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
	Paar Pair	Rechts Right	Links Left					
OT TN5	36417	0	1	2	00000	36-42	Ja/Yes	Textil/Textile
OT TN8	37417	0	1	2	00000	36-42	Ja/Yes	Textil/Textile
OT TN12	37417	5	6	7	00000	36-42	Ja/Yes	Textil/Textile



RIVER

Nubuk / Nappa grau / dunkelgrau
Nubuck / Nappa grey / dark grey

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
	Paar Pair	Rechts Right	Links Left					
OT TN5	36498	0	1	2	00000	36-47	Ja/Yes	Textil/Textile
OT TN8	37498	0	1	2	00000	36-47	Ja/Yes	Textil/Textile

STIEFEL
BOOTS



ALVIN

Nubuk / Netzgewebe schwarz
Nubuck / Mesh fabric black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
	Paar Pair	Rechts Right	Links Left					
TN5	36400	0	1	2	00100	36-45	Ja/Yes	OnDry
TN8	37400	0	1	2	00100	36-45	Ja/Yes	OnDry



MATTERHORN

Nappa / Netzgewebe schwarz
Nappa / Mesh fabric black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining
	Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
TN5	36362	0	1	2	00000	36-47	Leder/Leather



PHOENIX

Nubuk / Netzgewebe schwarz / grau
Nubuck / Mesh fabric black / grey

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining	
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
OT	TN5	36348	0	1	2	00000	36-50	Textil/Textile
OT	TN8	37348	0	1	2	00000	36-50	Textil/Textile
OT	TN9	37348	5	6	7	00000	36-50	Textil/Textile
OT	TN12	37848	5	6	7	00000	36-50	Textil/Textile



REMY

Nubuk / Netzgewebe schwarz
Nubuck / Mesh fabric black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Futter Inner lining	
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left				
OT	TN5	36400	0	1	2	00700	36-50	OnDry
OT	TN8	37400	0	1	2	00700	36-50	OnDry

STIEFEL
BOOTS



MICKI

Nappa / Netzgewebe braun
Nappa / Mesh fabric brown

		Artikelnummer/Item no.				Futter Inner lining		
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left	Größe Size			
OT	TN5	36353	0	1	2	00000	36-47	Leder/Leather



ROBIN

Nappa / Nubuk / Netzgewebe schwarz / grau / petrol
Nappa / Nubuck / Mesh fabric black / grey / petrol

		Artikelnummer/Item no.				Futter Inner lining		
		Paar Pair	Rechts Right	Links Left	Größe Size			
OT	TN5	36351	0	1	2	00000	36-47	Leder/Leather
OT	TN8	37351	0	1	2	00000	36-47	Leder/Leather

STIEFEL MIT WARMFUTTER
BOOTS WITH WARM LINING



NEVIS

Gewachster Jeansstoff im Used-Look schwarz
Faded-look waxed denim black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining
	Paar Pair	Rechts Right	Links Left					
OT TN5	36260	0	1	2	00000	36-47	Ja/Yes	Teddyfell/Teddy
OT TN8	37260	0	1	2	00000	36-47	Ja/Yes	Teddyfell/Teddy



STIEFEL MIT WARMFUTTER
BOOTS WITH WARM LINING




OTIS

Nubuk / Netzgewebe schwarz
Nubuck / Mesh fabric black

		Artikelnummer/Item no.				Größe Size	Flexibel Flexible	Futter Inner lining	
Paar Pair	Rechts Right	Links Left							
OT	TN5	36250	0	1	2	00200	36-42	Ja/Yes	Teddyfell/Teddy
OT	TN8	37250	0	1	2	00200	36-42	Ja/Yes	Teddyfell/Teddy



GRÖSSEN- UND WEITENBESTIMMUNG SIZING AND WIDTH SELECTION



Drehscheibe
Wheel
Art.-Nr./Item no.
099952080



Fußmessgerät
Foot measurement device
Art.-Nr./Item no.
032641001

WEIL SCHUHE PASSEN MÜSSEN

Unsere Füße haben die Aufgabe, uns ein Leben lang zu tragen. Deshalb kommt dem Schuh eine besondere Bedeutung zu. Er soll uns Schutz geben und trotzdem bequem sein.

UNSERE THERAPIESCHUHE BIETEN DEN RICHTIGEN HALT

Für einen gut passenden Schuh ist ein richtiger Fersenhalt ebenso wichtig wie vielseitige Verstellmöglichkeiten über dem Rist. Außerdem sollten die Schuhe ausreichend viel Platz im Zehenbereich haben. Deshalb kommt der genauen Größenbestimmung eine besondere Bedeutung zu.

DREHEN SIE DOCH MAL AM RAD

Ergänzend zur Schein-App gibt es unsere Drehscheibe für die „my generation“-Leistenmaße im praktischen Überblick. Bei der Weitenbestimmung ist zu beachten, dass Einlagen oder Orthesen mitgemessen werden.

BECAUSE THE SHOE HAS TO FIT

Our feet have the task of carrying us throughout our lives. That makes shoes especially important. They should protect us and yet also be comfortable.

OUR THERAPEUTIC SHOES PROVIDE A GOOD HOLD

For a well-fitting shoe, a proper heel hold is just as important as diverse options for adjustment on the instep. In addition, shoes need to have enough space for the toes. That makes accurate sizing of shoes especially important.

GIVE THE WHEEL A SPIN

In addition to the Schein app, our wheel provides a practical overview of the my generation last dimensions. When selecting the width, it is important to include insoles or orthotics in the measurement.

WEITENBESTIMMUNG FÜR ORTHESENSCHUHE

SIZING FOR ORTHOTIC SHOES

Orthesenschuhe/Orthotic shoes

Größe Size	Länge Length	TN5			TN 8			TN 9			TN 12		
	cm	Ballenmaß Ball circum- ference	Fersenmaß Heel circumfer- ence	Ballenbreite Ball width	Ballenmaß Ball circum- ference	Fersenmaß Heel circumfer- ence	Ballenbreite Ball width	Ballenmaß Ball circum- ference	Fersenmaß Heel circumfer- ence	Ballenbreite Ball width	Ballenmaß Ball circum- ference	Fersenmaß Heel circumfer- ence	Ballenbreite Ball width
		cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
36	23,9	23,5	33,0	8,5	24,5	34,9	9,0	25,1	35,2	9,0	25,7	35,9	9,0
37	24,5	24,0	34,0	8,7	25,0	35,7	9,2	25,4	36,0	9,2	26,2	36,7	9,2
38	25,2	24,5	34,9	8,9	25,5	36,5	9,4	25,9	36,8	9,4	26,7	37,5	9,4
39	25,9	24,9	35,8	9,1	26,0	37,2	9,6	26,3	37,5	9,6	27,2	38,2	9,6
40	26,5	25,3	36,6	9,3	26,5	38,0	9,7	26,8	38,3	9,7	27,7	39,0	9,7
41	27,2	25,7	37,4	9,5	27,0	38,7	9,9	27,2	39,0	9,9	28,2	39,7	9,9
42	27,9	26,2	38,2	9,7	27,4	39,5	10,1	27,6	39,7	10,1	28,6	40,5	10,1
43	28,4	26,7	38,9	9,9	27,8	40,0	10,3	28,2	40,4	10,3	29,0	41,0	10,3
44	28,9	27,1	39,6	10,1	28,3	40,5	10,5	28,7	41,0	10,5	29,5	41,5	10,5
45	29,6	27,5	40,3	10,3	28,7	41,0	10,6	29,5	41,5	10,6	29,9	42,0	10,6
46	30,2	27,9	41,0	10,5	29,1	41,5	10,8	30,2	42,1	10,8	30,3	42,5	10,8
47	30,8	28,3	41,7	10,7	29,5	42,0	11,0	30,6	42,7	11,0	30,7	43,0	11,0
48	31,4	28,7	42,2	10,9	29,9	42,5	11,1	31,0	43,1	11,1	31,1	43,5	11,1
49	32	29,1	42,7	11,1	30,3	43,0	11,3	31,3	43,7	11,3	31,5	44,0	11,3
50	32,6	29,5	43,2	11,3	30,7	43,5	11,4	31,6	44,2	11,4	31,9	44,5	11,4

SCHEIN-APP UND ONLINE-BESTELLSYSTEM

THE SCHEIN APP AND THE ONLINE ORDER SYSTEM

DER SICHERE WEG ZUM RICHTIGEN SCHUH DIE SCHEIN-APP – UNSER SCHNELLFINDER-SERVICE

Von der Weitenbestimmung bis zur Auswahl aller verfügbaren Schuhmodelle unterstützt Sie unsere App bei der täglichen Beratung. Geben Sie einfach die gesuchte Modellnummer ein, wählen Sie die gewünschte Weite und Schuhgröße aus und unsere App zeigt Ihnen die Lagerverfügbarkeit oder passende Alternativen.

THE SAFE WAY TO THE RIGHT SHOE THE SCHEIN APP – OUR QUICK FINDER SERVICE

From choosing the right width to the selection of all available shoe models, our app helps you in your daily consultations. Simply enter the model number you are looking for, select the desired width and size and our app will show you the stock available or suitable alternatives.



JETZT REGISTRIEREN
REGISTER TODAY!

app.schein.de

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- keine Wartezeiten am Telefon
- Bestellabwicklung mit wenigen Klicks
- sofortige Leistenbestimmung
- Lagerverfügbarkeit prüfen
- vereinfachter Workflow



WEITEN- UND
GRÖSSENBESTIMMUNG
WIDTH AND SIZE
SELECTION



SUCHERGEBNISSE UND
VERFÜGBARKEIT
SEARCH RESULTS AND
STOCK AVAILABILITY



BESTELLEN, WANN IMMER SIE WOLLEN! ORDER WHENEVER YOU WANT!

Jetzt das **komplette Schein-Sortiment** auf einen Blick einsehen und bestellen. View the **entire Schein range** at a glance and order now.

JETZT REGISTRIEREN
REGISTER TODAY!

shop.schein.de



YOUR BENEFITS AT A GLANCE:

- No waiting time on the phone
- Order processing with just a few clicks
- Immediate last specification
- Check stock availability
- Simplified workflow

ORTHESEN SCHUHE

ORTHOTIC SHOES

für Erwachsene
for Adults

Geringfügige Farbabweichungen und Modelländerungen vorbehalten.
Abgebildete Schuhe sind in Gr. 40 dargestellt. Einige Lifestylebilder in
diesem Katalog sind KI-generiert und dienen der Illustration. Farb- und
Formabweichungen zum Originalprodukt können auftreten.

We reserve the right to make minor changes to colours and models.
Illustrated shoes are size 40. Some of the lifestyle images in this catalogue are
AI-generated and are for illustrative purposes only. There may be variations in
colour and shape compared to the actual product.

Ihr Fachhändler/Your specialist dealer:



Im Rahmen der Herstellung dieses Druck-
produktes wurde ein finanzieller Beitrag an
das Klimaschutzprojekt „Instandsetzung von
Brunnensystemen, Eritrea“ zertifiziert nach
GoldStandard geleistet.



Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid
Germany
Tel. +49 2191 910-200 
Fax +49 2191 910-100
service@schein.de
www.mygeneration-schein.de



Wir  helfen