




Einlagen-Rohlinge Lagerprogramm Orthopaedic foot supports stock program







Seit der Firmengründung vor über 125 Jahren ist unser Name eng mit der Produktion von orthopädischen Einlagen-Rohlingen verbunden. Bereits der Firmengründer Heinrich Schein senior besaß dazu zahlreiche Patente. Dies war der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte, in deren Verlauf sich unser Unternehmen zu einem der führenden Einlagenproduzenten entwickelte.

Im Laufe der letzten Jahre hat die Einlagenversorgung einen enormen Wandel vollzogen. Mit dazu beigetragen haben neben der Vielzahl fortschrittlicher Materialien auch die neuesten Erkenntnisse in der Medizintechnik und die Veränderungen im Versorgungskonzept.

Bewährte Handarbeitsschritte, verknüpft mit modernster Technologie, auf Basis unserer jahrzehntelangen Erfahrung, unterstützen uns dabei, flexibel zu reagieren und neue Entwicklungen voranzutreiben.

Aus der enormen Bandbreite unserer individuellen Einlagenmodelle haben sich zunehmend sogenannte Topseller herauskristallisiert, die wir für Sie produzieren. Daher können Sie Ihre eigene Lagerhaltung auf ein Minimum reduzieren und trotzdem innerhalb kürzester Zeit über die gewünschten Modelle verfügen.

Our name has been closely associated with the production of orthopaedic foot supports ever since the company was founded over 125 years ago. Even the company founder, Heinrich Schein Senior, held numerous patents relating to the subject. That was the foundation of a success story during the course of which our company has developed into one of the leading orthopaedic foot supports producers.

Foot orthotic blanks provision has experienced huge changes in recent years. Alongside the diversity of advanced materials available, the latest findings in medical technology and changes in the supply concept have played a role in this.

Tried-and-tested handwork combined with state-of-the-art technology, on the basis of our decades of experience, help us to react flexibly and drive forward developments.

Top-sellers, which we produce for you, have increasingly established themselves within the enormous range of our individual orthopaedic foot supports models. This allows you to reduce your own warehouse stocks to a minimum and still have quick access to the desired models.



**Versandbereit in
24 Stunden**

**Ready for dispatch within
24 hours**

soft



kork



S90



ISG



flex



kids



active



sport



business



Einlagen-Rohlinge Lagerprogramm

Orthopaedic foot supports stock program

	7 – 28
	29 – 33
 	34 – 48
	49 – 58
 	59 – 65
	66 – 68
	69 – 74
	75 – 78



Bei den **NovaPED soft Einlagenrohlingen** handelt es sich um Weichpolster-Rohlinge, die aus Schaumstoffen unterschiedlicher Shore-Härten hergestellt werden. Die besonderen Materialeigenschaften bieten ein Höchstmaß an Dämpfung, Bettung und Polsterung. Zudem sind sie thermoplastisch verformbar, haben eine hohe Rückstellfähigkeit und sind einfach zu bearbeiten. Durch zum Teil zusätzliche Versteifungsschichten sowie eine große Anzahl an unterschiedlichen Deckenmaterialien und Bezügen sind diese Einlagenrohlinge für vielfältige Versorgungen einsetzbar. In antistatischer Ausführung werden sie baumustergeprüft in Arbeitssicherheitsschuhen verwendet.

Weichpolster-Einlagenrohlinge bieten durch die polsternden Eigenschaften ein Höchstmaß an Entlastung, besonders in druckempfindlichen Regionen. Damit werden sie höchsten Ansprüchen bezüglich Tragekomfort gerecht.

Anwendungsbereiche

NovaPED soft Einlagenrohlinge werden bei Indikationen eingesetzt wie:

- Knickfuß
- Senkfuß
- Spreizfuß
- leichter Hohlfuß
- rheumatisch bedingte Fußbeschwerden

NovaPED soft orthopaedic foot supports are soft cushioning foot supports made from foams of different densities. The special material characteristics offer optimum cushioning, bedding and padding. In addition, they are heat mouldable, resilient and are easy to process. In part thanks to additional stiffening layers and a large number of cover materials, these orthopaedic foot supports can be used for diverse applications. The anti-static version is type-examination-tested and used in occupational safety footwear.

Thanks to their padding characteristics, soft cushioning foot orthoses offer maximum levels of load relief, especially in pressure-sensitive areas. This means they meet the highest standards in terms of wearing comfort.

Areas of application

NovaPED soft orthopaedic foot supports are used for indications such as:

- Skew foot
- Flatfoot
- Splay-foot
- Mild claw foot
- Rheumatic foot complaints



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
900136-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 15 mm <i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 15 mm</i>			kurzsohlig, breit, Pelottendruck <i>short, wide, natural metatarsal pad</i>	35/36- 47/48



900137-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 15 mm <i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 15 mm</i>			3/4-sohlig, breit, Pelottendruck <i>3/4 sole, wide, natural metatarsal pad</i>	35/36- 47/48
-------------------	---	--	--	---	-----------------



900138-000	Kunstkork/ ARUfant, Shore A ca. 50°, 15 mm <i>artificial cork/ ARUfant, Shore A approx. 50°, 15 mm</i>			kurzsohlig, breit, Pelottendruck <i>short, wide, natural metatarsal pad</i>	35/36- 47/48
-------------------	--	--	--	--	-----------------



900139-000	Multiforte, blau, Shore A ca. 40°, 15 mm <i>Multiforte, blue, Shore A approx. 40°, 15 mm</i>			kurzsohlig, breit, Pelottendruck <i>short, wide, natural metatarsal pad</i>	35/36- 47/48
-------------------	--	--	--	--	-----------------



972100-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>			kurzsohlig, breit, Pelottendruck <i>short, wide, natural metatarsal pad</i>	35-46
-------------------	---	--	--	--	-------



971303-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>			langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck <i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	35-46
-------------------	---	--	--	--	-------

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
871310-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>			langsohlig, breit, Pelottendruck <i>full length, wide, natural metatarsal pad</i>	35-50 
877851-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>			langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck <i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	35-48 
877851-006	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>			langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen <i>full length, natural shape, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	35-48 
871316-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>			langsohlig, breit, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen <i>full length, wide, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	35-50 
971320-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>			langsohlig, extrabreit, Pelottendruck <i>full length, extra wide, natural metatarsal pad</i>	35-48 
470770-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>			langsohlig, breit, Pelottendruck ab Gr. 35 <i>full length, wide, natural metatarsal pad from size 35</i>	31/32-48 

	Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
	974028-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 15 mm <i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 15 mm</i>			langsohlig, Bequemschuhform, proprioceptive Formgebung <i>full length, natural shape, proprioceptive insole</i>	35-48
	472511-552	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>			langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen <i>full length, medium width, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	35-44
	472512-552	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>			langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen <i>full length, natural shape, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	35-45
	979742-000	ARUbatik, schwarz, Shore A ca. 30°, 15 mm <i>ARUbatik, black, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>			langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen <i>full length, natural shape, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	35-45
	479023-000	Multiform, schwarz, Shore A ca. 30°, 12 mm <i>Multiform, black, Shore A approx. 30°, 12 mm</i>	ARUbatik, schwarz, Shore A ca. 30°, 2 mm <i>ARUbatik, black, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>		langsohlig, breit, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen <i>full length, wide, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	35-48
	479024-000	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 12 mm <i>Multiform blue, Shore A approx. 30°, 12 mm</i>	ARUbatik, blau, Shore A ca. 30°, 2 mm <i>ARUbatik, blue, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>		langsohlig, breit, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen <i>full length, wide, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	35-48

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
479025-000	Multiform, gelb, Shore A ca. 30°, 15 mm	ARUbatik, gelb/orange, Shore A ca. 30°, 2 mm		langsohlig, breit, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen	35-48 
	<i>Multiform, yellow, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>	<i>ARUbatik, yellow/orange, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>		<i>full length, wide, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	
979701-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm		Microfaser, beige	langsohlig, breit, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen	35-48 
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>		<i>Microfibre, beige</i>	<i>full length, wide, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	
979702-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm		Lai-Porellina, lederfarben, geprägt	langsohlig, breit, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen	35-48 
	<i>Multiform, white, Shore approx. 30°, 15 mm</i>		<i>artificial leather, leather colour, embossed</i>	<i>full length, wide, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	
979751-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 15 mm		Lai-Porellina, lederfarben, geprägt	langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen	35-48 
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 15 mm</i>		<i>artificial leather, leather colour, embossed</i>	<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	
470024-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 5 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen	35-44 
	<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm</i>	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 5 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	
470295-000	Multiform, fest, weiß, Shore A ca. 50°, 15 mm	Lunairflex, hautfarben, Shore A ca. 22°, perforiert, 4 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	36-48 
	<i>Multiform, firm, white, Shore A approx. 50°, 15 mm</i>	<i>Lunairflex, skin colour, Shore A approx. 22°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
470622-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	



470704-000	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, 4 mm	Lai-Porellina, lederfarben, geprägt	langsohlig, Bequemschuhform, Gummipelotte	35-47
	<i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge</i>	<i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, 4 mm</i>	<i>artificial leather, leather colour, embossed</i>	<i>full length, natural shape, rubber pad</i>	



470957-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 10 mm	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 5 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	37-44
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 10 mm</i>	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 5 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	



471411-501	Multiforte, blau, Shore A ca. 40°, 12 mm	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 5 mm	Microfaser, dunkelblau	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-46
	<i>Multiforte, blue, Shore A approx. 40°, 12 mm</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 5 mm</i>	<i>Microfibre, dark blue</i>	<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	



471458-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 10 mm	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 5 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen	35-48
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 10 mm</i>	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 5 mm</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	



471628-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 10 mm, Längsgewölbe-Keil	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-46
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 10 mm, longitudinal arch wedge</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
472628-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, Längsgewölbe-Keil	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, longitudinal arch wedge</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
473398-000	Multiforte, blau, Shore A ca. 40°, 10 mm	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 4 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	35-48
	<i>Multiforte, blue, Shore A approx. 40°, 10 mm</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 4 mm</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	
971194-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 12 mm	Multiform 20, weiß, Shore A ca. 35°, 5 mm	Microfaser, blau	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-47
	<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 12 mm</i>	<i>Multiform 20, white, Shore A approx. 35°, 5 mm</i>	<i>Microfibre, blue</i>	<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
971277-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 15 mm	Multiform, braun, Shore A ca. 30°, perforiert, 7 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	35-48
	<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 15 mm</i>	<i>Multiform, brown, Shore A approx. 30°, perforated, 7 mm</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	
977710-160	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 10 mm	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, breit, Pelottendruck	35-48
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 10 mm</i>	<i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
972778-799	Thermofix, antistatisch, schwarz, Shore A ca. 55°, 10 mm	Thermofix, antistatisch, schwarz, Shore A ca. 55°, 6 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	35-48
	<i>Thermofix, anti-static, black, Shore A approx. 55°, 10 mm</i>	<i>Thermofix, anti-static, black, Shore A approx. 55°, 6 mm</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	



Eine Übersicht zu
den mit NovaPED work
baumustergeprüften Schuhmodellen finden Sie unter
www.schein.de / Produkte / Einlagen

	Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
	479002-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 15 mm	Multiform, beige, Shore A ca. 30°, perforiert, 3 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
		<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 15 mm</i>	<i>Multiform, beige, Shore A approx. 30°, perforated, 3 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
	479003-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 15 mm	Multiform, beige, Shore A ca. 30°, perforiert, 3 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-47
		<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 15 mm</i>	<i>Multiform, beige, Shore A approx. 30°, perforated, 3 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
	479004-000	ARUleicht, blau, Shore A ca. 58°, 10 mm, Längsgewölbe-Keil	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-50
		<i>ARUleicht, blue, Shore A approx. 58°, 10 mm, longitudinal arch wedge</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
	479005-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 15 mm	Multiform, beige, Shore A ca. 30°, perforiert, 3 mm	Kalbfutterleder, chromfrei, geprägt	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-47
		<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 15 mm</i>	<i>Multiform, beige, Shore A approx. 30°, perforated, 3 mm</i>	<i>calfskin, chrome-free, embossed</i>	<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
	479016-000	ARUleicht, weiß, Shore A ca. 58°, 10 mm, Längsgewölbe-Keil	ARUsoft 40, weiß, Shore A ca. 40°, 5 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	35-48
		<i>ARUleicht, white, Shore A approx. 58°, 10 mm, longitudinal arch wedge</i>	<i>ARUsoft 40, white, Shore A approx. 40°, 5 mm</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	
	479027-000	ARUleicht, blau, Shore A ca. 58°, 10 mm, Längsgewölbe-Keil	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 3 mm	Microfaser, dunkelblau	langsohlig, breit, Pelottendruck	35-48
		<i>ARUleicht, blue, Shore A approx. 58°, 10 mm, longitudinal arch wedge</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 3 mm</i>	<i>Microfibre, dark blue</i>	<i>full length, wide, natural metatarsal pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
479030-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 12 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 12 mm</i>	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 5 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 5 mm</i>		langsohlig, breit, Pelottendruck <i>full length, wide, natural metatarsal pad</i>	35-48 
479033-000	ARUleicht, blau, Shore A ca. 58°, 10 mm, Längsgewölbe-Keil <i>ARUleicht, blue, Shore A approx. 58°, 10 mm, longitudinal arch wedge</i>	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 4 mm <i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 4 mm</i>	Microfaser, grau <i>Microfibre, grey</i>	langsohlig, breit, Pelottendruck <i>full length, wide, natural metatarsal pad</i>	36-48 
479044-000	ARUleicht, weiß, Shore A ca. 58°, 10 mm, Längsgewölbe-Keil <i>ARUleicht, white, Shore A approx. 58°, 10 mm, longitudinal arch wedge</i>	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		Schalenform, langsohlig, mittelbreit <i>cup, full length, medium width</i>	19/20- 33/34 
479043-000	ARUleicht, weiß, Shore A ca. 58°, 8 mm, Längsgewölbe-Keil <i>ARUleicht, white, Shore A approx. 58°, 8 mm, longitudinal arch wedge</i>	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		Schalenform, langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck <i>cup, full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	35-46 
479046-000	ARUleicht, weiß, Shore A ca. 58°, 10 mm, Längsgewölbe-Keil <i>ARUleicht, white, Shore A approx. 58°, 10 mm, longitudinal arch wedge</i>	ARUsoft 40, weiss/blau/lila, Shore A ca. 40°, perforiert, 2 mm <i>ARUsoft 40, white/blue/purple, Shore A approx. 40°, perforated, 2 mm</i>		Schalenform, kurzsohlig, mittelbreit <i>cup, short, medium width</i>	19/20- 33/34 
479045-000	ARUleicht, weiß, Shore A ca. 58°, 10 mm, Längsgewölbe-Keil <i>ARUleicht, white, Shore A approx. 58°, 10 mm, longitudinal arch wedge</i>	ARUsoft 40, weiss/blau/lila, Shore A ca. 40°, perforiert, 2 mm <i>ARUsoft 40, white/blue/purple, Shore A approx. 40°, perforated, 2 mm</i>		Schalenform, kurzsohlig, mittelbreit, Pelottendruck <i>cup, short, medium width, natural metatarsal pad</i>	35-46 

	Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
	479087-000	Multiform, fest, weiß, Shore A ca. 50°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 5 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	35-48
		<i>Multiform, firm, white, Shore A approx. 50°, 7 mm, longitudinal arch wedge</i>	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 5 mm</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	
	479088-000	Multiform, fest, weiß, Shore A ca. 50°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	35-48
		<i>Multiform, firm, white, Shore A approx. 50°, 7 mm, longitudinal arch wedge</i>	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	
	479094-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 15 mm	Multiform, beige, Shore ca. 30°, perforiert, 3 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
		<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 15 mm</i>	<i>Multiform, beige, Shore A approx. 30°, perforated, 3 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
	479095-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 15 mm	Multiform, beige, Shore ca. 30°, perforiert, 3 mm	Kalbfutterleder, chromfrei, geprägt	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-47
		<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 15 mm</i>	<i>Multiform, beige, Shore A approx. 30°, perforated, 3 mm</i>	<i>calfskin, chrome-free, embossed</i>	<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
	Q21050-	PU-Schaum, Shore A ca. 30°, Längsgewölbe- Keil lose		Microfaser, blau	langsohlig, breit, Bezug lose	39/40- 47/48
		<i>PU foam, Shore A approx. 30°, longitudinal arch wedge assembly kit</i>		<i>Microfibre, blue</i>	<i>full length, wide, attached cover</i>	
	Q21052-	PU-Schaum, Shore A ca. 30°, Längsgewölbe- Keil lose		Microfaser, blau	langsohlig, mittelbreit, Bezug lose	35/36- 41/42
		<i>PU foam, Shore A approx. 30°, longitudinal arch wedge assembly kit</i>		<i>Microfibre, blue</i>	<i>full length, medium width, attached cover</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
470109-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck <i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	35-48
470175-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 5 mm, THK-Versteifung <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 5 mm, THK reinforcement</i>	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 3 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 3 mm</i>	Microfaser, gobi <i>Microfibre, gobi</i>	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck <i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	35-46
470608-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		langsohlig, breit, Pelottendruck <i>full length, wide, natural metatarsal pad</i>	35-46
470610-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung <i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck <i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	35-48
470617-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Multiform, braun, Shore A ca. 30°, perforiert, 7 mm <i>Multiform, brown, Shore A approx. 30°, perforated, 7 mm</i>		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck <i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	35-48


	Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
	470624-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
		<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
	470709-000	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, braun, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, retrokapitale Abstützung, Pelottendruck	35-48
		<i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, brown, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, retrocapital support pad, natural metatarsal pad</i>	
	470723-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
		<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
	470730-000	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, braun, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
		<i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, brown, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, rubber pad</i>	
	470749-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, grün, Shore A ca. 30°, perforiert, 3 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	35-48
		<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, green, Shore A approx. 30°, perforated, 3 mm</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
479026-000	ARUleicht, weiß, Shore A ca. 58°, 8 mm, THK-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, breit, Pelottendruck	35-50
	<i>ARUleicht, white, Shore A approx. 58°, 8 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, wide, natural metatarsal pad</i>	
479028-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 5 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, beige, Shore A ca. 30°, perforiert, 3 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Gummipelotte, vorne offen	36-48
	<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 5 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, beige, Shore A approx. 30°, perforated, 3 mm</i>		<i>full length, natural shape, rubber pad, front open</i>	
479041-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 3 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 3 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
470733-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Gummipelotte	35-48
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, natural shape, rubber pad</i>	
470733-156	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, braun, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Gummipelotte	35-48
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, brown, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, natural shape, rubber pad</i>	

	Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
	471165-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung	Multiform 20, weiß, Shore A ca. 35°, 4 mm	Microfaser, sahara	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-47
		<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform 20, white, Shore A approx. 35°, 4 mm</i>	<i>Microfibre, sahara</i>	<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
	471225-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
		<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, rubber pad</i>	
	471723-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
		<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, rubber pad</i>	
	471723-160	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, schwarz, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
		<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, black, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, rubber pad</i>	
	471625-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
		<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, rubber pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
471625-002	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte, vorgeschliffen <i>full length, medium width, rubber pad, pre-grinded</i>	35-48
471706-002	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Lunairmed, hautfarben, Shore A ca. 16°, 4 mm <i>Lunairmed, skin colour, Shore A approx. 16°, 4 mm</i>		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte, vorgeschliffen <i>full length, medium width, rubber pad, pre-grinded</i>	35-48
471723-340	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Multiform, schwarz, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, black, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte, vorgeschliffen <i>full length, medium width, rubber pad, pre-grinded</i>	35-48
471730-000	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Multiform, braun, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, brown, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck <i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	35-48
471778-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	35-48

	Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
	471732-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	35-48
		<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	
	471763-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 15 mm, THK-Versteifung	Multiform, braun, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-46
		<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 15 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, brown, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, rubber pad</i>	
	970703-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, mittelbreit, vorne offen, Unterseite vorgeschliffen	35-48
		<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, medium width, front open, pre-grinded</i>	
	970764-000	Multiforte, hautfarben, Shore A ca. 40°, 3 mm, THK-Versteifung	Multiforte, hautfarben, Shore A ca. 40°, 3 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
		<i>Multiforte, skin colour, Shore A approx. 40°, 3 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiforte, skin colour, Shore A approx. 40°, 3 mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	
	975010-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 3 mm, THK-Versteifung	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 3 mm		langsohlig, breit, Pelottendruck	35-48
		<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 3 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 3 mm</i>		<i>full length, wide, natural metatarsal pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
971468-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 10 mm, THK-Versteifung <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 10 mm, THK reinforcement</i>	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, 5 mm <i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, 5 mm</i>		langsohlig, Bequemschuhform, vorgeschliffen <i>full length, natural shape, pre-grinded</i>	35-45 
977416-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung <i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 5 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 5 mm</i>		langsohlig, breit, Pelottendruck <i>full length, wide, natural metatarsal pad</i>	35-48 
977713-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 10 mm, THK-Versteifung <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 10 mm, THK reinforcement</i>	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		langsohlig, Viertelschale, Pelottendruck <i>full length, quarter cup, natural metatarsal pad</i>	35-48 
977715-160	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 10 mm, THK-Versteifung <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 10 mm, THK reinforcement</i>	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		langsohlig, breit, Gummipelotte <i>full length, wide, rubber pad</i>	35-48 
977735-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 10 mm, THK-Versteifung <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 10 mm, THK reinforcement</i>	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte, vorne offen <i>full length, medium width, rubber pad, front open</i>	35-48 



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
977753-354	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 10 mm, THK-Versteifung	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 4 mm		langsohlig, Bequemschuhform	36-48
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 4 mm</i>		<i>full length, natural shape</i>	



977838-160	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 10 mm, THK-Versteifung	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, breit, Gummipelotte	36-43
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, wide, rubber pad</i>	



471799-021	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung	Multicom, blau/blau, Shore A ca. 30°/18°, perforiert, 4 mm		langsohlig, Bequemschuhform	35-50
	<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multicom, blue/blue, Shore A approx. 30°/18°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, natural shape</i>	



470898-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 5 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Plastocom, hautfarben/blau, Shore A ca. 20°/18°, 5 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	35-48
	<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 5 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Plastocom, skin colour/blue, Shore A approx. 20°/18°, 5 mm</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	



470899-000	Multiforte, blau, Shore A ca. 40°, 5 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multicom, blau/blau, Shore A ca. 30°/18°, perforiert, 4 mm		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	35-48
	<i>Multiforte, blue, Shore A approx. 40°, 5 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multicom, blue/blue, Shore A approx. 30°/18°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
972870-000	Lunairflex, hautfarben, Shore A ca. 22°, 6 mm, flexibler Kern <i>Lunairflex, skin colour, Shore A approx. 22°, 6 mm, flexible core</i>	Lunairmed, hautfarben, Shore A ca. 16°, 6 mm <i>Lunairmed, skin colour, Shore A approx. 16°, 6 mm</i>		langsohlig, Bequemschuhform <i>full length, natural shape</i>	35-48 
972105-000	Lunairflex, hautfarben, Shore A ca. 22°, 6 mm, flexibler Kern <i>Lunairflex, skin colour, Shore A approx. 22°, 6 mm, flexible core</i>	Lunairmed, hautfarben, Shore A ca. 16°, 6 mm <i>Lunairmed, skin colour, Shore A approx. 16°, 6 mm</i>		langsohlig, passend zu LucRo Herrenmodellen <i>full length, sizing adapted for LucRo shoes, men</i>	40-48 
972204-000	Lunairflex, hautfarben, Shore A ca. 22°, 6 mm, flexibler Kern <i>Lunairflex, skin colour, Shore A approx. 22°, 6 mm, flexible core</i>	Lunairmed, hautfarben, Shore A ca. 16°, 6 mm <i>Lunairmed, skin colour, Shore A approx. 16°, 6 mm</i>		langsohlig, passend zu LucRo Damenmodellen <i>full length, sizing adapted for LucRo shoes, ladies</i>	36-42 
973545-000	Multiform, fest, weiß, Shore A ca. 50°, 10 mm, THK-Versteifung <i>Multiform, firm, white, Shore A approx. 50°, 10 mm, THK reinforcement</i>	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 4 mm <i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 4 mm</i>	ARUfoam, lachs, Shore A ca. 14°, 3 mm <i>ARUfoam, salmon, Shore A approx. 14°, 3 mm</i>	langsohlig, Bequemschuhform, Gummipelotte, vorne offen <i>full length, natural shape, rubber pad, front open</i>	35-48 
970662-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 5 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 5 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Plastocom, hautfarben/blau, Shore A ca. 20°/18°, 5 mm <i>Plastocom, skin colour/blue, Shore A approx. 20°/18°, 5 mm</i>		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck <i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	35-48 



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
973547-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 3 mm	Lunairmed, hautfarben, Shore A ca. 16°, 3 mm	langsohlig, Bequemschuhform	35-48
	<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 3 mm</i>	<i>Lunairmed, skin colour, Shore A approx. 16°, 3 mm</i>	<i>full length, natural shape</i>	



479007-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 3 mm	x ² , maroon, Shore A ca. 25°, 3 mm	langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	35-50
	<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 3 mm</i>	<i>x², maroon, Shore A approx. 25°, 3 mm</i>	<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	



470791-000	HB-Schaum, grau, Shore A ca. 20°, 5 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	HB-Schaum, grau, Shore A ca. 20°, 5 mm	Rindleder, geprägt, mild	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	36-46
	<i>HB foam, grey, Shore A approx. 20°, 5 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>HB foam, grey, Shore A approx. 20°, 5 mm</i>	<i>neat's leather, embossed, soft</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



970613-233	HB-Schaum, grau, Shore A ca. 20°, 5 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	HB-Schaum, grau, Shore A ca. 20°, 3 mm	Kalbleder, geprägt	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte, vorgeschliffen	36-44
	<i>HB foam, grey, Shore A approx. 20°, 5 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>HB foam, grey, Shore A approx. 20°, 3 mm</i>	<i>calfskin, embossed</i>	<i>full length, medium width, rubber pad, pre-grinded</i>	



479010-000	HB-Schaum, grau, Shore A ca. 20°, 5 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	HB-Schaum, grau, Shore A ca. 20°, 5 mm	Rindleder, geprägt, mild	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>HB foam, grey, Shore A approx. 20°, 5 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>HB foam, grey, Shore A approx. 20°, 5 mm</i>	<i>neat's leather, embossed, soft</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
479038-000	HB-Schaum, grau, Shore A ca. 20°, 5 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>HB foam, grey, Shore A approx. 20°, 5 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	HB-Schaum, grau, Shore A ca. 20°, 5 mm <i>HB foam, grey, Shore A approx. 20°, 5 mm</i>	Rindleder, geprägt, mild <i>neat's leather, embossed, soft</i>	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	36-48 
970417-000	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 2 mm, THK-Versteifung <i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 2 mm, THK reinforcement</i>	EVA, mit Textilbezug, Shore A ca. 25°, 3 mm <i>EVA, with textile cover, Shore A approx. 25°, 3 mm</i>		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	35-47 
970436-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung <i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>	Kalbleder, geprägt <i>calfskin, embossed</i>	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck <i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	35-48 
479035-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung <i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 3 mm <i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 3 mm</i>	Velon Bezugsvlies, blau <i>Velon non-woven fabric, blue</i>	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	35-47 
479036-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 5 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 5 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Multiform, beige, Shore A ca. 30°, perforiert, 3 mm <i>Multiform, beige, Shore A approx. 30°, perforated, 3 mm</i>	Kalbleder, geprägt <i>calfskin, embossed</i>	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	38-48 



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
971224-000	Multiforte, blau, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 4 mm	Microfaser, taupe, mit Vorfußpolster aus p ² , Shore A ca. 18°, 2 mm	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>Multiforte, blue, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 4 mm</i>	<i>Microfibre, taupe, with p2 forefoot cushion, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



971226-000	Multiforte, blau, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 4 mm	Microfaser, taupe	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>Multiforte, blue, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 4 mm</i>	<i>Microfibre, taupe</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



971464-000	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 10 mm, THK-Versteifung	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, 5 mm	Kalbleder, geprägt	langsohlig, Bequemschuhform, Gummipelotte, vorgeschliffen	36-42
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, 5 mm</i>	<i>calfskin, embossed</i>	<i>full length, natural shape, rubber pad, pre-grinded</i>	



977630-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung	Lunairflex, hautfarben, Shore A ca. 22°, 3 mm	Kalbleder, geprägt	langsohlig, breit, Gummipelotte	35-47
	<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Lunairflex, skin colour, Shore A approx. 22°, 3 mm</i>	<i>calfskin, embossed</i>	<i>full length, wide, rubber pad</i>	



976750-006	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 10 mm, THK-Versteifung	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm	Rindleder, geprägt, mild	langsohlig, mittelbreit, Unterseite vorgeschliffen, Bezug lose	35-48
	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>	<i>neat's leather, embossed, soft</i>	<i>full length, medium width, pre-grinded, attached cover</i>	



NovaPED kork Einlagenrohlinge haben einen Unterbau aus verschiedenen elastischen Feinkorkmischungen und sind in der Regel mit einer ca. 2 mm starken grubenvorgegerbten Blanklederdecke bezogen. Eine eingebaute Versteifungsschicht sorgt für die notwendige Stabilität.

Lederdecken sind besonders atmungsaktiv, schweißbeständig und geruchshemmend. Die Materialkombination Kork/Leder hat außerdem gute Bettungseigenschaften und bietet einen bequemen Tragekomfort.

Anwendungsbereiche

NovaPED kork Einlagenrohlinge werden bei Indikationen eingesetzt wie:

- Knickfuß
- Senkfuß
- Spreizfuß
- leichter Hohlfuß

***NovaPED cork orthopaedic foot supports** have a foundation made from various elastic fine cork mixes and are generally upholstered with a 2 mm pre-tanned sleek leather cover. An in-built stiffening layer provides the necessary stability.*

Leather covers are particularly breathable, sweat-resistant and odour-inhibiting. The cork and leather material combination also has good bedding characteristics and offers a high level of wearing comfort.

Areas of application

NovaPED cork orthopaedic foot supports are used for indications such as:

- Skew foot
- Flatfoot
- Splay-foot
- Mild claw foot



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
900100-000	Presskork-Rohling			kurzsohlig, Pelottendruck	35-48
	<i>cork support</i>			<i>short, natural metatarsal pad</i>	



900200-000	Presskork-Rohling			kurzsohlig	35-47
	<i>cork support</i>			<i>short</i>	



900210-000	Presskork-Rohling, THK-Versteifung			kurzsohlig	35-47
	<i>cork support, THK reinforcement</i>			<i>short</i>	



450367-000	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Blankleder		langsohlig, hohe Schale, mittelbreit, Pelottendruck ab Gr. 35	23/24-45
	<i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>polished leather</i>		<i>full length, high cup, medium width, natural metatarsal pad from size 35</i>	



450571-000	Presskork-Rohling, THK-Versteifung	Blankleder		langsohlig, Bequemschuhform, Pelottendruck	40-48
	<i>cork support, THK reinforcement</i>	<i>polished leather</i>		<i>full length, natural shape, natural metatarsal pad</i>	



450827-005	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Blankleder		langsohlig, breit, Gummipelotte	35-48
	<i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>polished leather</i>		<i>full length, wide, rubber pad</i>	



459006-000	Presskork-Rohling, THK-Versteifung	Blankleder		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>cork support, THK reinforcement</i>	<i>polished leather</i>		<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



459015-000	Presskork-Rohling, THK-Versteifung	Blankleder		langsohlig, breit, Pelottendruck	35-47
	<i>cork support, THK reinforcement</i>	<i>polished leather</i>		<i>full length, wide, natural metatarsal pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
459019-000	Presskork-Rohling, THK-Versteifung <i>cork support, THK reinforcement</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		kurzsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>short, medium width, rubber pad</i>	35-48 
459047-000	Presskork-Rohling, THK-Versteifung <i>cork support, THK reinforcement</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		kurzsohlig, mittelbreit, Pelottendruck <i>short, medium width, natural metatarsal pad</i>	35-47 
459048-000	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		langsohlig, breit, Pelottendruck <i>full length, wide, natural metatarsal pad</i>	35-47 
459049-000	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		kurzsohlig, breit, Pelottendruck <i>short, wide, natural metatarsal pad</i>	37-47 
459052-000	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		langsohlig, mittelbreit <i>full length, medium width</i>	19/20- 36 
459054-000	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		kurzsohlig, Schalenform <i>short, cup</i>	19/20- 38 
459056-000	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		langsohlig, Schalenform <i>full length, cup</i>	19/20- 38 



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
459057-000	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Blankleder		langsohlig, Schalenform, Pelottendruck	39-47
	<i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>polished leather</i>		<i>full length, cup, natural metatarsal pad</i>	



459058-000	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK- + Holz- Versteifung	Blankleder		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	<i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK + wood reinforcement</i>	<i>polished leather</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	



459059-000	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Blankleder		kurzsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	<i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>polished leather</i>		<i>short, medium width, natural metatarsal pad</i>	



459061-000	Presskork-Rohling, THK-Versteifung	Blankleder		langsohlig, Bequemschuhform, Gummipelotte	35-47
	<i>cork support, THK reinforcement</i>	<i>polished leather</i>		<i>full length, natural shape, rubber pad</i>	



951303-000	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Blankleder		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	<i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>polished leather</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	



951303-005	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Blankleder		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-47
	<i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>polished leather</i>		<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



952033-000	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Blankleder		kurzsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	<i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>polished leather</i>		<i>short, medium width, natural metatarsal pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
953303-000	Flexibler Kork, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung <i>flexible cork, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck <i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	35-48 
958714-175	Presskork-Rohling, THK-Versteifung <i>cork support, THK reinforcement</i>	Multiform, weiß, Shore A ca. 30°, 3 mm <i>Multiform, white, Shore A approx. 30°, 3 mm</i>	Kalbleder, geprägt <i>calfskin, embossed</i>	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck <i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	36-46 
958743-006	Presskork-Rohling, THK-Versteifung <i>cork support, THK reinforcement</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		kurzsohlig, mittelbreit, Pelottendruck, Unterseite vorgeschliffen <i>short, medium width, natural metatarsal pad, pre-grinded</i>	35-46 
958744-005	Presskork-Rohling, THK-Versteifung <i>cork support, THK reinforcement</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	35-48 
959021-000	Flexibler Kork, 4 mm <i>flexible cork, 4 mm</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		Verkürzungs- ausgleich, Herren <i>leg compensation, men</i>	rechts/ right 
959022-000	Flexibler Kork, 4 mm <i>flexible cork, 4 mm</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		Verkürzungs- ausgleich, Herren <i>leg compensation, men</i>	links/ left 
959023-000	Flexibler Kork, 4 mm <i>flexible cork, 4 mm</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		Verkürzungs- ausgleich, Damen <i>leg compensation, ladies</i>	rechts/ right 
959024-000	Flexibler Kork, 4 mm <i>flexible cork, 4 mm</i>	Blankleder <i>polished leather</i>		Verkürzungs- ausgleich, Damen <i>leg compensation, ladies</i>	links/ left 



NovaPED S90 Einlagenrohlinge werden in Folientechnik hergestellt. Durch diese Sandwichbauweise erhalten sie eine geringe Stärke, extreme Flexibilität und weiche formstabile Kanten. Eine zusätzliche PE-Versteifung sorgt für eine hohe Stützfunktion. Das Material lässt sich hervorragend thermoplastisch verformen. Verschiedene Weiten und Längen stehen zur Verfügung, zudem ist eine individuelle Deckengestaltung möglich. Zusätzlich bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Bezugsmaterialien an.

Dank des extrem dünnen Aufbaus lassen sich die Einlagen hervorragend in schlank geschnittene Konfektionsschuhe integrieren und bieten einen angenehmen Tragekomfort.

Anwendungsbereiche

NovaPED S90 Einlagenrohlinge werden bei Indikationen eingesetzt wie:

- Knickfuß
- Senkfuß
- Spreizfuß
- leichter Hohlfuß
- Hallux Valgus

***NovaPED S90 orthopaedic foot supports** are manufactured using the film-technology. This sandwich construction gives them low thickness, extreme flexibility and soft but inherently stable edges. Additional stiffening with PE material ensures a good support function. The material is thermoplastic, making it ideal to reshape. Different breadths and lengths are available, and individual cover designs are also possible. We offer a wide range of covering materials, too.*

Due to their extremely thin construction, the orthopaedic foot supports can be perfectly integrated into slim-cut conventional shoes and provide a high level of wearing comfort.

Areas of application

NovaPED S90 orthopaedic foot supports are used for indications such as:

- Skew foot
- Flatfoot
- Splay-foot
- Mild claw foot
- Hallux valgus



NovaPED ISG Einlagenrohlinge haben ihren Namen von dem positiven Effekt, den sie bei Patienten mit Beschwerden an den **Iliosakralgelenken** (Kreuz-Darmbein-Gelenke) und bei Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich erzielen. Die spezielle Anordnung der Elemente bewirkt eine Aktivierung der Reflexzonen an der Fußsohle. Diese Reize tragen zur Linderung von Rücken- und Hüftbeschwerden bei.

Durch den gewählten Polstereffekt der Druckelemente wird eine hervorragende Stoßdämpfung gewährleistet, was den gesamten Bewegungsapparat schont. Die Alcantaradecke ist hautsympathisch und vermittelt ein angenehmes Fußgefühl.

Anwendungsbereiche

NovaPED ISG Einlagenrohlinge werden bei Schmerzsymptomatikern in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Iliosakralgelenke
- Rücken, insbesondere Lendenwirbelsäule
- Becken
- Hüfte

***NovaPED ISG orthopaedic foot supports** get their name from the positive effect they have on patients suffering from complaints of the sacroiliac joints and lumbar back pain. The special arrangement of the elements activates the reflex zones on the soles of the feet. These stimuli help to alleviate back and hip complaints.*


The chosen padding effect of the pressure elements ensures excellent shock absorbance, which helps to protect the entire musculoskeletal system. The Alcantara covering is skin-friendly and comfortable for the feet.

Areas of application

NovaPED ISG orthopaedic foot supports are used for pain symptoms in the following areas:

- Sacroiliac joints
- Back, especially the lumbar region
- Pelvis
- Hips

	Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
	955159-300	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>			langsohlig, mittelbreit <i>full length, medium width</i>	35-48
	954159-000	Folientechnik, transparent, feste PE-Versteifung <i>Sandwich construction, transparent, firm PE reinforcement</i>			langsohlig, mittelbreit <i>full length, medium width</i>	35-48
	955259-300	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>			langsohlig, schmal <i>full length, small</i>	35-46
	955303-300	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>			langsohlig, mittelbreit <i>full length, medium width</i>	35-48
	955303-318	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>		Kalbleder, geprägt <i>calfskin, embossed</i>	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	37-45
	955313-300	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>			langsohlig, mittelbreit <i>full length, medium width</i>	35-48

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
955052-300	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>			langsohlig, breit <i>full length, wide</i>	35-44 
955543-300	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>			langsohlig, Schalenform <i>full length, cup</i>	35-48 
950170-671	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>		Blankleder <i>polished leather</i>	langsohlig, Bequemschuhform, Gummipelotte <i>full length, natural shape, rubber pad</i>	35-46 
955168-565	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	Lunasoft, hautfarben, Shore A ca. 16°, 3 mm <i>Lunasoft, skin colour, Shore A approx. 16°, 3 mm</i>	Lai-Porellina, lederfarben <i>artificial leather, leather colour</i>	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte, fertig verklebt <i>full length, medium width, rubber pad</i>	35-48 
950171-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	Lunasoft SL quattro, Shore A ca. 40°, 2 mm <i>Lunasoft SL quattro, Shore A approx. 40°, 2 mm</i>		langsohlig, Bequemschuhform <i>full length, natural shape</i>	25/26-42 
951203-000	Folientechnik, transparent, Fersensporn-Polster aus PU-Schaum, schwarz, Shore A ca. 15°, 3 mm, PE-Versteifung <i>Sandwich construction, transparent, heel spur cushion made of PU foam, black, Shore A approx. 15°, 3 mm, PE reinforcement</i>	Lunairmed, hautfarben, Shore A ca. 16°, 3 mm <i>Lunairmed, skin colour, Shore A approx. 16°, 3 mm</i>	Lai-Porellina, lederfarben <i>artificial leather, leather colour</i>	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	35-48 



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
951666-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	Multiform, blau perforiert, Shore A ca. 30°, 2 mm		langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-45
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>multiform blue perforated, shore A approx. 30°, 2mm</i>		<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	



951226-000	Folientechnik, transparent, Fersensporen-Polster aus PU-Schaum, schwarz, Shore A ca. 15°, 3 mm, PE-Versteifung	Multiform, schwarz, Shore A ca. 30°, 3 mm, Multiform, gelb, Shore A ca. 30°, 3 mm		langsohlig, mittelbreit	35-47
	<i>Sandwich construction, transparent, heel spur cushion made of PU foam, black, Shore A approx. 15°, 3 mm, PE reinforcement</i>	<i>Multiform, black, Shore A approx. 30°, 3 mm, Multiform, yellow, Shore A approx. 30°, 3 mm</i>		<i>full length, medium width</i>	



952541-659	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	Microfaser, bordeauxrot		langsohlig, schmal, hohe Sprengung, Gummipelotte	35-44
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>Microfibre, bordeaux red</i>		<i>full length, small, heel style, rubber pad</i>	



450755-000	Folientechnik, transparent, Fersensporen-Polster aus PU-Schaum, schwarz, Shore A ca. 15°, 3 mm, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 3 mm	Lai-Porellina, lederfarben, geprägt	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-45
	<i>Sandwich construction, transparent, heel spur cushion made of PU foam, black, Shore A approx. 15°, 3 mm, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A ca. 18°, 3 mm</i>	<i>artificial leather, leather colour, embossed</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
951173-000	Folientechnik, transparent, Fersensporen-Polster aus PU-Schaum, schwarz, Shore A ca. 15°, 3 mm, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Lai-Porellina, lederfarben, geprägt	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-44
	<i>Sandwich construction, transparent, heel spur cushion made of PU foam, black, Shore A approx. 15°, 3 mm, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>	<i>artificial leather, leather colour, embossed</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



950390-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Vlies-Unterfutter			langsohlig, schmal, lose Gummipelotte	36-41
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, standard base lining</i>			<i>full length, small, attached rubber pad</i>	



950391-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Vlies-Unterfutter			langsohlig, mittelbreit, lose Gummipelotte	41-46
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, standard base lining</i>			<i>full length, medium width, attached rubber pad</i>	



950863-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Vlies-Unterfutter			langsohlig, mittelbreit	35-46
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, standard base lining</i>			<i>full length, medium width</i>	



	Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
	958657-999	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Vlies-Unterfütter			kurzsohlig, mittelbreit, lose Gummipelotte	35-46
		<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, standard base lining</i>			<i>short, medium width, attached rubber pad</i>	
	958658-999	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Vlies-Unterfütter			langsohlig, mittelbreit, lose Gummipelotte	35-48
		<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, standard base lining</i>			<i>full length, medium width, attached rubber pad</i>	
	958659-999	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Vlies-Unterfütter			langsohlig, schmal, lose Gummipelotte	35-46
		<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, standard base lining</i>			<i>full length, small, attached rubber pad</i>	
	951603-000	Folientechnik, transparent, Fersensporen-Polster aus PU-Schaum, schwarz, Shore A ca. 15°, 3 mm, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 3 mm	Kalbleder	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	36-44
		<i>Sandwich construction, transparent, heel spur cushion made of PU foam, black, Shore A approx. 15°, 3 mm, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 3 mm</i>	<i>calfskin</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
954719-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Vlies-Unterfutter	Multiform, hautfarben, Shore A ca. 30°, 2 mm	Kalbleder	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-46
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, standard base lining</i>	<i>Multiform, skin colour, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>	<i>calfskin</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



950394-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Kork-Unterfutter			langsohlig, mittelbreit, lose Gummipelotte	36-46
	<i>Sandwich construction, PE reinforcement, cork base lining</i>			<i>full length, medium width, attached rubber pad</i>	



950395-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Kork-Unterfutter			langsohlig, schmal, lose Gummipelotte	36-41
	<i>Sandwich construction, PE reinforcement, cork base lining</i>			<i>full length, small, attached rubber pad</i>	



950384-000	Folientechnik, Längsgewölbe-Keil aus Kork, PE-Versteifung, Kork-Unterfutter			langsohlig, mittelbreit, lose Gummipelotte	37-45
	<i>Sandwich construction, longitudinal arch wedge made of cork, PE reinforcement, cork base lining</i>			<i>full length, medium width, attached rubber pad</i>	





Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
950385-000	Folientechnik, Längsgewölbe-Keil aus Kork, PE-Versteifung, Kork-Unterfutter <i>Sandwich construction, longitudinal arch wedge made of cork, PE reinforcement, cork base lining</i>			langsohlig, schmal, lose Gummipelotte <i>full length, medium width, attached rubber pad</i>	37-40



954818-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Kork-Unterfutter <i>Sandwich construction, PE reinforcement, cork base lining</i>		Blankleder <i>polished leather</i>	kurzsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>short, medium width, rubber pad</i>	36-43
-------------------	---	--	---	---	-------



954828-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Kork-Unterfutter <i>Sandwich construction, PE reinforcement, cork base lining</i>		Blankleder <i>polished leather</i>	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	35-46
-------------------	---	--	---	---	-------



959218-007	Folientechnik, PE-Verstärkung, Kork-Unterfutter <i>Sandwich construction, PE reinforcement, cork base lining</i>		Leder Foggia <i>leather Foggia</i>	kurzsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>short, medium width, rubber pad</i>	35-46
-------------------	---	--	---	---	-------

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------

981157-000 Folientechnik,
beige,
PE-Versteifung

*Sandwich
construction,
beige,
PE reinforcement*

kurzsohlig,
mittelbreit

*short,
medium width*

35-48



981159-000 Folientechnik,
beige,
PE-Versteifung

*Sandwich
construction,
beige,
PE reinforcement*

langsohlig,
mittelbreit

*full length,
medium width*

35-48



981257-000 Folientechnik,
beige,
PE-Versteifung

*Sandwich
construction,
beige,
PE reinforcement*

kurzsohlig,
schmal

*short,
small*

35-46



981259-000 Folientechnik,
beige,
PE-Versteifung

*Sandwich
construction,
beige,
PE reinforcement*

langsohlig,
schmal

*full length,
small*

35-46



981359-000 Folientechnik,
beige,
PE-Versteifung

*Sandwich
construction,
beige,
PE reinforcement*

langsohlig,
schmal

*full length,
small*

35-43



S90 / ISG



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
956168-518	Folientechnik, beige, PE-Versteifung		Lai-Porellina, lederfarben	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>Sandwich construction, beige, PE reinforcement</i>		<i>artificial leather, leather colour</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



981206-000	Folientechnik, beige, Fersensporen-Polster aus PU-Schaum, schwarz, Shore A ca. 15°, 3 mm, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 3 mm	Lai-Porellina, lederfarben	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>Sandwich construction, beige, heel spur cushion made of PU foam, black, Shore A approx. 15°, 3 mm, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 3 mm</i>	<i>artificial leather, leather colour</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



981207-000	Folientechnik, beige, Fersensporen-Polster aus PU-Schaum, schwarz, Shore A ca. 15°, 3 mm, feste PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 3 mm	Lai-Porellina, lederfarben	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	36-42
	<i>Sandwich construction, beige, heel spur cushion made of PU foam, black, Shore A approx. 15°, 3 mm, firm PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 3 mm</i>	<i>artificial leather, leather colour</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	




981216-000	Folientechnik, beige, Fersensporen-Polster aus PU-Schaum, schwarz, Shore A ca. 15°, 3 mm, feste PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 3 mm	Lai-Porellina, lederfarben	langsohlig, breit, Gummipelotte	35-48
	<i>Sandwich construction, beige, heel spur cushion made of PU foam, black, Shore A approx. 15°, 3 mm, firm PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 3 mm</i>	<i>artificial leather, leather colour</i>	<i>full length, wide, rubber pad</i>	


Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
981217-000	Folientechnik, beige, Fersensporen-Polster aus PU-Schaum, schwarz, Shore A ca. 15°, 3 mm, feste PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 3 mm	Lai-Porellina, lederfarben	langsohlig, breit, Gummipelotte	38-45
	<i>Sandwich construction, beige, heel spur cushion made of PU foam, black, Shore A approx. 15°, 3 mm, firm PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 3 mm</i>	<i>artificial leather, leather colour</i>	<i>full length, wide, rubber pad</i>	



450026-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Carbonoptik- Unterfütter			langsohlig, mittelbreit, Hallux Rigidus- Version, lose Gummipelotte	35-48
	<i>Sandwich construction, PE reinforcement, carbon-look base lining</i>			<i>full length, medium width, hallux rigidus version, attached rubber pad</i>	



980026-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Vlies-Unterfütter			langsohlig, mittelbreit, Hallux Rigidus- Version	37-44
	<i>Sandwich construction, PE reinforcement, standard base lining</i>			<i>full length, medium width, hallux rigidus version</i>	



985418-000	Folientechnik, PE-Versteifung			langsohlig, Bequemschuhform, Hallux Rigidus- Version	36-46
	<i>Sandwich construction, PE reinforcement</i>			<i>full length, natural shape, hallux rigidus version</i>	



	Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
	985498-000	Folientechnik, PE-Versteifung, EVA-Höhenaus- gleich im Vorfuß <i>Sandwich construction, PE reinforcement, EVA height compen- sation in forefoot area</i>			langsohlig, Bequemschuhform, Hallux Rigidus- Version <i>full length, natural shape, hallux rigidus version</i>	35-48
	985419-000	Folientechnik, PE-Versteifung <i>Sandwich construction, PE reinforcement</i>			langsohlig, mittelbreit, Hallux Rigidus- Version <i>full length, medium width, hallux rigidus version</i>	35-46
	985499-000	Folientechnik, PE-Versteifung, EVA-Höhenaus- gleich im Vorfuß <i>Sandwich construction, PE reinforcement, EVA height compen- sation in forefoot area</i>			langsohlig, mittelbreit, Hallux Rigidus- Version <i>full length, medium width, hallux rigidus version</i>	35-48
	986000-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Vlies-Unterfütter <i>Sandwich construction, PE reinforcement, standard base lining</i>			langsohlig, schmal <i>full length, small</i>	35-42
	986010-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Vlies-Unterfütter <i>Sandwich construction, PE reinforcement, standard base lining</i>			langsohlig, breit <i>full length, wide</i>	38-48

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------

986159-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Vlies-Unterfutter <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, standard base lining</i>			langsohlig, mittelbreit <i>full length, medium width</i>	35-48 
-------------------	---	--	--	--	--

986259-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Vlies-Unterfutter <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, standard base lining</i>			langsohlig, schmal <i>full length, small</i>	35-46 
-------------------	---	--	--	--	--

986206-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Vlies-Unterfutter, Fersensporen-Polster aus PU-Schaum, schwarz, Shore A ca. 15°, 3 mm <i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, standard base lining, heel spur cushion made of PU foam, black, Shore A approx. 15°, 3 mm</i>			langsohlig, mittelbreit <i>full length, medium width</i>	35-48 
-------------------	---	--	--	--	---



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
991343-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Vlies-Unterfutter, Polster aus PU-Schaum, schwarz, Shore A ca. 15°, 3 mm <i>Sandwich construction, PE reinforcement, standard base lining, cushion made of PU foam, black, Shore A approx. 15°, 3 mm</i>			langsohlig, mittelbreit <i>full length, medium width</i>	35-48



993109-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Vlies-Unterfutter, Polster aus PU-Schaum, schwarz, Shore A ca. 15°, 3 mm <i>Sandwich construction, PE reinforcement, standard base lining, cushion made of PU foam, black, Shore A approx. 15°, 3 mm</i>			langsohlig, mittelbreit <i>full length, medium width</i>	38-49
-------------------	---	--	--	--	-------



955700-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Textil-Unterfutter <i>Sandwich construction, PE reinforcement, textile base lining</i>	ISG-Polsterschaum, Shore A ca. 20° <i>ISG cushion foam, Shore A approx. 20°</i>	Microfaser, hellblau <i>Microfibre, light blue</i>	langsohlig, schmal <i>full length, small</i>	35-46
-------------------	--	---	--	--	-------



955701-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Textil-Unterfutter <i>Sandwich construction, PE reinforcement, textile base lining</i>	ISG-Polsterschaum, Shore A ca. 20° <i>ISG cushion foam, Shore A approx. 20°</i>	Microfaser, taupe <i>Microfibre, taupe</i>	langsohlig, Bequemschuhform <i>full length, natural shape</i>	35-48
-------------------	--	---	--	---	-------



Alle **NovaPED flex Einlagenrohlinge** haben als Basismodul einen flexiblen Kunststoffkern. Diese Kerne sind extrem dünn und federleicht. Dadurch wird eine hohe Flexibilität mit gleichzeitig hoher Stützfunktion erreicht. Zudem sind sie thermoplastisch verformbar und einfach zu bearbeiten. Durch zum Teil eine zusätzliche Versteifungsschicht sowie eine große Anzahl an Decken- und Bezugsmaterialien sind diese Einlagenrohlinge für vielfältige Versorgungen einsetzbar.

Dank des extrem dünnen Aufbaus lassen sich die Einlagen hervorragend in modische Konfektionsschuhe einpassen und bieten einen angenehmen Tragekomfort.

Anwendungsbereiche

NovaPED flex Einlagenrohlinge werden bei Indikationen eingesetzt wie:

- Knickfuß
- Senkfuß
- Spreizfuß
- leichter Hohlfuß
- Hallux Valgus

*All **NovaPED flex orthopaedic foot supports** are based on a flexible plastic core. These cores are extremely thin and light. This simultaneously provides high flexibility and a strong supporting function. They are heat mouldable and easy to process. In part thanks to an additional stiffening layer and a large number of cover materials, these orthopaedic foot supports can be used for diverse applications.*

Their extremely thin construction means the foot supports fit excellently into fashionable shoes and offer a high level of wearing comfort.

Areas of application

NovaPED flex orthopaedic foot supports are used for indications such as:

- Skew foot
- Flatfoot
- Splay-foot
- Mild claw foot
- Hallux valgus



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
909050	Terraflex-Stützkeil			kurzsohlig, breit	35/36- 47/48
	<i>Terraflex supportive wedge</i>			<i>short, wide</i>	



909051	Terraflex-Stützkeil			kurzsohlig, mittelbreit	23/24- 47/48
	<i>Terraflex supportive wedge</i>			<i>short, medium width</i>	



909052	Terraflex-Stützkeil			kurzsohlig, schmal	33/34- 45/46
	<i>Terraflex supportive wedge</i>			<i>short, small</i>	



909053	Terraflex-Stützkeil			kurzsohlig, mittelbreit, Halbschale	35/36- 47/48
	<i>Terraflex supportive wedge</i>			<i>short, medium width, half cup</i>	



909054	Terraflex-Stützkeil			kurzsohlig, schmal, Halbschale	23/24- 43/44
	<i>Terraflex supportive wedge</i>			<i>short, small, half cup</i>	



909030	Poliflex-Stützkeil			kurzsohlig, breit	35/36- 47/48
	<i>Poliflex supportive wedge</i>			<i>short, wide</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
909010	Poliflex-Stützkeil <i>Poliflex supportive wedge</i>			kurzsohlig, mittelbreit <i>short, medium width</i>	23/24- 47/48 
909015	Poliflex-Stützkeil <i>Poliflex supportive wedge</i>			kurzsohlig, schmal <i>short, small</i>	33/34- 45/46 
909020	Poliflex-Stützkeil <i>Poliflex supportive wedge</i>			kurzsohlig, mittelbreit, Halbschale <i>short, medium width, half cup</i>	35/36- 47/48 
909025	Poliflex-Stützkeil <i>Poliflex supportive wedge</i>			kurzsohlig, schmal, Halbschale <i>short, small, half cup</i>	23/24- 43/44 
909045	Stratos-Stützkeil <i>Stratos supportive wedge</i>			kurzsohlig, breit <i>short, wide</i>	35-48 
909043	Stratos-Stützkeil <i>Stratos supportive wedge</i>			kurzsohlig, mittelbreit <i>short, medium width</i>	23/24-48 
909044	Stratos-Stützkeil <i>Stratos supportive wedge</i>			kurzsohlig, schmal <i>short, small</i>	35-46 



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
453884-000	Terraflex-Stützkeil, Vlies-Unterfutter			kurzsohlig, mittelbreit, lose Gummipelotte	35-44
	<i>Terraflex supportive wedge, standard base lining</i>			<i>short, medium width, attached rubber pad</i>	



459001-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfutter			langsohlig, mittelbreit	35-48
	<i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>			<i>full length, medium width</i>	



459018-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfutter			kurzsohlig, mittelbreit	35-48
	<i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>			<i>short, medium width</i>	



459020-000	Stratos-Stützkeil, Holzfurnier, Vlies-Unterfutter			langsohlig, mittelbreit	35-48
	<i>Stratos supportive wedge, wood veneer, standard base lining</i>			<i>full length, medium width</i>	



459066-000	Kunststoff- Stützkeil, Vlies-Unterfutter, THK-Versteifung			kurzsohlig, schmal	35-46
	<i>plastic supportive wedge, standard base lining, THK reinforcement</i>			<i>short, small</i>	



959512-000	Kunststoff- Versteifung		Lai-Porellina, lederfarben, geprägt	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	<i>plastic reinforcement</i>		<i>artificial leather, leather colour, embossed</i>	<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
959700-000	Unterfutter aus ARUbatik, schwarz, Shore A ca. 30°, 2 mm, THK-Versteifung <i>ARUbatik base lining, black, Shore A approx. 30°, 2 mm, THK reinforcement</i>	ARUbatik schwarz, Shore A ca. 30°, 2 mm <i>ARUbatik black, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	35-46 
459017-000	Stratos-Stützkeil, Unterfutter aus Lunasoft SL quattro, Shore A ca. 40°, 2 mm <i>Stratos supportive wedge, Lunasoft SL quattro base lining, Shore A approx. 40°, 2 mm</i>	Lunasoft SL quattro, Shore A ca. 40°, 2 mm <i>Lunasoft SL quattro, Shore A approx. 40°, 2 mm</i>		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	35-48 
951556-000	Stratos-Stützkeil, Unterfutter aus ARUnet Carbonoptik, schwarz, Fersensporen-Polster aus ARUfoam, lachs, Shore A ca. 10°, 3 mm <i>Stratos supportive wedge, ARUnet base lining, carbon look, black, heel spur cushion made of ARUfoam, salmon, Shore A approx. 10°, 3 mm</i>	Multiform, rot, Shore A ca. 30°, perforiert, 3 mm <i>Multiform, red, Shore A approx. 30°, perforated, 3 mm</i>		langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	35-46 
459009-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfutter <i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>		ARU Bezugsvlies, camel <i>ARU non-woven fabric, camel</i>	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	35-48 
459076-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfutter <i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>		ARU Bezugsvlies, royalblau <i>ARU non-woven fabric, royal blue</i>	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte <i>full length, medium width, rubber pad</i>	35-45 



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
458501-000	Terraflex- Stützkeil, Vlies-Unterfutter		Leder Foggia	kurzsohlig, schmal, Gummipelotte	35-42
	<i>Terraflex supportive wedge, standard base lining</i>		<i>leather Foggia</i>	<i>short, small, rubber pad</i>	



458501-012	Terraflex- Stützkeil, Vlies-Unterfutter		Leder Foggia, geprägt	kurzsohlig, schmal, Gummipelotte	35-42
	<i>Terraflex supportive wedge, standard base lining</i>		<i>leather Foggia, embossed</i>	<i>short, small, rubber pad</i>	



458502-000	Terraflex- Stützkeil, Vlies-Unterfutter		Leder Foggia	kurzsohlig, breit, Gummipelotte	35-46
	<i>Terraflex supportive wedge, standard base lining</i>		<i>leather Foggia</i>	<i>short, wide, rubber pad</i>	



957930-000	Poliflex-Stützkeil, Porellina- Unterfutter		Blankleder	langsohlig, mittelbreit, Bezug lose	35-47
	<i>Poliflex supportive wedge, Porellina base lining</i>		<i>polished leather</i>	<i>full length, medium width, attached cover</i>	



459065-000	Kunststoff- Stützkeil, Vlies-Unterfutter, THK-Versteifung		Blankleder, geprägt	kurzsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	36-43
	<i>plastic supportive wedge, standard base lining, THK reinforcement</i>		<i>polished leather, embossed</i>	<i>short, medium width, rubber pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------

459071-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfutter		Blankleder	kurzsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-47
	<i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>		<i>polished leather</i>	<i>short, medium width, rubber pad</i>	



459074-000	Stratos-Stützkeil		Blankleder	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	36-47
	<i>Stratos supportive wedge</i>		<i>polished leather</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



459011-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfutter		Rindleder, geprägt	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>		<i>neat's leather, embossed</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



451128-894	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfutter	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 3 mm	Microfaser, beige	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 3 mm</i>	<i>Microfibre, beige</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



950396-000	Stratos-Stützkeil, Unterfutter aus 1 mm Kork	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 3 mm	Microfaser, beige	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>Stratos supportive wedge, 1 mm cork base lining</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 3 mm</i>	<i>Microfibre, beige</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



flex



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
459012-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfutter	Multiform, beige, Shore A ca. 30°, 3 mm	Microfaser, hellbeige	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>	<i>Multiform, beige, Shore A approx. 30°, 3 mm</i>	<i>Microfibre, light beige</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



459014-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfutter	Schaumgummi, Shore A ca. 20°, Vorfuß ca. 3 mm, Ferse ca. 1,5 mm	Microfaser, hellbeige	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-47
	<i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>	<i>foam rubber, Shore A approx. 20°, forefoot approx. 3 mm, heel approx. 1.5 mm</i>	<i>Microfibre, light beige</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



459069-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfutter	Multiform, beige, Shore A ca. 30°, 3 mm	Microfaser, hellbeige	langsohlig, Bequemschuhform, Gummipelotte	36-46
	<i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>	<i>Multiform, beige, Shore A approx. 30°, 3 mm</i>	<i>Microfibre, light beige</i>	<i>full length, natural shape, rubber pad</i>	



459070-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfutter	Multiform, rot, Shore A ca. 30°, 3 mm	Microfaser, dunkelblau	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>	<i>Multiform, red, Shore A approx. 30°, 3 mm</i>	<i>Microfibre, dark blue</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
956040-000	Kunststoff- Stützkeil, grau, THK-Versteifung,	EVA, weiß, Shore A ca. 25°, 3 mm	Textil, bedruckt	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	38-43
	<i>plastic supportive wedge, grey, THK reinforcement</i>	<i>EVA, white, Shore A approx. 25°, 3 mm</i>	<i>textile, printed</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



450691-277	Terraflex- Stützkeil, Vlies-Unterfutter	Lunairmed, hautfarben, Shore A ca. 16°, 3 mm	Kalbleder, geprägt	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-46
	<i>Terraflex supportive wedge, standard base lining</i>	<i>Lunairmed, skin colour, Shore A approx. 16°, 3 mm</i>	<i>calfskin, embossed</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



450986-007	Terraflex- Stützkeil, Unterfutter aus THK, vliesbeschichtet	HB-Schaum, grau, Shore A ca. 20°, 3 mm	Kalbleder	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	37-43
	<i>Terraflex supportive wedge, THK base lining, fleece coated</i>	<i>HB foam, grey, Shore A approx. 20°, 3 mm</i>	<i>calfskin</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



459008-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfutter	Multiform, beige, Shore A ca. 30°, 3 mm	Ziegennarbenspalt, glatt	langsohlig mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>	<i>Multiform, beige, Shore A approx. 30°, 3 mm</i>	<i>bonded goatskin, smooth surface</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



flex



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
459021-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfütter	Multiform, beige, Shore A ca. 30°, 3 mm	Kalbleder, geprägt	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	35-48
	<i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>	<i>Multiform, beige, Shore A approx. 30°, 3 mm</i>	<i>calfskin, embossed</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



459063-000	Stratos-Stützkeil, Vlies-Unterfütter	Multiform, beige, Shore A ca. 30°, 3 mm	Ziegennarbenspalt, glatt	langsohlig, mittelbreit, Gummipelotte	38-48
	<i>Stratos supportive wedge, standard base lining</i>	<i>Multiform, beige, Shore A approx. 30°, 3 mm</i>	<i>bonded goatskin, smooth surface</i>	<i>full length, medium width, rubber pad</i>	



Einlagen sind bei der Therapie von kindlichen Fußdeformitäten unerlässlich. Die **NovaPED kids Einlagenrohlinge** sind in verschiedenen Konstruktionen und mit variablen Materialkombinationen erhältlich, abhängig von der jeweiligen Indikation. Dadurch ergeben sich vielfältige Versorgungsmöglichkeiten.

Zur Korrektur eines Sichelfußes oder vorbehandelten Klumpfußes kann eine thermoplastisch geformte Schaleneinlage in vorgezogener medialer Backe verwendet werden.

Die S90 Schaleneinlagen in bewährter Folientechnik wirken stabilisierend, entlastend und korrigierend. So können sie beispielsweise bei einem schmerzhaften korrigierbaren Knick-Senk-Fuß für Entlastung sorgen und die Fußstellung korrigieren.

Anwendungsbereiche

NovaPED kids Einlagenrohlinge werden bei Indikationen eingesetzt wie:

- Knickfuß
- Senkfuß
- vorbehandelter Klumpfuß
- Sichelfuß

*Foot orthoses are indispensable for the treatment of paediatric foot deformities. **NovaPED kids orthopaedic foot supports** are available in different constructions and with various material combinations, depending on the indication. This provides diverse treatment possibilities.*

A thermoplastically cup-shaped orthopaedic foot support with a medial correction point can be used to correct pigeon toes or a previously treated club foot.

S90 cup-shaped orthopaedic foot supports with the tried-and-tested sheeting technique have a stabilising, load-relieving and corrective effect. For example, they can provide relief to a painful but correctable flatfoot condition and correct the foot position.

Areas of application

NovaPED kids orthopaedic foot supports are used for indications such as:

- Skew foot
- Flatfoot
- Previously treated club foot
- Pigeon toes



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
440930-516	Suprale, RCH 1000, hautfarben	Multiform, rot, Shore A ca. 30°, perforiert, 3 mm		Schalenform	19/20-40
	<i>Suprale, RCH 1000, skin colour</i>	<i>Multiform, red, Shore A approx. 30°, perforated, 3 mm</i>		<i>cup</i>	



470640-000	Thermovan-Kern, THK-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 2 mm	Multiform, gelb, Shore A ca. 30°, 2 mm	kurzsohlig, Schalenform	21/22- 39/40
	<i>Thermovan wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>	<i>Multiform, yellow, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>	<i>short, cup</i>	



470641-000	Thermovan-Kern, THK-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 2 mm	Multiform, multicolor, Shore A ca. 30°, 2 mm	kurzsohlig, Schalenform	23/24- 37/38
	<i>Thermovan wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>	<i>Multiform, multicolour, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>	<i>short, cup</i>	



470659-000	THK-Versteifung	Multiform, multicolor, Shore A ca. 30°, 2 mm		langsohlig, Schalenform, loser Supinationskeil	19/20- 41/42
	<i>THK reinforcement</i>	<i>Multiform, multicolour, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>		<i>full length, cup, supination wedge attached</i>	



946018-516	Supralen, RCH 1000, hautfarben			Schalenform	19/20-46
	<i>Supralen, RCH 1000, skin colour</i>			<i>cup</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
952480-441	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 2 mm	Microfaser, blau	kurzsohlig, Schalenform	19/20-40
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>	<i>Microfibre, blue</i>	<i>short, cup</i>	
972390-000	Multiform, multicolor, Shore A ca. 30°, 2 mm, THK-Versteifung	Multiform, multicolor, Shore A ca. 30°, 2 mm		kurzsohlig, Schalenform	21/22-38
	<i>Multiform, multicolour, Shore A approx. 30°, 2 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, multicolour, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>		<i>short, cup</i>	
972609-000	Multiform, fest, weiß, Shore A ca. 50°, 7 mm, Längsgewölbe-Keil, THK-Versteifung	Multiform, multicolor, Shore A ca. 30°, 4 mm		langsohlig, propriozeptive Schalenform	25/26- 33/34
	<i>Multiform, firm, white, Shore A approx. 50°, 7 mm, longitudinal arch wedge, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, multicolour, Shore A approx. 30°, 4 mm</i>		<i>full length, proprioceptive cup form</i>	
973326-000	Multiforte, weiß, Shore A ca. 40°, 10 mm, THK-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, perforiert, 4 mm		langsohlig, breit, Schalenform	21/22-37
	<i>Multiforte, white, Shore A approx. 40°, 10 mm, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, perforated, 4 mm</i>		<i>full length, wide, low cup</i>	
981280-000	S90 Folientechnik, beige, PE-Versteifung	Microfaser, beige		kurzsohlig, Schalenform	19/20-42
	<i>S90 Sandwich construction, beige, PE reinforcement</i>	<i>Microfibre, beige</i>		<i>short, cup</i>	






Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
981289-000	Folientechnik, PE-Versteifung, Textil-Unterfutter	Microfaser, blau		langsohlig, Schalenform	19/20-48
	<i>Sandwich construction, PE reinforcement, textile base lining</i>	<i>Microfibre, blue</i>		<i>full length, cup</i>	



981390-000	S90 Folientechnik, beige, PE-Versteifung	Vlies, blau		kurzsohlig, Schalenform	19/20-42
	<i>S90 Sandwich construction, beige, PE reinforcement</i>	<i>fleece, blue</i>		<i>short, cup</i>	



981391-000	S90 Folientechnik, beige, PE-Versteifung	Vlies, blau		kurzsohlig, Schalenform, loser Supinationskeil	19/20-42
	<i>S90 Sandwich construction, beige, PE reinforcement</i>	<i>fleece, blue</i>		<i>short, cup, supination wedge attached</i>	



982260-207	S90 Folientechnik, beige, PE-Versteifung	EVA, multicolor, Shore A ca. 30°, 2,5 mm		langsohlig, Schalenform	19/20-42
	<i>S90 Sandwich construction, beige, PE reinforcement</i>	<i>EVA, multicolour, Shore A approx. 30°, 2,5 mm</i>		<i>full length, cup</i>	



982261-207	S90 Folientechnik, beige, PE-Versteifung	EVA, multicolor, Shore A ca. 30°, 2,5 mm		langsohlig, Schalenform, loser Supinationskeil	19/20-42
	<i>S90 Sandwich construction, beige, PE reinforcement</i>	<i>EVA, multicolour, Shore A approx. 30°, 2,5 mm</i>		<i>full length, cup, supination wedge attached</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
982280-207	S90 Folientechnik, beige, PE-Versteifung	EVA, multicolor, Shore A ca. 30°, 2,5 mm		kurzsohlig, Schalenform	19/20-42 
	S90 Sandwich construction, beige, PE reinforcement	EVA, multicolour, Shore A approx. 30°, 2,5 mm		short, cup	
982281-207	S90 Folientechnik, beige, PE-Versteifung	EVA, multicolor, Shore A ca. 30°, 2,5 mm		kurzsohlig, Schalenform, loser Supinationskeil	19/20-42 
	S90 Sandwich construction, beige, PE reinforcement	EVA, multicolour, Shore A approx. 30°, 2,5 mm		short, cup, supination wedge attached	
982360-287	S90 Folientechnik, beige, PE-Versteifung	Multiform, multicolor, Shore A ca. 30°, perforiert, 2 mm		langsohlig, schmal, Schalenform	19/20-42 
	S90 Sandwich construction, beige, PE reinforcement	Multiform, multicolour, Shore A approx. 30°, perforated, 2 mm		full length, small, cup	
982390-207	S90 Folientechnik, beige, PE-Versteifung	EVA, multicolor, Shore A ca. 30°, 2,5 mm		kurzsohlig, Schalenform	19/20-42 
	S90 Sandwich construction, beige, PE reinforcement	EVA, multicolour, Shore A approx. 30°, 2,5 mm		short, low cup	
982391-207	S90 Folientechnik, beige, PE-Versteifung	EVA, multicolor, Shore A ca. 30°, 2,5 mm		kurzsohlig, Schalenform, loser Supinationskeil	19/20-38 
	S90 Sandwich construction, beige, PE reinforcement	EVA, multicolour, Shore A approx. 30°, 2,5 mm		short, low cup, supination wedge attached	

	Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
	982460-287	Folientechnik, beige, PE-Versteifung	Multiform, multicolor, Shore A ca. 30°, perforiert, 2 mm		langsohlig, Schalenform	19/20-42
		<i>Sandwich construction, beige, PE reinforcement</i>	<i>Multiform, multicolour, Shore A approx. 30°, perforated 2 mm</i>		<i>full length, cup</i>	
	459078-000	Textil-Unterfutter, THK-Versteifung	Multiform, blau, Shore A ca. 30°, 2 mm	Microfaser, blau	langsohlig, Schalenform	19/20- 33/34
		<i>textile base lining, THK reinforcement</i>	<i>Multiform, blue, Shore A approx. 30°, 2 mm</i>	<i>Microfibre, blue</i>	<i>full length, cup</i>	
	459080-000	Textil-Unterfutter, THK-Versteifung	EVA, multicolor, Shore A ca. 30°, 2,5 mm		kurzsohlig, Schalenform	19/20- 33/34
		<i>textile base lining, THK reinforcement</i>	<i>EVA, multicolour, Shore A approx. 30°, 2.5 mm</i>		<i>short, cup</i>	
	459081-000	Textil-Unterfutter, THK-Versteifung	EVA, multicolor, Shore A ca. 30°, 2,5 mm		kurzsohlig, Schalenform	35-43
		<i>textile base lining, THK reinforcement</i>	<i>EVA, multicolour, Shore A approx. 30°, 2.5 mm</i>		<i>short, low cup</i>	
	459082-000	Textil-Unterfutter, THK-Versteifung	EVA, multicolor, Shore A ca. 30°, 2,5 mm		langsohlig, Schalenform	19/20- 33/34
		<i>textile base lining, THK reinforcement</i>	<i>EVA, multicolour, Shore A approx. 30°, 2.5 mm</i>		<i>full length, cup</i>	
	459083-000	Textil-Unterfutter, THK-Versteifung	EVA, multicolor, Shore A ca. 30°, 2,5 mm		langsohlig, Schalenform	35-46
		<i>textile base lining, THK reinforcement</i>	<i>EVA, multicolour, Shore A approx. 30°, 2.5 mm</i>		<i>full length, low cup</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
---------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------

959610-000	PE-Trägersohle mit Flauschstoff	PU-Schaum- Elemente, weiß, Shore A ca. 30°, mit Klett		langsohlig, Probeeinlage	35-46
-------------------	------------------------------------	---	--	-----------------------------	-------

*PE base sole
with fleece layer*

*PU foam-elements,
white,
Shore A approx. 30°,
with velcro*

*base,
full length,
testing kit*



959620-000	PE-Trägersohle mit Vlies	PU-Schaum- Elemente, weiß, Shore A ca. 30°		langsohlig, Versorgungseinlage	23/24- 47/48
-------------------	-----------------------------	---	--	-----------------------------------	-----------------

*PE base sole
with fleece*

*PU foam-elements,
white,
Shore A approx. 30°*

*base,
full length,
kit*



959621-000	PE-Trägersohle mit Vlies	PU-Schaum- Elemente, orange, Shore A ca. 45°		langsohlig, Versorgungseinlage	23/24- 47/48
-------------------	-----------------------------	---	--	-----------------------------------	-----------------

*PE base sole
with fleece*

*PU foam-elements,
orange,
Shore A approx. 45°*

*base,
full length,
kit*





NovaPED active Einlagenrohlinge werden aus ein- oder mehrschichtigen Fräsblöcken unterschiedlicher Shore-Härten gefertigt. Zur endgültigen Formgebung lassen sie sich gut beschleifen. Diese Einlagenrohlinge sind für vielfältige Versorgungen einsetzbar, besonders im Sportbereich.

Neben der stützenden Wirkung bieten gefräste Einlagenrohlinge durch polsternde Eigenschaften auch Entlastung, besonders in druckempfindliche Regionen. Damit werden sie höchsten Ansprüchen bezüglich Tragekomfort gerecht.

Anwendungsbereiche

NovaPED active Einlagenrohlinge werden bei Indikationen eingesetzt wie:

- Knickfuß
- Senkfuß
- Spreizfuß
- leichter Hohlfuß
- Abweichungen von der physiologischen Bewegung

NovaPED active orthopaedic foot supports are manufactured from single- or multi-layer milling blocks of different densities. They can be easily ground into their final form. These orthopaedic foot supports have many treatment applications, especially in sport.

As well as having a supportive effect, milled orthopaedic foot supports also offer load relief thanks to their cushioning characteristics, especially in pressure-sensitive regions. This ensures the highest standards of wearing comfort.

Areas of application

NovaPED active orthopaedic foot supports are used for indications such as:

- Skew foot
- Flatfoot
- Splay-foot
- Mild claw foot
- Deviations from physiological movement

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
770116-000	Multiform CAD 35, Shore A ca. 35°, Versteifungssohle <i>Multiform CAD 35, Shore A approx. 35°, reinforcing sole</i>			gefräst, propriozeptive Formgebung <i>milled, proprioceptive</i>	17/18-44 
770420-000	Multiform CAD 35, Shore A ca. 35°, Versteifungssohle <i>Multiform CAD 35, Shore A approx. 35°, reinforcing sole</i>			gefräst, propriozeptive Formgebung, schalig <i>milled, proprioceptive, cup</i>	21-44 (jeweils Einzel- größen) (single sizes) 
771152-000	ARU Fräsblock FB4, Rückfuß Shore A ca. 50°, Mittelfuß Shore A ca. 40°, Vorfuß Shore A ca. 30° <i>ARU milling block FB4, hind foot Shore A approx. 50°, mid-foot Shore A approx. 40°, forefoot Shore A approx. 30°</i>			gefräst <i>milled</i>	38-48 
771263-000	ARUcut antistat 25, Shore A ca. 25° <i>ARUcut antistat 25, Shore A approx. 25°</i>			gefräst <i>milled</i>	35-48 
772001-000	EVA-Fräsblock, Unterbau/ Längsgewölbe Shore A ca. 45°, Decke/Mittelfuß Shore A ca. 35° <i>EVA milling block, bottom/ longitudinal arch Shore A approx. 45°, Top cover mid-foot and hind foot Shore A approx. 35°</i>			gefräst, Herren <i>milled, men</i>	35-50 

	Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
	772002-000	EVA-Fräsblock, Unterbau/ Längsgewölbe Shore A ca. 45°, Decke/Mittelfuß Shore A ca. 35°			gefräst, Damen	33/34-44
		<i>EVA milling block, bottom/ longitudinal arch Shore A approx. 45°, Top cover mid-foot and hind foot Shore A approx. 35°</i>			<i>milled, ladies</i>	
	772004-000	EVA-Fräsblock, Unterbau/ Längsgewölbe Shore A ca. 45°, Decke/Mittelfuß Shore A ca. 35°			gefräst, Kicker	29/30-48
		<i>EVA milling block, bottom/ longitudinal arch Shore A approx. 45°, Top cover mid-foot and hind foot Shore A approx. 35°</i>			<i>milled, soccer</i>	
	772040-000	EVA-Fräsblock, Unterbau Shore A ca. 40°, Mittel- und Rückfuß Shore A ca. 35°			gefräst	35-48
		<i>EVA milling block, bottom Shore A approx. 40°, mid-foot and hind foot Shore A approx. 35°</i>			<i>milled</i>	
	772091-000	EVA-Fräsblock, Mittelfuß Shore A ca. 40°, Außenrand Shore A ca. 35°, Vorfuß/Ferse Shore A ca. 35°			gefräst	35-48
		<i>EVA milling block, mid-foot Shore A approx. 40°, outer edge Shore A approx. 35°, forefoot/heel Shore A approx. 35°</i>			<i>milled</i>	



Die große Vielfalt an Sportarten und die damit verbundenen unterschiedlichen Bewegungsmuster zeigen, wie unterschiedlich auch die Beanspruchung des Bewegungsapparats sein kann. Um Überlastungsschäden zu vermeiden oder bereits bestehende Beschwerden zu lindern, wurden von uns die **NovaPED sports Einlagenrohlinge** entwickelt. Hierbei handelt es sich um hochwertige Kunststoffrohlinge in bewährter Folientechnik.

Je nach Sportart verfügen die Einlagen über spezielle Polster- und Stabilisierungselemente. Die Umrisse und Bauhöhen der Einlagen sind auf die jeweiligen Sportschuhe abgestimmt. So bieten diese Modelle für verschiedene Sportarten ein Höchstmaß an Tragekomfort und eine gute Passform.

Anwendungsbereiche

NovaPED sports Einlagenrohlinge finden bei folgenden Sportarten ihre Verwendung:

- Laufen • Golf
- Fußball • Skating
- Ballsport • Skilanglauf
- Racket • Ski Alpin
- Rad • Snowboard

*The broad variety of sports and the associated different movement patterns demonstrate how great the variations in the strain on the musculoskeletal system can be. To avoid damage by overloading or to alleviate existing complaints, we have developed **NovaPED sports orthopaedic foot supports**. These are high-quality plastic foot supports manufactured using the tried-and-tested film-technology.*

The orthopaedic foot supports have special cushioning and stabilising elements depending on the sport. The contours and construction heights of the foot supports are suited to the sport footwear in question. In this way, these models offer the highest standards of wearing comfort and a good fit for different types of sport.

Areas of application

NovaPED sports orthopaedic foot supports are used in the following sports:

- Running • Golf
- Football • Skating
- Ball sports • Cross-country skiing
- Racket • Downhill skiing
- Bike • Snowboard



Laufen
Running

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
987620-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, orange	langsohlig, breit, Pelottendruck	35-53
	Sandwich construction, transparent, PE reinforcement	p ² , skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm	Microfibre, orange	full length, wide, natural metatarsal pad	



Laufen
Running

987624-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, orange	langsohlig, schmal, Pelottendruck	35-46
	Sandwich construction, transparent, PE reinforcement	p ² , skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm	Microfibre, orange	full length, small, natural metatarsal pad	



Laufen
Sonderversorgung
Running
Special support

987627-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, orange	langsohlig, breit, Pelottendruck, Außenranderhöhung	35-53
	Sandwich construction, transparent, PE reinforcement	p ² , skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm	Microfibre, orange	full length, wide, natural metatarsal pad, raised outer edge	



Laufen
Sonderversorgung
Running
Special support

987626-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, orange	langsohlig, schmal, Pelottendruck, Außenranderhöhung	35-46
	Sandwich construction, transparent, PE reinforcement	p ² , skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm	Microfibre, orange	full length, small, natural metatarsal pad, raised outer edge	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
987623-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, orange	langsohlig, breit, Pelottendruck, Aussparung der Plantarfaszie	35-49
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>	<i>Microfibre, orange</i>	<i>full length, wide, natural metatarsal pad, cut-out of the plantar fascia</i>	



Laufen
Sonderversorgung
Running
Special support

987621-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm, loses Pad aus Multiform, weiß, Shore A ca. 30°		langsohlig, breit, Pelottendruck, Aussparung der Plantarfaszie	35-49
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm, loose pad made of multiform, white, Shore A approx. 30°</i>		<i>full length, wide, natural metatarsal pad, cut-out of the plantar fascia</i>	



Laufen
Sonderversorgung
Bausatz
Running
Special support
Construction kit

987661-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, blau	langsohlig, breit, Pelottendruck	35-53
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>	<i>Microfibre, blue</i>	<i>full length, wide, natural metatarsal pad</i>	



Ballsport
Ball sports

987668-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, blau	langsohlig, schmal, Pelottendruck	35-46
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>	<i>Microfibre, blue</i>	<i>full length, small, natural metatarsal pad</i>	



Ballsport
Ball sports



Fußball
Football

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
987610-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	ARU X-Static, Wabe	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck ab Gr. 35	29/30-48
	Sandwich construction, transparent, PE reinforcement	p ² , skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm	ARU X-Static, comb pattern	full length, medium width, natural metatarsal pad from size 35	



Racket
Racket

987616-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, grün	langsohlig, breit, Pelottendruck	35-53
	Sandwich construction, transparent, PE reinforcement	p ² , skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm	Microfibre, green	full length, wide, natural metatarsal pad	



Racket
Racket

987615-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, grün	langsohlig, schmal, Pelottendruck	35-46
	Sandwich construction, transparent, PE reinforcement	p ² , skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm	Microfibre, green	full length, small, natural metatarsal pad	



Rad
Bike

987686-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 1,5 mm	Microfaser, grau	langsohlig, mittelbreit	35-48
	Sandwich construction, transparent, PE reinforcement	p ² , skin colour, Shore A approx. 18°, 1.5 mm	Microfibre, grey	full length, medium width	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
987618-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, beige	langsohlig, breit, Pelottendruck	35-53
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>	<i>Microfibre, beige</i>	<i>full length, wide, natural metatarsal pad</i>	



Golf
Golf

987617-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, beige	langsohlig, schmal, Pelottendruck	35-46
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>	<i>Microfibre, beige</i>	<i>full length, small, natural metatarsal pad</i>	



Golf
Golf

987632-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	ARU X-Static, Wabe	langsohlig, breit	35-48
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>	<i>ARU X-Static, comb pattern</i>	<i>full length, wide</i>	



Skating
Skating

987631-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	ARU X-Static, Wabe	langsohlig, schmal	35-46
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>	<i>ARU X-Static, comb pattern</i>	<i>full length, small</i>	



Skating
Skating



Skilanglauf
Cross-country skiing

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
987657-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	ARU X-Static, Wabe	langsohlig, breit	35-48
	Sandwich construction, transparent, PE reinforcement	p ² , skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm	ARU X-Static, comb pattern	full length, wide	



Skilanglauf
Cross-country skiing

987656-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	ARU X-Static, Wabe	langsohlig, schmal	35-46
	Sandwich construction, transparent, PE reinforcement	p ² , skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm	ARU X-Static, comb pattern	full length, small	



Ski Alpin
Downhill skiing

987635-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 3 mm	ARU X-Static, Wabe	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	Sandwich construction, transparent, PE reinforcement	p ² , skin colour, Shore A approx. 18°, 3 mm	ARU X-Static, comb pattern	full length, medium width, natural metatarsal pad	



Snowboard
Snowboard

987638-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	ARU X-Static, Wabe	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	Sandwich construction, transparent, PE reinforcement	p ² , skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm	ARU X-Static, comb pattern	full length, medium width, natural metatarsal pad	



Viele, die beruflich oft auf den Beinen sind, spüren die hohe Belastung ihrer Füße. Um Überlastungsschäden zu vermeiden oder bereits bestehende Beschwerden zu lindern, wurden von uns die **NovaPED business Einlagenrohlinge** entwickelt. Hierbei handelt es sich um hochwertige Kunststoffrohlinge in bewährter Folientechnik, die sich durch eine geringe Bauhöhe auszeichnen. Ihre Umrisse sind der aktuellen Schuhmode angepasst. So können Businessschuh und Einlage eine optimal funktionierende Einheit bilden.

Dank ihrer speziellen Stütz- und Polster Elemente bieten die NovaPED business Einlagenrohlinge dem Fuß Entlastung, Stabilisierung und Unterstützung. Die Vorfußperforation ermöglicht eine gute Belüftung, der hochwertige Microfaserbezug wirkt zudem geruchshemmend.

Anwendungsbereiche

NovaPED business Einlagenrohlinge werden bei Indikationen eingesetzt wie:

- Senkfuß
- Spreizfuß
- Metatarsalgie
- Knickfuß
- leichter Hohlfuß

*Many people who are often up and about because of their work feel the strain on their feet. To avoid damage by overloading or to alleviate existing complaints, we have developed **NovaPED business orthopaedic foot supports**. These are high-quality plastic foot supports manufactured using the tried-and-tested film-technology that are characterised by low construction height. Their contours are suited to the current shoe fashion. In this way, business shoes and foot supports can form a perfectly functioning unit.*

Thanks to their special supporting and cushioning elements, NovaPED business orthopaedic foot supports relieve, stabilise and support the feet. The forefoot perforation allows good ventilation, while the high-quality microfibre cover is also odour-inhibiting.

Areas of application

NovaPED business orthopaedic foot supports are used for indications such as:

- Skew foot
- Flatfoot
- Metatarsalgia
- Splay-foot
- Mild claw foot



Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
987400-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Ballen- und Fersenpolster aus p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm		Microfaser, taupe	langsohlig, schmal, Pelottendruck	34-45
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, ball of foot and heel padding made of p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>		<i>Microfibre, taupe</i>	<i>full length, small, natural metatarsal pad</i>	



987401-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Ballen- und Fersenpolster aus p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm		Microfaser, taupe	langsohlig, schmal, Pelottendruck	34-45
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, ball of foot and heel padding made of p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>		<i>Microfibre, taupe</i>	<i>full length, small, natural metatarsal pad</i>	



987405-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Ballen- und Fersenpolster aus p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm		Microfaser, taupe	langsohlig, schmal, hohe Sprengung, Pelottendruck	34-45
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, ball of foot and heel padding made of p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>		<i>Microfibre, taupe</i>	<i>full length, small, high heel style, natural metatarsal pad</i>	

Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
987406-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Ballen- und Fersenpolster aus p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm		Microfaser, taupe	langsohlig, schmal, hohe Sprengung, Pelottendruck	34-45
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, ball of foot and heel padding made of p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>		<i>Microfibre, taupe</i>	<i>full length, small, high heel style, natural metatarsal pad</i>	



987402-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, bordeauxrot	langsohlig, schmal, Gummipelotte	35-44
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>	<i>Microfibre, bordeaux red</i>	<i>full length, small, rubber pad</i>	



987408-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, bordeauxrot	langsohlig, schmal, hohe Sprengung, Gummipelotte	35-44
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>	<i>Microfibre, bordeaux red</i>	<i>full length, small, high heel style, rubber pad</i>	





Artikel-Nr. / code-no.	Unterbau, Kern / base	Decke / top layer	Bezug / top cover	Ausführung / design	Größe / sizes
987410-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Ballen- und Fersenpolster aus p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm		Microfaser, grau	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, ball of foot and heel padding made of p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>		<i>Microfibre, grey</i>	<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	



987415-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung, Ballen- und Fersenpolster aus p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm		Microfaser, grau	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement, ball of foot and heel padding made of p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>		<i>Microfibre, grey</i>	<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	



987418-000	Folientechnik, transparent, PE-Versteifung	p ² , hautfarben, Shore A ca. 18°, 2 mm	Microfaser, grau	langsohlig, mittelbreit, Pelottendruck	35-48
	<i>Sandwich construction, transparent, PE reinforcement</i>	<i>p², skin colour, Shore A approx. 18°, 2 mm</i>	<i>Microfibre, grey</i>	<i>full length, medium width, natural metatarsal pad</i>	

03.0901.25.04.16



099990-301



Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid
Germany
Tel. +49 2191 910-200
Fax +49 2191 910-100
remscheid@schein.de
www.schein.de



— Germany since 1879 —