



**ORTHOPÄDISCHE ORTHOPAEDIC  
EINLAGENROHLINGE INSOLE BLANKS**



**Wirhelfen**

# INHALTSVERZEICHNIS


## TABLE OF CONTENTS

### NOVAPED SOFT



- NOVAPED SOFT WINDOW-DECKE (soft/medium) **4/5**  
NOVAPED PU WINDOW (soft/medium) **6**  
NOVAPED SOFT WINDOW (soft/medium) **7**  
NOVAPED SOFT **14/15**  
NOVAPED SOFT CALCANEUS **16**

### NOVAPED S90 SKIN



- NOVAPED S90 SKIN WINDOW (soft/medium) **8**  
NOVAPED S90 SKIN (Sneaker/Business) **18**  
NOVAPED S90 SKIN CALCANEUS (Sneaker/Business) **19**  
NOVAPED S90 SKIN HALLUX **20**

### NOVAPED KORK

#### NOVAPED CORK



- NOVAPED KORK CALCANEUS RESORB **17**

### SPORT EINLAGENROHLINGE

#### SPORTS INSOLE BLANKS



	NOVAPED PERFORMANCE (soft) <b>22</b>
	NOVAPED PERFORMANCE (medium/plus) <b>23</b>
	NOVAPED SPORTS <b>24</b>
	NOVAPED ACTIVE <b>25</b>

### NOVAPED PU



	NOVAPED PU (Bezug/cover) <b>10</b>
	NOVAPED PU (individuell/individual) <b>11</b>
	NOVAPED PU (Bezug/cover) <b>12</b>

### KINDER EINLAGENROHLINGE

#### KIDS INSOLE BLANKS



	NOVAPED S90 PLATEAU (schalig/cup-shaped) <b>21</b>
--	--

## BASIS EINLAGENROHLINGE

### BASIC INSOLE BLANKS



NOVAPED FLEX BASIC

NOVAPED FLEX BASIC CALCANEUS

NOVAPED SOFT BASIC

NOVAPED KORK BASIC

## SICHERHEITS EINLAGENROHLINGE

### SAFETY INSOLE BLANKS



**26** SOFT PROTECT

**27**

**28**

**29**



**30/31**

## INDIKATIONEN\*

### INDICATIONS\*



**NORMALFUSS**  
NORMAL FOOT



**KLUMPFUSS**  
CLUB FOOT



**SPREIZFUSS/METATARSALGIE**  
SPLAY FOOT/METATARSALGY



**SPITZFUSS**  
POINTED FOOT



**KNICKFUSS**  
SKEW FOOT



**HALLUX VALGUS**  
HALLUX VALGUS



**SENKFUSS/PLATTFUSS**  
FALLEN ARCHES/FLAT FOOT



**HALLUX RIGIDUS/LIMITUS**  
HALLUX RIGIDUS/LIMITUS



**HOHLFUSS**  
HIGH ARCHES



**FERSENSPORN/PLANTARFASZIITIS**  
HEEL SPUR/PLANTARFASCIITIS



**SICHELFUSS**  
PIGEON TOES


\* Die Einlagenrohlinge können durch entsprechende Weiterverarbeitung nach ärztlicher Verordnung durch einen Gesundheitshandwerker individuell für einen Kunden zu einer indikationsbezogenen Sonderanfertigung werden.

\* In line with a medical prescription, these insole blanks can be suitably individually adjusted for a customer by a healthcare technician into a indication-related special construction.

# NOVAPED SOFT WINDOW-DECKE

Die Novaped Soft Window-Decke verfügt über eine Polsterkombination mit soften Aussparungen am Fersenbein, an der Plantarsehne sowie im Vorfußbereich. Die gezielt gesetzten Zonen der Decke ermöglichen eine Entlastung des Fußes mit gleichzeitig unterstützender Wirkung. Einzigartig ist der neuartige Deckenbezug aus Skin-Tex, der einen Blick auf die Polsterkombination ermöglicht.


The Novaped Soft Window cover features a cushion combination with soft recesses on the heel, sole and forefoot. The cover's targeted areas alleviate the foot while also having a supporting effect. The new cover made of Skin-Tex is unique and offers a view of the cushion combination.



## SOFT

ART.-NR.  
CODE NO.  
962627565

<b>POLSTER</b>	Multiforte, weiß, ca. 40° Shore A, 2 mm	Multiform-Hybrid, blau, ca. 20° Shore A, 2 mm
<b>BASE</b>	Multiforte, white, approx. 40° Shore A, 2 mm	Multiform-hybrid, blue, approx. 20° Shore A, 2 mm



## MEDIUM

ART.-NR.  
CODE NO.  
962627555

<b>POLSTER</b>	Multiforte, weiß, ca. 40° Shore A, 2 mm	Multiform, orange, ca. 30° Shore A, 2 mm
<b>BASE</b>	Multiforte, white, approx. 40° Shore A, 2 mm	Multiform, orange, approx. 30° Shore A, 2 mm



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	VERKAUFSEINHEIT SALE UNIT
962627565	35–49	Soft Window-Decke Soft Soft window cover soft	Skin-Tex, Wave Blau Skin-tex, wave blue	Multiform-Hybrid / Multiforte Multiform-hybrid / multiforte	5 Paar 5 pair
962627555	35–49	Soft Window-Decke Medium Soft window cover medium	Skin-Tex, Wave Orange Skin-tex, wave orange	Multiform / Multiforte Multiform / multiforte	5 Paar 5 pair

# NOVAPED PU WINDOW

Der weichpolsternde Einlagenrohling Novaped PU Window mit PU-Unterbau zeichnet sich durch seine innovative Konstruktion aus. Die gezielte Kombination mit dem PU-Unterbau ermöglicht eine effektive Reduzierung von Beschwerden am Fersenbein, an der Plantarsehne sowie im Vorfußbereich. Besonders hervorzuheben ist die Rolle des PU-Unterbaus, welcher dem Rohling einen herausragenden Tragekomfort verleiht und somit für eine optimale Unterstützung des Fußes sorgt.

Innovative design is a feature of the soft cushioning insole blank Novaped PU Window with PU base. Combined with the PU base, it effectively reduces discomfort of the heel, sole and forefoot. The PU base is a key feature as it makes the insole blank very comfortable and provides optimal support.

**UNTERBAU**  
PU, weiß, ca. 35° Shore A

**BASE**  
PU, white, approx. 35° shore A

**VERSTÄRKUNG**  
TPU

**REINFORCEMENT**  
TPU



**BEZUG**  
Skin-Tex, Wave Blau, 0,3 mm

**COVER**  
Skin-tex, wave blue, 0,3 mm

ART.-NR.  
CODE NO.  
670125000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
670125000	35–50	PU Window Soft PU window soft	Skin-Tex, Wave Blau skin-tex, wave blue	Multiform-Hybrid/Multiforte, blau Multiform-hybrid/multiforte, blue	Tropfenform Drop shape	universal universal
670120000	35–50	PU Window Medium PU window medium	Skin-Tex, Wave Orange Skin-tex, wave orange	Multiform/Multiforte, orange Multiform/multiforte, orange	Tropfenform Drop shape	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.  
CODE NO.  
670120000

**PU Window Medium**  
Wave Orange  
Mehrzonenpolster  
Unterbau PU, ca. 35° Shore A


**PU window medium**  
wave orange  
multi-zone cushioning  
base PU, approx. 35° Shore A



# NOVAPED SOFT WINDOW

Der Novaped Window Soft Einlagenrohling mit Multiform-Unterbau bietet ein besonders angenehmes Tragegefühl. Die herausragende Eigenschaft des Multiform-Unterbaus besteht darin, dass er problemlos nachgearbeitet werden kann. Die gezielte Kombination mit dem Multiform-/Multiforte-Unterbau ermöglicht eine effektive Unterstützung und sorgt zugleich für Entlastung im Bereich des Fersenbeins, der Plantarsehne sowie im Vorfußbereich.

The Novaped Window Soft insole blank with Multiform base provides incredible comfortable. The outstanding feature of the Multiform base is that it can be easily reworked. Combined with the Multiform/Multiforte base, it allows for effective support while alleviating the heel, sole and forefoot.



ART.-NR.  
CODE NO.  
877846565

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
877846565	35–48	Soft Window Soft Soft window soft	Skin-Tex, Wave Blau Skin-tex, wave blue	Multiform-Hybrid/Multiforte, blau Multiform-hybrid/multiforte, blue	Tropfenform Drop shape	bequem comfortable
877941555	35–48	Soft Window Medium Soft window medium	Skin-Tex, Wave Orange Skin-tex, wave orange	Multiform/Multiforte, orange Multiform/multiforte, orange	Tropfenform drop shape	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.  
CODE NO.  
877941555

**Soft Window Medium**  
Wave Orange  
Mehrzonenpolster  
Unterbau Multiforte, weiß, ca. 40° Shore A

**Soft window medium**  
wave orange  
multi-zone cushioning  
base multiforte, white, approx. 40° Shore A



# NOVAPED S90 SKIN WINDOW

Der Novaped Mehrzone Window Einlagenrohling mit Skin-Folientechnik überzeugt durch seine schlanke und leichte Bauweise, die einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort gewährleistet. Der glasfaser verstärkte Einlagenkern bietet eine herausragende Stabilität sowohl im Längsgewölbe als auch im Fersenbereich. Die gezielte Kombination mit stützendem Material und der Skin- Folientechnik ermöglicht eine wirksame Linderung von Beschwerden im Bereich des Fersenbeins, der Plantarsehne sowie im Großzehengelenksbereich.

A feature of the Novaped Multizone Window insole blank with skin film technology is its slim, lightweight construction that guarantees exceptional comfort. The fibreglass-reinforced insole core offers outstanding stability both in the longitudinal arch and in the heel. Combined with support material and the skin film technology, it effectively alleviates discomfort in the heel, sole and big toe joint.

**FERSENPOLSTER**  
p<sup>2</sup> resorb, PU, schwarz,  
ca. 12° Shore A, 1 mm

**HEEL PAD**  
p<sup>2</sup> resorb, PU, black,  
approx. 12° Shore A, 1 mm

**POLSTER**  
langsohlig  
Multiform-Hybrid, blau,  
ca. 20° Shore A, 2 mm  
Multiforte, ca. 40° Shore A,  
2 mm

**CUSHIONING**  
long  
Multiform-hybrid, blue,  
approx. 20° Shore A, 2 mm  
Multiforte, approx. 40° Shore A,  
2 mm

ART.-NR.  
CODE NO.  
989808565

**UNTERBAU**  
Skin Folientechnik, weiß


**BASE**  
skin film technology, white

**VERSTÄRKUNG**  
Scheinflex/Scheinflex Plus

**REINFORCEMENT**  
Scheinflex/Scheinflex Plus

**BEZUG**  
Skin-Tex, Wave Blau, 0,3 mm

**COVER**  
Skin-tex, wave blue, 0.3 mm



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	BESONDERHEIT CHARACTERISTICS	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
989808565	35–50	S90 Skin Soft S90 Skin soft	Skin-Tex, Wave Blau Skin-tex, wave blue	Multiform-Hybrid / Multiforte, blau Multiform-hybrid / multiforte, blue	Fersenpolster heel pad	Anatomisch 3470 anatomical 3470	schmal narrow
989808555	35–50	S90 Skin Medium S90 Skin medium	Skin-Tex, Wave Orange Skin-tex, wave orange	Multiform / Multiforte, orange Multiform / multiforte, orange	Fersenpolster heel pad	Anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.  
CODE NO.  
989808555

**S90 Skin Medium**  
Wave Orange  
Mehrzonenzpolster  
Unterbau S90 Skin, ca. 35° Shore A

**S90 Skin medium**  
wave orange  
multi-zone cushioning  
base S90 Skin, approx. 35° Shore A



# **Novaped PU**

## **Einlagenrohlinge**

### orthopaedic foot supports



# NOVAPED PU

Der Novaped PU Einlagenrohling wird aus einer hochwertigen PU-Schaumkomponente hergestellt. In seiner Struktur ist der Schaum flexibel, wirkt polsternd und druckentlastend. Die Rückstelleigenschaften des Materials gewährleisten eine zuverlässige Wirkweise. In Kombination mit dem OnDry-plus-Bezugsmaterial wird der Tragekomfort des Basismoduls PU gesteigert. Einen zusätzlichen Dämpfungskomfort bietet die Variante mit dem 1,5-mm-starken Polster aus orangefarbenem Multiform.

The Novaped PU insole blank is made of a high-quality PU foam component. The structure of the foam is flexible, cushioning and pressure-relieving. The recovery properties of the material guarantee a reliable effect. The wearing comfort of the PU base is further increased by the OnDry plus cover. Additional cushioning comfort is offered by the variant with a 1.5 mm Multiform orange cushioning material.

## BASISMODUL PU

weiß, ca. 35° Shore A

## BASE MODULE PU

white, approx. 35° Shore A



## VERSTEIFUNG

TPU

## REINFORCEMENT

TPU



## BEZUG

OnDry plus, jeans

## COVER

OnDry plus, denim

ART.-NR.  
CODE NO.  
670110347



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
670110347	35–50	PU mit Bezug PU with cover	OnDry plus, jeans OnDry plus, denim	–	Tropfenform drop shape	universal universal
670160363	35–50	PU mit Bezug und Polster PU with cover and cushioning	OnDry plus, melange OnDry plus, melange	Multiform, orange Multiform, orange	Tropfenform drop shape	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



### PU MIT BEZUG UND POLSTER

OnDry plus, melange  
Multiform, orange, ca. 30° Shore A, 1,5 mm

### PU BASE WITH COVER AND CUSHIONING

OnDry plus, melange  
Multiform, orange, approx. 30° Shore A, 1.5 mm



ART.-NR.  
CODE NO.  
670160363

# NOVAPED PU

Der Novaped PU Einlagenrohling wird aus einer hochwertigen PU-Schaumkomponente hergestellt. In seiner Struktur ist der Schaum flexibel, wirkt polsternd und druckentlastend. Die Rückstelleigenschaften des Materials gewährleisten eine zuverlässige Wirkweise. Die Decke aus Multiform-Material bietet eine zusätzliche bewährte Polsterung und ermöglicht eine sehr gute Verklebbarkeit und individuelle Weiterverarbeitung.

The Novaped PU insole blank is made of a high-quality PU foam component. The structure of the foam is flexible, cushioning and pressure-relieving. The recovery properties of the material guarantee a reliable effect. The Multiform material provides additional proven cushioning and enables very good gluing properties and individual finishing.



ART.-NR.  
CODE NO.  
670130150

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
670130150	35–50	PU individuell PU individual	–	Multiform, grau Multiform, grey	Tropfenform drop shape	universal universal
670130300	35–50	PU individuell PU individual	–	Multiform, grau Multiform, grey	–	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.  
CODE NO.  
670130300

**PU individuell**  
ohne Pelotte  
Multiform, grau,  
ca. 30° Shore A, 1,5 mm

**PU individual**  
without pad  
Multiform, grey,  
approx. 30° Shore A, 1,5 mm

**BASISMODUL PU**  
weiß, ca. 35° Shore A

**BASE MODULE PU**  
white, approx. 35° Shore A

**VERSTEIFUNG**  
TPU

**REINFORCEMENT**  
TPU



# NOVAPED PU

Der Novaped PU Einlagenrohling wird aus einer hochwertigen PU-Schaumkomponente hergestellt. In seiner Struktur ist der Schaum flexibel, wirkt polsternd und druckentlastend. Die Rückstelleigenschaften des Materials gewährleisten eine zuverlässige Wirkweise. Der neuartige Skin-Tex- Bezug bietet einen guten Tragekomfort und zusätzlich eine sehr gute Verklebbarkeit und individuelle Weiterverarbeitung.

The Novaped PU insole blank is produced using a high-quality PU foam liquid. The foam is flexible in structure, provides cushioning and relieves pressure. The recovery properties of the material ensure reliable performance. The new Skin-Tex cover is comfortable and provides an additional, strong adhesiveness and can be used to suit individual needs.



ART.-NR.  
CODE NO.  
670100220

## UNTERBAU

PU, weiß, ca. 35° Shore A

## BASE

PU, white, approx. 35° shore A

## VERSTÄRKUNG

TPU

## REINFORCEMENT

TPU



## BEZUG

Skin-Tex, grau, 0,3 mm

## COVER

Skin-tex, grey, 0,3 mm



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
670100220	35–50	PU mit Bezug PU with cover	Skin-Tex, Wave grau Skin-tex, Wave grey	-	Tropfenform Drop shape	universal universal
670100310	35–50	PU mit Bezug PU with cover	Skin-tex, Wave grau Skin-tex, Wave grey	-	-	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



### PU MIT BEZUG

Skin-Tex Wave, grau, 0,3 mm  
ohne Pelotte

### PU BASE WITH COVER AND CUSHIONING

Skin-Tex Wave, grey, 0,3 mm  
without pad



ART.-NR.  
CODE NO.  
670100310

# **Novaped soft**

## **Einlagenrohlinge**

orthopaedic foot supports



# NOVAPED SOFT

Der Novaped Soft Einlagenrohling ist in Weichpolstertechnik gefertigt und sorgt für eine effektive Druckentlastung mit hohem Komfort. Die Basis bildet ein weiches und dennoch formstables Multiform-Material. Es lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten, sodass eine schnelle und individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers möglich ist.

The Novaped Soft insole blank is made using soft cushioning technology and provides effective pressure relief with a high level of comfort. The base is a soft and stable Multiform material. It can be thermally formed and easily processed, making quick and individual adaptation to the users foot possible.



ART.-NR.  
CODE NO.  
974814177




ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
974814177	35–48	Soft Soft	–	Multiform, blau Multiform, blue	Multiform, weiß Multiform, white	Tropfenform drop shape	universal universal

# NOVAPED SOFT

Der Novaped Soft Einlagenrohling ist in Weichpolstertechnik gefertigt und sorgt für eine effektive Druckentlastung mit hohem Komfort. Die Basis bildet ein weiches und dennoch formstables Multiform-Material. In Kombination mit dem Bezugsmaterial aus Pigreco wird der Tragekomfort zusätzlich gesteigert. Der Rohling lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten, sodass eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers möglich ist.

The Novaped Soft insole blank is made using soft cushioning technology and provides effective pressure relief with a high level of comfort. The base is a soft and stable Multiform material. The wearing comfort is further increased by the Pigreco cover. It can be thermally formed and easily processed, making quick and easy individual adaptation to the user's foot possible.



ART.-NR.  
CODE NO.  
974804000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
974804000	35–48	Soft Soft	Pigreco perforiert, grau Pigreco perforated, grey	Multiform, grau Multiform, grey	Multiform, schwarz Multiform, black	Tropfenform drop shape	universal universal



# NOVAPED SOFT CALCANEUS

Derbettende Einlagenrohling Novaped Soft Calcaneus in Weichpolster-technik ist speziell für den Einsatz bei Überlastungssymptomen oder Schmerzen im Bereich des Calcaneus konzipiert. Für eine gezielte Entlastung der Fußstruktur sorgt der formgebende Unterbau aus Multiforte durch den Einsatz von entlastenden ( $p^2$  resorb) oder absorbierenden ( $p^2$  absorb) PU-Materialien, gepaart mit einer besonderen langsohligen Multiform-Polsterung in Mehrzonentechnik. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch anformen und einfach beschleifen.

The Novaped Soft Calcaneus bedding insole blank with soft padding technology is specially designed for use in case of overuse symptoms or pain in the area of the calcaneus. The shaping base made of Multiforte provides targeted relief for the foot structure through the use of relieving ( $p^2$  resorb) or absorbing ( $p^2$  absorb) PU materials paired with special long Multiform cushioning with multi-zone technology. The insole blank can be thermally formed and easily ground.



ART.-NR.  
CODE NO.  
979828000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979828000	35–50	Soft Calcaneus resorb Soft Calcaneus resorb	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform, grau/ Lunairmed, beige Multiform, grey/ Lunairmed, beige	Multiforte, weiß/ $p^2$ resorb, schwarz Multiforte, white/ $p^2$ resorb, black	Tropfenform drop shape	universal universal

# NOVAPED KORK CALCANEUS

Der Novaped Kork Calcaneus Resorb Einlagenrohling ist ein unterstützender Einlagenrohling mit einem Kork-Unterbau und einer Aussparung am Fersenbein. Der Einlagenrohling wurde so konzipiert, dass Schmerzen in der Ferse und der fortlaufenden Plantarsehne im Alltag reduziert werden. Der geprägte OnDry-Bezug sorgt für ein trockenes Fußklima, indem er Feuchtigkeit aufnimmt und umverteilt.

The Noveped Cork Calcaneus Resorb insole blank is a support insole blank with a cork base and a recess on the heel. The insole blank was designed to reduce pain in the heel and continuous plantar tendon in day-to-day life. The imprinted OnDry cover keeps the foot dry by absorbing and redistributing moisture.



ART.-NR.  
CODE NO.  
979728000

## UNTERBAU

Kunstkork S/ARU®fant, beige  
ca. 50° Shore A, 12 mm,  
Vorschliff

## BASE

artificial cork S/ARU®fant, beige  
approx. 50° Shore A, 12 mm,  
pre-ground



## VERSTÄRKUNG

THK

## REINFORCEMENT

THK

## FERSENSPORNAUSSPARUNG

mit p<sup>2</sup> resorb-Polstermaterial,  
schwarz, ca. 12° Shore A

## HEEL SPUR CUTOUT

with p<sup>2</sup> resorb cushioning material,  
black, approx. 12° Shore A



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979728000	35–50	Kork Calcaneus Resorb Cork calcaneus resorb	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform Multiform	Tropfenform drop shape	universal universal
979718000	35–50	Kork Cork	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform Multiform	Tropfenform drop shape	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



### Kork

langsohlig, Multiform, grau, ca. 30° Shore, 4 mm

### Cork

long, Multiform, grey, approx. 30° Shore, 4 mm

ART.-NR.  
CODE NO.  
979718000




# NOVAPED S90 SKIN

Der stützende Einlagenrohling in Skin Folientechnik Novaped S90 Skin weist eine dünne und leichte Bauweise auf mit optimaler Unterstützung der Fußstruktur und hohem Tragekomfort. Der glasfaserverstärkte Einlagenkern bietet dabei eine hohe Stabilität im Längsgewölbe und in der Ferse. Zusätzliche Fersen- und Ballenpolster reduzieren punktuellen Druck bei Beschwerden im Fersen- und Ballenbereich. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch verformen/anformen und für eine individuelle Anpassung einfach beschleifen.

The Novaped S90 Skin supporting insole blank with skin film technology has a thin and lightweight design with optimal support of the foot structure and a high level of wearing comfort. The glass-fibre-reinforced insole core provides high stability in the longitudinal arch and heel. Additional heel and bunion pads reduce localised pressure in the event of heel and bunion complaints. The insole blank can be thermoformed/shaped and easily ground for an individual fit.



ART.-NR.  
CODE NO.  
989810000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	BESONDERHEIT CHARACTERISTICS	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
989810000	35–50	S90 Skin Sneaker S90 Skin Sneaker	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	p <sup>2</sup> resorb, schwarz p <sup>2</sup> resorb, black	Fersenpolster heel pad	Anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal
989808968	35–48	S90 Skin Business S90 Skin Business	–	–	Fersen- und Ballenpolster heel and bunion pad	–	schmal narrow

PRODUKTALTERNATIVE  
PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.  
CODE NO.  
989808968

**S90 SKIN BUSINESS**  
ohne Bezug und Pelotte  
Ballenpolster, p<sup>2</sup> resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 2 mm  
Fersenpolster, p<sup>2</sup> resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 3 mm


**S90 SKIN BUSINESS**  
without cover and pad  
bunion pad, p<sup>2</sup> resorb, black, approx. 12° Shore A, 2 mm  
heel pad, p<sup>2</sup> resorb, black, approx. 12° Shore A, 3 mm



# NOVAPED S90 SKIN CALCANEUS

Der stützende Einlagenrohling in Skin Folientechnik Novaped S90 Skin Calcaneus ist speziell für den Einsatz bei Überlastungssymptomen oder Schmerzen im Bereich des Calcaneus konzipiert. Die Fußstruktur wird gezielt unterstützt und entlastet. Durch eine anatomisch angepasste Aussparung in der Fersenmitte und Tieferlegung der plantaren Sehnenstruktur gepaart mit dem Einsatz einer durchdachten Polsterkombination. Glasfaser verstärkte Bauteile erhöhen dabei die Stabilität im Längsgewölbe. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch verformen/anformen und für eine individuelle Anpassung einfach beschleifen.

The Novaped S90 Skin Calcaneus supportive insole blank with skin film technology is specially designed for use in cases of overuse symptoms or pain in the calcaneus area. The foot structure receives targeted support and relief through an anatomically adapted cutout in the centre of the heel and lowering of the plantar tendon structure paired with the use of a sophisticated cushioning combination. Glass-fibre-reinforced components increase stability in the longitudinal arch. The insole blank can be thermoformed/shaped and easily ground for an individual fit.



ART.-NR.  
CODE NO.  
989820000

**UNTERBAU**  
Skin Folientechnik, weiß

**BASE**  
skin film technology, white

**VERSTÄRKUNG**  
Scheinflex/Scheinflex Plus

**REINFORCEMENT**  
Scheinflex/Scheinflex Plus

**FERSENSPORNAUSSPARUNG**  
mit Tieferlegung der Plantarsehnenstruktur und PU-Polstermaterialien  
p<sup>2</sup> resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 3 mm  
PX absorb, gelb, ca. 13° Shore A, 3 mm

**HEEL SPUR CUTOUT**  
with lowering of the plantar tendon structure and PU cushioning materials  
p<sup>2</sup> resorb, black, approx. 12° Shore A, 3 mm  
PX absorb, yellow, approx. 13° Shore A, 3 mm

**BEZUG**  
OnDry geprägt, dunkelgrau  
**COVER**  
OnDry embossed, dark grey



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
989820000	35–50	S90 Skin Calcaneus Sneaker S90 Skin Calcaneus Sneaker	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform, weiß/Lunairmed, beige Multiform, white/Lunairmed, beige	Anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal
989820174	35–50	S90 Skin Calcaneus Sneaker, unverklebt S90 Skin Calcaneus Sneaker, unbonded	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	Multiform, weiß/Lunairmed, beige Multiform, white/Lunairmed, beige	Anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal

PRODUKTALTERNATIVE  
PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.  
CODE NO.  
989820174

## S90 SKIN CALCANEUS SNEAKER, UNVERKLEBT

Bezug mit Polster und Pelotte beiliegend  
Fersenpolster, p<sup>2</sup> resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 3 mm  
Fersenpolster, PX absorb, gelb, ca. 13° Shore A, 3 mm

## S90 SKIN CALCANEUS SNEAKER, UNBONDED

cover with cushioning and pad enclosed  
heel pad, p<sup>2</sup> resorb, black, approx. 12° Shore A, 3 mm  
heel pad, PX absorb, yellow, approx. 13° Shore A, 3 mm



# NOVAPED S90 SKIN HALLUX

Der Einlagenrohling Novaped S90 Skin Hallux ist speziell für den Einsatz bei Bewegungseinschränkungen des Großzehengrundgelenks entwickelt. Dabei „schient“ die Rigidusfeder das Großzehengrundgelenk und limitiert dessen Beweglichkeit. Die dünne und leichte Bauweise mit glasfaserverstärktem Einlagenkern bietet hohe Stabilität und optimale Unterstützung der Fußstruktur mit hohem Tragekomfort. Der Einlagenrohling lässt sich thermisch verformen/anformen und für eine individuelle Anpassung einfach beschleifen.

The Novaped S90 Skin Hallux insole blank is specially designed for use in cases of restricted movement of the metatarsophalangeal joint of the big toe. The rigidus spring ‘splints’ the metatarsophalangeal joint of the big toe and limits its mobility. The thin and lightweight design with a glass-fibre-reinforced insole core provides high stability and optimal support of the foot structure with a high level of wearing comfort. The insole blank can be thermoformed/shaped and easily ground for an individual fit.



ART.-NR.  
CODE NO.  
989899000

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
989899000	35–48	S90 Skin Hallux S90 Skin Hallux	OnDry geprägt, dunkelgrau OnDry embossed, dark grey	p <sup>2</sup> resorb, schwarz p <sup>2</sup> resorb, black	Anatomisch 3470 anatomical 3470	universal universal
989899968	35–48	S90 Skin Hallux S90 Skin Hallux	–	–	–	universal universal

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE

ART.-NR.  
CODE NO.  
989899968



**S90 Skin Hallux**  
ohne Bezug, Polster und Pelotte  
**S90 Skin Hallux**  
without cover, cushioning and pad



## BESONDERHEIT

lange Rigidusfeder

## CHARACTERISTICS

long rigidus spring

## UNTERBAU

Skin Folientechnik, weiß

## BASE

skin film technology, white

## VERSTÄRKUNG

Scheinflex/Scheinflex Plus

## REINFORCEMENT

Scheinflex/Scheinflex Plus



# NOVAPED S90 PLATEAU

Der schalige Einlagenrohling Novaped S90 Plateau mit Fersenplateau bietet einen hohen Tragekomfort. Er stützt und korrigiert Fußfehlstellungen. Das Fersenplateau mit seiner vergrößerten Auflagefläche stabilisiert und verbessert im Stand die Kraftübertragung auf den Schuhboden.

The cup-shaped Novaped S90 Plateau insole blank with heel plateau offers a high level of comfort. It supports and corrects foot malpositions. The heel plateau with its enlarged support surface provides stability and improves transmission of force onto the sole of the shoe.



ART.-NR.  
CODE NO.  
980360000

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
980189000	19/20-33/34 35-48	S90 Plateau (schalig) S90 Plateau (cup-shaped)	Pigreco, orange Pigreco, orange	-	Folientechnik film technology	ab 35 from 35	mittel medium
980260000	19/20-33/34 35-47	S90 Plateau (schalig) S90 Plateau (cup-shaped)	-	Multiform, orange Multiform, orange	Folientechnik film technology	ab 35 from 35	breit wide
980360000	19/20-33/34 35-42	S90 Plateau (schalig) S90 Plateau (cup-shaped)	Pigreco, orange Pigreco, orange	Multiform, orange Multiform, orange	Folientechnik film technology	ab 35 from 35	schmal narrow

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE

ART.-NR.  
CODE NO.  
980189000



**MIT BEZUG**  
Mittlere Ausführung, ohne Pelotte

**WITH COVER**  
medium, without cushioning

ART.-NR.  
CODE NO.  
980260000



**MIT POLSTER**  
Breite Ausführung, leichte retrokaptiale Pelottierung

**WITH CUSHIONING**  
wide, with pad



## UNTERBAU

Folientechnik mit Textilunterfutter, transparent/blau

## BASE

film technology with textile underlining, transparent/blue

## VERSTÄRKUNG

Scheinflex

## REINFORCEMENT

Scheinflex

## FERSENPLATEAU HEEL PLATEAU



# NOVAPED PERFORMANCE

Von der Deckschicht bis zum Unterbau kombinieren die Novaped Performance Einlagenrohlinge unterschiedliche Materialeigenschaften, um eine optimale Bewegungsführung und -unterstützung zu ermöglichen. Abhängig von der Bewegungsart, Intensität und Umfang der Aktivität werden drei unterschiedliche Ausführungen angeboten: SOFT, MEDIUM und PLUS. Aufgrund der speziellen Verarbeitung des Unterbaus lassen sich die Einlagenrohlinge besonders effizient und zeitsparend weiterverarbeiten.

From the top layer to the substructure, the Novaped Performance insole blank combines different material properties to provide optimal movement guidance and support. Depending on the type of movement, intensity and scope of the activity, three different versions are offered: SOFT, MEDIUM and PLUS. Due to the special processing of the substructure, the insole blanks can be processed particularly efficiently and in a time-saving manner.

## MEHRZONENUNTERBAU

Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 12 mm  
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 12 mm

## MULTI-ZONE BASE

Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 12 mm  
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 12 mm

## VERSTÄRKUNG

THK

## REINFORCEMENT

THK

**für komfortable Alltagsaktivitäten**  
**for comfortable everyday activities**



### POLSTER FUNKTIONSEBENE

langsohlig  
Multiform-hybrid, blau,  
ca. 20° Shore A, 2 mm  
weich, dämpfend

### CUSHIONING FUNCTIONAL LEVEL

long  
Multiform hybrid, blue,  
approx. 20° Shore A, 2 mm  
soft, cushioning

### POLSTER MEHRZONENEBENE

langsohlig  
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 2 mm  
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 2 mm  
Multiform hybrid, blau, ca. 20° Shore A, 2 mm

### CUSHIONING MULTI-ZONE LEVEL

long  
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 2 mm  
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 2 mm  
Multiform hybrid, blue, approx. 20° Shore A, 2 mm

ART.-NR.  
CODE NO.  
978110000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
978110000	35–48	Performance <b>SOFT</b>	Multiform hybrid, blau/Multiform, grau/Multiforte, schwarz Multiform hybrid, blue/Multiform, grey/Multiforte, black	Tropfenform drop shape	universal universal
978120000	35–48	Performance <b>MEDIUM</b>	p <sup>2</sup> absorb, grün/Multiform, grau/Multiforte, schwarz p <sup>2</sup> absorb, green/Multiform, grey/Multiforte, black	Tropfenform drop shape	universal universal
978130000	35–48	Performance <b>PLUS</b>	p <sup>2</sup> rebound, rot/Multiform, grau/Multiforte, schwarz p <sup>2</sup> rebound, red/Multiform, grey/Multiforte, black	Tropfenform drop shape	universal universal

## für dynamisch wechselnde Aktivitäten for dynamic activities



**POLSTER  
FUNKTIONSEBENE**  
langsohlig  
p<sup>2</sup> absorb, grün,  
ca. 22° Shore A, 2 mm  
stoßabsorbierend, entlastend

**CUSHIONING  
FUNCTIONAL LEVEL**  
long  
p<sup>2</sup> absorb, green,  
approx. 22° Shore A, 2 mm  
shock-absorbing, relieving

**MEHRZONENUNTERBAU**  
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 12 mm  
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 12 mm

**MULTI-ZONE BASE**  
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 12 mm  
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 12 mm

**VERSTÄRKUNG  
THK**

**REINFORCEMENT  
THK**

ART.-NR.  
CODE NO.  
978120000



## für ausdauernd sportliche Aktivitäten for high-endurance sporting activities



**POLSTER  
FUNKTIONSEBENE**  
langsohlig  
p<sup>2</sup> rebound, rot,  
ca. 15° Shore A, 2 mm  
federnd, energierückführend

**CUSHIONING  
FUNCTIONAL LEVEL**  
long  
p<sup>2</sup> rebound, red,  
approx. 15° Shore A, 2 mm  
springy, energy-returning

**MEHRZONENUNTERBAU**  
Multiform, grau, ca. 30° Shore A, 12 mm  
Multiforte, schwarz, ca. 40° Shore A, 12 mm

**MULTI-ZONE BASE**  
Multiform, grey, approx. 30° Shore A, 12 mm  
Multiforte, black, approx. 40° Shore A, 12 mm

**VERSTÄRKUNG  
THK**

**REINFORCEMENT  
THK**


ART.-NR.  
CODE NO.  
978130000



# NOVAPED SPORTS

Novaped Sports Einlagenrohlinge sind für verschiedene Sportarten und ihre spezifischen Bewegungs- und Belastungsmuster konzipiert. Mit einem Höchstmaß an Tragekomfort beugen sie Überlastungen vor und tragen zur Linderung von bereits bestehenden Beschwerden bei. Es handelt sich um hochwertige Kunststoffrohlinge in bewährter Folientechnik, die sich durch eine geringe Bauhöhe und eine an die jeweiligen Sportschuharten angepasste Passform auszeichnen.

Novaped Sports insole blanks are designed for different sports and their specific movement and stress patterns. They prevent overstraining and contribute to the relief of already existing complaints with a very high level of wearing comfort. They are high-quality synthetic blanks with proven film technology, which are characterised by a low construction height with a coordinated fit to the respective types of sports shoes.



ART.-NR.  
CODE NO.  
987620000

ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
987620000	35–53	Laufen/Wandern/Nordic Walking Running/Walking/Nordic Walking	Pigreco, orange Pigreco, orange	p <sup>2</sup> resorb, schwarz p <sup>2</sup> resorb, black	Tropfenform drop shape	breit wide
987624000	35–46	Laufen/Wandern/Nordic Walking Running/Walking/Nordic Walking	Pigreco, orange Pigreco, orange	p <sup>2</sup> resorb, schwarz p <sup>2</sup> resorb, black	Tropfenform drop shape	schmal narrow
987610000	29/30–33/34 35–48	Fußball Soccer	ARU-X-Static, schwarz ARU-X-Static, black	p <sup>2</sup> resorb, schwarz p <sup>2</sup> resorb, black	Tropfenform drop shape	schmal narrow

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.  
CODE NO.  
987610000

**FUSSBALL**  
Zusatzzpolster des Großzehenballens/  
Unterstützung Vorfußaußenrand  
schalige Rückfußfassung

**SOCER**  
additional cushioning of the ball of the big toe/  
support of forefoot outer edge  
cup-shaped back part of the foot

## TORSIONSTÜTZE TORSION SUPPORT

**ENTLASTUNGSPOLSTER**  
p<sup>2</sup> resorb, schwarz, ca. 12° Shore A, 1,5 mm

**PRESSURE-RELIEVING PAD**  
p<sup>2</sup> resorb, black, approx. 12° Shore A, 1,5 mm

## VERSTÄRKUNG REINFORCEMENT

Scheinflex



# NOVAPED ACTIVE

Die in Frästechnik hergestellten Novaped Active Einlagenrohlinge sind für die spezifischen Anforderungen im Breitensport konzipiert. Um Überlastungsschäden entgegenzuwirken bieten sie optimale Stabilität und Dämpfung der Füße, Knie- und Hüftgelenke sowie der Wirbelsäule. Sie bestehen aus Fräsmaterial in unterschiedlichen Shore-Härten in mehrschichtig horizontaler Ausführung und bieten orthopädisch wirksame Unterstützung der Fußgewölbe. Die Fräsröhringe sind leicht zu schleifen und gut zu verkleben.

The Novaped Active insole blanks manufactured using milling technology are designed for sport-specific requirements in mass sports. To counteract overuse injuries, they offer optimal stability and cushioning for the feet, knee and hip joints and the spine. They consist of milling material in different Shore hardesses in a multi-layer horizontal design and offer orthopaedically effective support for the arch of the foot. The milling blanks are easy to grind and glue well.

**UNTERBAU**  
EVA Fräsmaterial,  
blau, 45° Shore A

**BASE**  
EVA milling material,  
blue, 45° Shore A



**FRÄSMATERIAL**  
EVA Fräsmaterial, blau, 45° Shore A

**MILLING MATERIAL**  
EVA milling material, blue, 45° Shore A

ART.-NR.  
CODE NO.  
772001000

**FRÄSMATERIAL**  
EVA Fräsmaterial, blau, 45° Shore A

**MILLING MATERIAL**  
EVA milling material, blue, 45° Shore A



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	FRÄSMATERIAL MILLING MATERIAL	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
772001000	35-50	Active Herren Active men	EVA Fräsmaterial, blau/weiß EVA milling material, blue/white	anatomisch anatomical	breit wide
772002000	35-48	Active Damen Active women	EVA Fräsmaterial, blau/gelb EVA milling material, blue/yellow	anatomisch anatomical	universal universal
772004000	29/30-33/34 35-50	Active Fußball Active soccer	EVA Fräsmaterial, blau/türkis EVA milling material, blue/turquoise	anatomisch anatomical	schmal narrow

## PRODUKTALTERNATIVE PRODUCT ALTERNATIVE



ART.-NR.  
CODE NO.  
772002000

## ACTIVE DAMEN ACTIVE WOMEN



ART.-NR.  
CODE NO.  
772004000

## ACTIVE FUSSBALL ACTIVE SOCCER




# NOVAPED FLEX BASIC

In gewohnt hoher Verarbeitungsqualität werden die Novaped Basic Einlagenrohlinge aus zuverlässigen und erprobten Materialien hergestellt. Der stützende Novaped Flex Basic Einlagenrohling weist ein moderates Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse auf. Dabei lässt sich der Einlagenkern thermoplastisch verformen und ermöglicht eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß.

The Novaped Basic insole blanks are manufactured in the usual high quality and are made of reliable and proven materials. The supportive Novaped Flex Basic insole blank has a moderate longitudinal arch with a slightly guided heel. The insole core can be thermoplastically formed and allows quick and easy individual adjustment to the foot.



ART.-NR.  
CODE NO.  
959001000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE COVER	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
959001000	35–48	Flex Basic Flex Basic	Paraskin perforiert, beige Paraskin perforated, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Paraskin, beige Paraskin, beige	Tropfenform 2031 drop shape 2031	breit wide
959030000	35–48	Flex Basic Flex Basic	Paraskin perforiert, beige Paraskin perforated, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Paraskin, beige Paraskin, beige	Tropfenform 2031 drop shape 2031	breit wide

PRODUKTALTERNATIVE  
PRODUCT ALTERNATIVE



NOVAPED FLEX BASIC, SCHALIG  
ohne Pelotte

NOVAPED FLEX BASIC, CUP-SHAPED  
without pad

ART.-NR.  
CODE NO.  
959030000



# NOVAPED FLEX BASIC CALCANEUS

In gewohnt hoher Verarbeitungsqualität werden die Novaped Basic Einlagenrohlinge aus strapazierfähigen und erprobten Materialien hergestellt. Der stützende Novaped Flex Basic Calcaneus Einlagenrohling hat eine Aussparung in der Fersenmitte mit zusätzlicher Polsterung für den Einsatz bei Überlastungssymptomen oder Schmerzen im Bereich des Calcaneus. Der Einlagenrohling weist ein moderates Längsgewölbe mit leicht geführter Ferse auf. Dabei lässt sich der Einlagenkern thermoplastisch verformen und ermöglicht eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers.

The Novaped Basic insole blanks are manufactured in the usual high quality and are made of reliable and proven materials. The supportive Novaped Flex Basic Calcaneus insole blank has a cutout in the centre of the heel with additional padding for use in case of overuse symptoms or pain in the area of the calcaneus. The insole blank has a moderate longitudinal arch with a slightly guided heel. The insole core can be thermoplastically formed and allows quick and easy individual adjustment to the foot of the user.



**UNTERBEZUG**  
Paraskin, 3/4-lang

**BASE COVER**  
Paraskin, 3/4 length


**VERSTÄRKUNG**  
flexibler Stratos-Kern  
mit Fersenaussparung und  
Polster aus ARU®foam,  
lachs, ca. 10° Shore A, 3 mm

**REINFORCEMENT**  
flexible Stratos core  
with heel cutout and  
cushioning made of ARU®foam,  
salmon, approx. 10° Shore A, 3 mm

**BEZUG**  
Paraskin perforiert, beige

**COVER**  
Paraskin perforated, beige

ART.-NR.  
CODE NO.  
959010000



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE COVER	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
959010000	35–48	Flex Basic Calcaneus Flex Basic Calcaneus	Paraskin perforiert, beige Paraskin perforated, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Paraskin, beige Paraskin, beige	Tropfenform 2031 drop shape 2031	breit wide
959020000	35–48	Flex Basic Hallux Flex Basic Hallux	Paraskin perforiert, beige Paraskin perforated, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Paraskin, beige Paraskin, beige	Tropfenform drop shap	breit wide

PRODUKTALTERNATIVE  
PRODUCT ALTERNATIVE



**NOVAPED S90 BASIC Hallux**  
Pelotte Tropfenform 732

**NOVAPED S90 BASIC Hallux**  
pad drop shape 732

ART.-NR.  
CODE NO.  
959020000



# NOVAPED SOFT BASIC

In gewohnt hoher Verarbeitungsqualität werden die Novaped Basic Einlagenrohlinge aus strapazierfähigen und erprobten Materialien hergestellt. Der in Weichpolstertechnik hergestelltebettende Novaped Soft Basic Einlagenrohling sorgt dabei für effektive Druckentlastung des Fußes. Er weist ein moderates Längsgewölbe mit halbschälig geführter Ferse auf. Der vorgeschliffene langsohlige Unterbau lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten, sodass eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers möglich ist.

The Novaped Basic insole blanks are manufactured in the usual high quality and are made of reliable and proven materials. The Novaped Soft Basic insole blank, manufactured using soft cushioning technology, provides effective pressure relief for the foot. It has a moderate longitudinal arch with a half-shell heel. The long pre-ground base can be thermoformed and easily adjusted, allowing quick and easy customisation to the user's foot.



ART.-NR.  
CODE NO.  
979010006



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979010006	35-48	Soft Basic Soft Basic	Paraskin perforiert, beige Paraskin perforated, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Multiforte, beige Multiforte, beige	Tropfenform drop shape	breit wide



# NOVAPED KORK BASIC

In gewohnt hoher Verarbeitungsqualität werden die Novaped Basic Einlagenrohlinge aus strapazierfähigen und erprobten Materialien hergestellt. Derbettende Novaped Kork Basic Einlagenrohling sorgt dabei für Druckentlastung und gleichzeitige Stabilisierung des Fußes. Er weist ein moderates Längsgewölbe mit halbschalig geführter Ferse auf. Der vorgeschliffene Thermokork-Unterbau lässt sich thermisch anformen und einfach bearbeiten, sodass eine schnelle und einfache individuelle Anpassung an den Fuß des Trägers möglich ist.

The Novaped Basic insole blanks are manufactured in the usual high quality and are made of reliable and proven materials. The cushioning Novaped Cork Basic insole blank provides pressure relief and stabilisation of the foot at the same time. It features a moderate longitudinal arch with a half-shell heel. The pre-ground thermo-cork base can be thermoformed and easily adjusted, allowing quick and easy individual adaptation to the user's foot.



ART.-NR.  
CODE NO.  
979000006

## UNTERBAU

Kunstkork S/ARU®fant, beige  
ca. 50° Shore A, 10 mm  
Vorschliff

## BASE

artificial cork S/ARU®fant, beige  
approx. 50° Shore A, 10 mm  
pre-ground

## VERSTÄRKUNG

THK

## REINFORCEMENT

THK



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG COVER	POLSTER CUSHIONING	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979000006	35-48	Kork Basic Cork Basic	Paraskin, beige Paraskin, beige	Multiform, beige Multiform, beige	Kunstkork S/ARU®fant, beige artificial cork S/ARU®fant, beige	Tropfenform drop shape	breit wide

# NOVAPED SOFT PROTECT

Die Novaped Soft Protect Einlagenrohlinge sind speziell für den Einsatz in Sicherheitsschuhen der angegebenen Sicherheitsschuhhersteller entwickelt. Durch die Verwendung der zertifizierten Bezugsstoffe und die Einhaltung der Fertigungsanweisungen sind diese konform mit den Baumusterprüfbescheinigungen der Sicherheitsschuhhersteller. Eine Auflistung der zertifizierten Sicherheitsschuhe kann bei den Sicherheitsschuhherstellern angefordert oder heruntergeladen werden.

Novaped Soft Protect insole blanks are specially developed for use in safety shoes from the indicated safety shoe manufacturers. If used with the certified cover materials and in compliance with the manufacturing instructions, they are compliant with the type examination certificates of the safety shoe manufacturers. A list of certified safety shoes can be requested from the safety shoe manufacturers or downloaded on their website.



ART.-NR.  
CODE NO.  
979600000

**FERSENPOLSTER**  
p<sup>2</sup> resorb PU, schwarz,  
ca. 12° Shore A, 2 mm

**HEEL PAD**  
p<sup>2</sup> resorb PU, black,  
approx. 12° Shore A, 2 mm

#### BEZUG/POLSTER-KOMBINATION

langsohlig  
PROTECT ESD, schwarz, 0,5 mm  
4/4-lang, Protect foam PU, schwarz, 3,5 mm, ca. 34° Shore A, Vorfuß perforiert

#### COVER/CUSHIONING COMBINATION

long  
PROTECT ESD, black, 0,5 mm  
4/4-lang, Protect foam Pu, black, 3.5 mm, pprox. 34° Shore A, Forefoot perforated



ART.-NR. CODE NO.	GRÖSSE SIZE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	BEZUG/POLSTER KOMBINATION COVER/CUSHIONING COMBINATION	UNTERBAU BASE	PELOTTE PAD	AUSFÜHRUNG DESIGN
979600000	36–50	• SCHEIN PROTECT • SHOES FOR CREWS	PROTECT ESD, schwarz, 3,5 mm PROTECT ESD, black, 3,5 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal
979610000	35–50	ELTEN	ELTEN ESD Pro, schwarz, 4,3 mm ELTEN ESD Pro, black, 4,3 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal
979614000	35–50	ATLAS	ATLAS Ergo-Med, schwarz, 2,5 mm ATLAS Ergo-Med, black, 2,5 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal
979612000	35–50	STEITZ SECURA	STEITZ SECURA Ergo Soft ESD, schwarz, 2 mm STEITZ SECURA Ergo Soft ESD, black, 2 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal
979613000	35–50	HAIX	HAIX CO-System, weiß/grün, 3,7 mm HAIX CO-System, white/green, 3,7 mm	Multiforte, schwarz Multiforte, black	Tropfenform 2031 drop shape 2031	universal universal

ART.-NR.  
CODE NO.  
97961000



**UNTERBAU**  
Multiforte, schwarz,  
ca. 40° Shore A,  
12 mm



ART.-NR.  
CODE NO.  
979614000



**UNTERBAU**  
Multiforte, schwarz,  
ca. 40° Shore A,  
12 mm



ART.-NR.  
CODE NO.  
979612000



**BESONDERHEIT**  
Vorfußperforation  
**CHARACTERISTICS**  
forefoot perforation



ART.-NR.  
CODE NO.  
979613000



**UNTERBAU**  
Multiforte, schwarz,  
ca. 40° Shore A,  
12 mm





099990304

Schein Orthopädie Service KG  
Hildegardstr. 5  
42897 Remscheid  
Germany  
Tel. +49 2191 910-200  
Fax +49 2191 910-100  
remscheid@schein.de  
www.schein.de

